

# Comet® Pro

Sinta a Liberdade



Uma scooter premium para mobilidade avançada  
proporcionando potência e desempenho excepcionais



Yes, you can.

# Sinta a diferença

As nossas scooters foram concebidas em conjunto com especialistas em cuidados de saúde, para lhe proporcionar padrões de qualidade, segurança e conforto inigualáveis.

Através de uma investigação contínua e dedicada e de uma experiência inigualável na conceção de mobilidade, na Invacare orgulhamo-nos de ter scooters que melhoram a qualidade de vida. Ser capaz de recuperar a confiança e a independência com a sua scooter é importante.

Desde os comandos de direção ergonómicos até aos assentos almofadados adaptáveis e as unidades de assentos de elevação ajustáveis, todos os detalhes das nossas scooters são considerados e aperfeiçoados para que se sinta bem ao andar

## Qualidade



Qualidade de montagem líder de mercado com uma atenção excepcional aos pormenores.

## Segurança



Em conformidade com as mais recentes normas europeias para dispositivos médicos.

## Conforto



Design ajustável para para um conforto duradouro.



# Sinta-se no controlo com Comet® Pro

A Comet Pro é a nossa scooter mais avançada para exteriores. Projetada com funcionalidades e opções excecionais para levar o utilizador onde desejar, com conforto, segurança e estilo. O seu design proporciona um desempenho de condução superior e um controlo total sem compromissos.

A Comet Pro combina tecnologia de condução avançada com um design moderno, oferecendo um desempenho premium e controlo absoluto. As baterias de 2 x 12 V / 75 Ah permitem ao utilizador enfrentar trajetos exigentes, indo para além dos limites urbanos.

Possui ainda rodas dianteiras e traseiras de grande dimensão, combinadas com um sistema de suspensão superior, que permite ultrapassar obstáculos de forma segura e confortável.

Até  
15 km/h  
de velocidade  
máxima

Até  
55 km  
de autonomia  
com uma  
única carga

Peso  
máximo do  
utilizador  
160 kg



## Melhoria no desempenho

- Direção assistida para manter uma trajetória reta a alta velocidade
- A suspensão avançada garante-lhe uma condução suave e confortável em terrenos irregulares
- Direção ergonómica para maior controlo
- Concebida para um desempenho em todos os tipos de terreno
- Protecções anti salpicos



## A sua segurança

- Redução automática da velocidade ao fazer curvas para maior segurança
- Alavanca de desengate em dois passos para evitar movimento livre da scooter
- Luzes e indicadores de travagem
- Faróis para maior visibilidade



## Concebida em torno

- Assento almofadado de alta qualidade
- Coluna de direção ajustável
- Altura do assento ajustável
- Os apoios de braços rebatíveis e o assento giratório facilitam a subida e a descida



## Direção ajustável para um controlo eficaz e maior conforto



## Redução automática da velocidade

reduz a velocidade nas curvas para maior segurança



## Ligação opcional

Concebida com ligação Zeta™, uma tecnologia inovadora que permite aceder à bateria e aos dados de viagem da sua scooter de mobilidade através de uma aplicação fácil de utilizar



Suspensão melhorada



Coluna do assento reforçada



Apoio de braços ajustável em altura e largura



## + Adicione a sua Scooter

Personalize a sua Comet® Pro de acordo com o seu gosto e necessidades. Veja abaixo os extras opcionais disponíveis.

## Adapte a sua Scooter

Temos uma vasta gama de opções adicionais disponíveis para personalizar a sua scooter.



Cesto traseiro



Espelhos retrovisores laterais e traseiros



Para-choques dianteiro e traseiro



Suporte para telemóvel



Suporte para bengalas



Cinto de segurança



Suporte para copos



Painéis de carenagem intercambiáveis

## Dados técnicos

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso site: [www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)



Largura do encosto ▼

510 mm



Profundidade do assento ▼

Deluxe: 470 mm  
Premium: 460 mm



Altura do assento ao chão ▼

Min. 440 mm  
Max. 510 mm



Altura do encosto ▼

Deluxe: 490 mm  
Premium: 630 mm



Largura da unidade de condução ▼

665 - 685 mm



Comprimento total ▼

1450 mm



Peso total ▼

136 kg



Peça mais pesada ▼

63 kg



Peso máximo do utilizador ▼

160 kg



Capacidade da bateria ▼

2 x 12 V/75 Ah (C20)  
AGM



Diâmetro de viragem ▼

2750 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▼

100 mm



Distância do solo ▼

100 mm



Inclinação máxima segura ▼

10 °



Potência do motor ▼

12 km/h: 550 W / 1500 W<sup>1</sup>  
15 km/h: 550 W / 1600 W<sup>1</sup>



Autonomia máxima ▼

12 km/h: 55 km  
15 km/h: 55 km



Velocidade máxima ▼

12 / 15 km/h

<sup>1</sup> Desempenho máximo

## Cores\*



Azul Alium



Vermelho Garnet



Vinil Preto

\*As cores da scooter podem variar ligeiramente

## Estofos

Tel : +351 22 5193360  
[portugal@invacare.com](mailto:portugal@invacare.com)  
[www.invacare.pt](http://www.invacare.pt)

Invacare Portugal II  
Rua da Estrada Velha n° 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal



Yes, you can.®