

INVACARE PORTUGAL II, Lda  
Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2025, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Flo-tech® Solution Xtra** **CE**

**Código ISO 043303 - Almofada de posicionamento para prevenção de úlceras de pressão (risco elevado) constituída por uma base de espuma de elevada resiliência (HR) de 70 kg/m³ com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), com bolsa de fluido compartimentada, de forma a assegurar a estabilidade da pélvis e a correcta distribuição/alívio de pressão. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos. Opção de acessórios de posicionamento, sistema modular para personalização da almofada.**



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador =            kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Almofada Flo-Tech Solution Xtra peso máximo do utilizador 140 kg.</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>LARGURA</b> <b>PROFUND.</b>	<b>CÓDIGO</b> <b>LARGURA</b> <b>PROFUND.</b> <b>P.R.P.</b>
1528460	360 mm    330 mm	1529438            410 mm    510 mm
1501056	360 mm    360 mm	1529439            410 mm    530 mm
1528700	360 mm    380 mm	1494441            430 mm    410 mm
1528941	380 mm    360 mm	1487146            430 mm    430 mm
1528942	380 mm    380 mm	1634379            430 mm    460 mm
1494430	380 mm    410 mm	1634380            430 mm    480 mm
1494431	380 mm    430 mm	1494444            430 mm    510 mm
1494432	380 mm    460 mm	1529445            430 mm    530 mm
1528943	380 mm    480 mm	1487147            460 mm    410 mm
1528944	380 mm    510 mm	1494447            460 mm    460 mm
1529276	380 mm    530 mm	1556587            460 mm    480 mm
1487145	410 mm    410 mm	1494449            460 mm    510 mm
1494436	410 mm    430 mm	1529944            460 mm    530 mm
1494437	410 mm    460 mm	1634381            480 mm    480 mm
1494438	410 mm    480 mm	1529953            480 mm    510 mm
		1529954            480 mm    530 mm
<b>Códigos sombreado a azul representam tamanhos disponíveis em stock.</b>		
<b>INVACARE FLO-TECH SISTEMA MODULAR XTRA</b>		
1487270	Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluido gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais	513,71 €
<b>ACESSÓRIOS PARA ALMOFADA SOLUTION Xtra - SISTEMA MODULAR</b>		
1487164	Nivelador pélvico	47,59 €
1487166	Saco de fluido (gel)	50,83 €
1487165	Base rígida	48,67 €
1487161	Suporte de anca (unidade)	38,93 €
1487160	Adutor (unidade)	41,10 €
1487163	Abdutor standard	34,61 €
1487162	Abdutor alto	45,42 €
1487158	Cunhas de canto (par)	75,71 €
1487155	Cunhas laterais (unidade)	37,85 €
1487157	Cunha frontal (unidade)	59,48 €
<b>Invacare®Flo-tech®Solution</b>		
	<b>Código ISO 043303</b> - Almofada de prevenção (risco elevado) de baixo perfil de espuma de alta resiliência com tratamento UltraFresh (anti-microbiano), cavidade pélvica com contorno ligeira, bolsa de fluido em toda a camada superior. Capa bi-elástica, impermeável para evitar a contaminação da espuma por agentes nocivos e permeável à circulação do ar.	
<b>CÓDIGO</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUND.</b>
1548585	410 mm	410 mm
1548608	430 mm	430 mm
		378,53 €



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.