

FMP



Yes, you can.®

Prix public TTC (LPPR/PLV)

360,53 € TTC

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Action² NG Family













Informations client	Caractéristiques produit		
Date :	Type de châssis	Pliant par croisillon	
	Matière	Aluminium	
		Action 2 NG	Action 2 Transit Lite
Référence d'achat :	Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30°/7° (livré avec tendeur de dossier)	Pliant à mi-hauteur
	Appui pour basculer le fauteuil	Sur le tube de châssis, avec un embout	
	Hauteur de dossier	430 mm	
Code client :	Garniture de dossier	Nylon noir, réglable en tension 1 sangle	Rembourré, non réglable
	Toile d'assise	Ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrable à 400mm	
	Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 435, 460 et 510 mm * avec changement de fourche et de roue avant	485mm, réglable à 510mm
Cachet du distributeur :	Accoudoirs	Crantés, Relevables et amovibles	
	Accessoires	Demi tablette avec manchettes, appui nuque	Frein utilisateur et tierce personne / accroche taxi
	Roues avant	6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)	7" bandage noir
	Roues arrière	24" x 1.3/8", rayonnées, à démontage rapide	12" bandage avec fixes
	Coloris	Gris Argent	Moka
	Potences	Escamotables et amovibles	
	Palettes	Relevables et équipées de sangles talonnières	
	Poids total	A partir de 16,2 kg	A partir de 13,1 kg
	Poids max utilisateur	125 kg	
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure	

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande. Les options indiquant " sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie

Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG & Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG Transit Lite				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
	Quantité		Quantité				
Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG - Dossier fixe							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, INVACARE : 360,53 €							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm				
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm				
BR1538211	455 mm						
Roues arrière 24" pneumatiques noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm				
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm				
BR1538207	455 mm						
Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG - Dossier Inclinaison par crémaillère							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, INVACARE : 360,53 €							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm				
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm				
BR1538219	455 mm						
Roues arrière 24" pneumatiques noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm				
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm				
BR1538215	455 mm						
Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG Transit Lite							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, INVACARE : 360,53 €							
Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1673114	405 mm						
BR1673115	430 mm						
BR1673116	455 mm						
BR1673117	480 mm						
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières							
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52		 1573661
Roulettes anti-bascule, la paire pour Action 2 NG				76,78	81,00		
AP1440970	Roulettes anti-bascule, la paire						
Anti-bascule la paire, pour Action 2 NG Transit Lite				80,57	85,00		
AP1680189	Paire de roulettes anti-bascule avec tube basculeur, réglable en hauteur et amovible						
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :				125,12	132,00		 AP1606299
AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm						
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm						
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm						
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)				125,12	132,00		 AP1604623
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite						
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche						
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche						
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise, pour Action 2 NG				151,66	160,00		 AP1534882
AP1554576	405 mm	AP1554579	480 mm				
AP1554577	430 mm	AP1554580	505 mm				
AP1554578	455 mm						
Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant), pour Action 2 NG				151,66	160,00		
AP1508848	Appui-nuque (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)						
Appui-nuque avec tendeur pour Action 2 NG Transit Lite pour largeur d'assise :				151,66	160,00		
AP1673830	405 mm	AP1673832	455 mm				
AP1673831	430 mm	AP1673833	480 mm				
Tige porte-sérum et tendeur, pour Action 2 NG - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :				97,63	103,00		 AP1534882
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm				
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm				
AP1534883	455 mm						
Tige porte-sérum et tendeur, pour Action 2 NG Transit Lite - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				97,63	103,00		
AP1673836	405 mm	AP1673838	455 mm				
AP1673837	430 mm	AP1673839	480 mm				

Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG & Invacare® ² <i>Action</i> ® ² NG Transit Lite				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Porte-canne (<i>Action 2 NG Transit Lite</i>)						
AP0572-02056		Kit porte canne		37,91	40,00	
Support amputé						
AP1442990		Support amputé droit		118,48	125,00	
AP1442991		Support amputé gauche		118,48	125,00	
Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables						
1627254		405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)		65,40	69,00	69,00
1627255		430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)		65,40	69,00	69,00
1627256		455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)		76,78	81,00	81,00
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise						
1564267		405 / 430 mm (412 x 412)	1564268	455 / 480 mm (462 x 412)	33,08	34,90
1564269		505 mm (500 x 412 mm)			33,08	34,90
Kit étiquettes						
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)		41,71	44,00	
Rampes en accessoire						
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg		805,69	850,00	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



1627254

380

405



430

455


480

505

1654128



1654129



1654130



1627254



1654128



1654129



1654130