

FMP



Prix public TTC (LPPR/PLV)

360,53 € TTC

Prescripteurs :

- Médecins

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères
Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
Largeur hors tout	Largeur d'assise + 190 mm
Hauteur d'assise	485 mm
Toile d'assise	Toile nylon
Toile de dossier	Rembourrée, 1 sangle réglable en tension
Potences	Acier, escamotables et amovibles
Roues avant	6" x 1,1/4", bandage, mains-courantes aluminium
Roues arrière	24", bandage
Poids total	A partir de 13 kg
Poids de transport	7,5 kg
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Dossier fixe

9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, Invacare : 360,53 €

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

BW1533736-A3	380 mm	341,73	360,53	360,53	Profondeur : 400 mm Palettes fixes Accoudoirs amovibles et régl. En hauteur Coloris Bleu Pop
BW1533737-A3	405 mm				
BW1533738-A3	430 mm				
BW1533739-A3	455 mm				
BW1533740-A3	480 mm				
BW1533741-A3	505 mm				

Dossier inclinable par crémaillères

9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, Invacare : 360,53 €

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

BW1533748-A3	380 mm	341,73	360,53	360,53	Profondeur : 400 mm Palettes fixes Accoudoirs amovibles et régl. En hauteur Coloris Bleu Pop
BW1533749-A3	405 mm				
BW1533750-A3	430 mm				
BW1533751-A3	455 mm				
BW1533752-A3	480 mm				
BW1533753-A3	505 mm				

Invacare® Action ³ NG S			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Livré avec sangles talonnières					
1573661	405 / 430 mm		104,27	110,00	
1573692	455 / 505 mm		104,27	110,00	
Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire).Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité					
AP1656946	380 / 405 mm		123,22	130,00	
AP1657056	430 mm		123,22	130,00	
AP1662822	455 mm		123,22	130,00	
AP1662823	480 / 505 mm		123,22	130,00	
Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :					
AP1606299	Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm		125,12	132,00	
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm		125,12	132,00	
AP1606301	Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm		125,12	132,00	
Demi-tablette (livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640/0650/0660/0670/0740/0750/0760/0770					
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite		125,12	132,00	
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche		125,12	132,00	
Support palier de roue pour déport de roues arrière					
AP1468002	Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire)		145,97	154,00	
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité					
AP1534838	380 mm		97,63	103,00	
AP1534860	405 mm		97,63	103,00	
AP1534882	430 mm		97,63	103,00	
AP1534883	455 mm		97,63	103,00	
AP1534884	480 mm		97,63	103,00	
AP1534885	505 mm		97,63	103,00	
Roulettes anti-bascule					
AP1440970	Roulettes anti-bascule (la paire)		76,78	81,00	
Appui-nuque avec tendeur selon largeur d'assise					
AP1554575	380 mm		151,66	160,00	
AP1554576	405 mm		151,66	160,00	
AP1554577	430 mm		151,66	160,00	
AP1554578	455 mm		151,66	160,00	
AP1554579	480 mm		151,66	160,00	
AP1554580	505 mm		151,66	160,00	
Support amputé					
AP1442990	Support amputé droit		118,48	125,00	
AP1442991	Support amputé gauche		118,48	125,00	
Cale-tronc (pour dossier inclinable uniquement)					
AP1603853	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables					
1627253	375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg)		76,78	81,00	81,00 (1)
1627254	405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)		65,40	69,00	69,00 (1)
1627255	430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)		65,40	69,00	69,00 (1)
1627256	455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)		76,78	81,00	81,00 (1)
Kit étiquettes					
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)		41,71	44,00	
(1) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €					