

COMPATIBILE



Yes, you can.™

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

**Carrozzina Elettronica uso interno
a telaio smontabile
e pieghevole a N.T.**

Invacare® Fox® (configurata)

Carrozzina elettronica a telaio smontabile e pieghevole per uso interno con seduta reg.le in larghezza (spostamento braccioli), profondità e altezza. Basculamento seduta e reclinazione schienale manuali, braccioli estraibili e reg.li in altezza e profondità, portapedane ad angolo fisso o elevabili, poggiatesta ribaltabili o articolati. Asse anteriore assillante ed ammortizzante. Possibilità di regolare l'interasse ruote (corto/lungo). Batterie e sedile rimovibili. Velocità max 6 km/h, batterie da 34, 40 o 50 Ah, autonomia da 27 km.

Peso da: 78 kg. Peso max utente: 127 Kg - Certificazione: CE, ISO, TUV, CERAH

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + /.163 + /.172 + codici ISO per aggiuntivi.

Nr. Rep. DM: 1031366/R



- PREVENTIVO
 ORDINE

Timbro Rivenditore



Riferimento Assistito: _____

Indicate la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999) = Non compatibile con opzione 9999

Invacare® Fox®	Peso dell'utilizzatore =	Kg		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
AXA0000	Fox®		<input type="checkbox"/>	2848,00
TIPO SEDUTA				
Larghezza seduta				
AXA0368	350 mm - Base larga 400 mm, ma ristretta a 350 mm con braccioli curvati internamente		NC 0606 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0361	400 mm (allargabile fino a 450 mm tramite spostamento dei braccioli)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0345	450 mm (allargabile fino a 500 mm tramite spostamento dei braccioli)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0350	500 mm (allargabile fino a 550 mm tramite spostamento dei braccioli)		NC 1187,1184 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Profondità seduta, impostata a (regolabile a passi fissi da 400 a 490 mm)				
AXA0324	400 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0308	430 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0327	460 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0319	490 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Tipo di seduta				
AXA1187	Tela imbottita e rivestita in Nylon con 2 fasce in velcro per fissaggio cuscino		NC 0350 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA1188	Base rigida con 2 fasce in velcro per fissaggio cuscino		<input type="checkbox"/>	50,00
Cuscino sedile				
AXA1336	Cuscino sedile imbottito (altezza 50 mm) con fodera in Nylon		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA2147	Cuscino posturale Matrx Libra		<input type="checkbox"/>	629,00
Tipologia e rivestimento dello schienale				
AXA1184	Tela imbottita e rivestita in Nylon, nero		NC 0350 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA1178	Schienaie tensionabile (Rivestimento nylon nero)		<input type="checkbox"/>	50,00
AXA2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh		NC 0350 <input type="checkbox"/>	807,00
AXA2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh		NC 0350 <input type="checkbox"/>	807,00
AXA2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh		NC 0350 <input type="checkbox"/>	807,00
AXA2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/>	807,00
AXA2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh		<input type="checkbox"/>	850,00
Altezza schienale - Misura senza cuscino sedile per schienali con tela				
AXA0449	490 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0457	570 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Altezza tubi per schienali Matrx - Misura dal telo seduta alle manopole di spinta				
AXA0413	530 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0414	610 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Braccioli - Altezza misurata senza cuscino sedile				
AXA0606	Estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm		NC 0368, 0645 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0677	Estraibili, curvati internamente (- 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm		NC0650 <input type="checkbox"/>	80,00
Imbottitura dei braccioli				
AXA0650	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm		NC 0677 <input type="checkbox"/>	40,00
AXA0647	Imbottitura standard 325 mm, regolabile in profondità di 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
AXA0649	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità di 50 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AXA0645	Imbottitura corta 220 mm, regolabile in profondità di 50 mm		NC 0606 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Invacare® Fox®	Peso dell'utilizzatore =	Kg	Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ACCESSORI SEDUTA			
AXA1350	Poggianuca, regolabile in altezza, profondità e in angolo - Fodera in Dartex nero	□	150,00
AXA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente ed in angolo - Fodera in Dartex nero	□	220,00
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA			
Basculamento della seduta			
AXA0312	Altezza seduta 480 mm con 4° di basculamento (-30/+30 mm a seconda dell'angolo seduta)	□	◆
AXA0344	Altezza seduta 510 mm con 4° di basculamento (-30/+30 mm a seconda dell'angolo seduta)	□	○
Basculamento della seduta			
AXA1002	Basculamento manuale a 0°/2°/4°/6°/8° - Di fabbrica a 4°	□	◆
Reclinazione dello schienale			
AXA0961	Manuale a passi fissi a 85°/95°/105°/115° - con blocco di memoria	□	◆
Porta pedana (sx e dx) con rotazione antero-posteriore, estraibili			
AXA0526	Angolo fisso a 80° - colore nero	□	◆
AXA0529	Elevabili manualmente con manopola (Tipo "Azalea") e poggia polpacci articolati	□	150,00
Poggiapiedi sx e dx, regolabili in altezza			
AXA0512	Poggiapiedi ribaltabili	□	◆
AXA0513	Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in inclinazione e profondità (articolati)	□	80,00
COMANDI ELETTRONICI			
ELETTRONICA LiNX			
AXA2201	Comando LiNX	DLX-REM110: guida	NC 1294 □ ○
Supporto consolle di comando per Elettronica LiNX			
AXA1707	Supporto snodabile a dx	□	◆
AXA1708	Supporto snodabile a sx	□	○
Comando Accompagnatore LiNX (= comando LiNX montato posteriormente)			
AXA2202	Comando LiNX montato posteriormente ad uso dell'assistente	NC 2108	□ 150,00
AXA1207	Supporto std dx	□	◆
AXA1208	Supporto std sx	□	○
Doppio comando LiNX (DLX-ACU200 come secondo comando)			
AXA2219	2ndo comando LiNX2 (DLX-ACU200) montato dietro	NC 2202, 1294	□ 500,00
AXA1207	Supporto 2ndo comando std dx	□	○
AXA1208	Supporto 2ndo comando std sx	□	○
Pomello Bodypoint (solo fornitura)			
AXA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	□	75,00
AXA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	□	75,00
AXA2723	Pomello a cupola, PC107A	□	75,00
AXA2724	Pomello a fungo, PC110A	□	75,00
OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE			
Interasse ruote. Passo corto = maggiore manovrabilità - Passo lungo = maggiore stabilità			
AXA1226	Raccomandato dalla casa madre in base alla profondità e all'altezza della seduta	□	◆
AXA1263	Passo corto - Interasse ruote 411 mm - 747 mm lunghezza totale senza gambe	□	○
AXA1262	Passo lungo - Interasse ruote 441 mm - 773 mm lunghezza totale senza gambe	□	○
Colore del telaio			
AXA0201	Blu notte perlato	□	◆
AXA0233	Argento metallizzato	□	○
AXA0228	Nero opaco setato	□	○
AXA0204	Rosso ciliegia trasparente	□	○
AXA0222	Bianco	□	○
Ruote anteriori			
AXA0802	200 x 50 mm Piene lisce, cerchione nero in plastica	□	◆
AXA0803	200 x 50 mm Piene (anello pieno) con leggero battistrada, cerchione argento in alluminio	□	50,00
Ruote posteriori			
AXA0709	12 ^{1/2"} x 2 ^{1/4"} - Antiforatura, tassellate, cerchione in plastica NERO	□	◆
AXA0710	12 ^{1/2"} x 2 ^{1/4"} - Antiforatura, tassellate, cerchione a 3 razze in alluminio, ARGENTO	□	140,00
AXA0711	12 ^{1/2"} x 2 ^{1/4"} - Pneumatiche, tassellate, cerchione a 3 razze in alluminio, ARGENTO	□	140,00

Invacare® Fox®	Peso dell'utilizzatore =	Kg	Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE			
AXA1282	Motore con velocità max 6 km/h		□ ◆
AXA1284	Motore con velocità max 8 km/h	Solo con batterie da 40 o 50 Ah	□ ○
Batterie: 2 box batterie separati contenenti 1 batteria ciascuno			
AXA1486	34 Ah, sigillate AGM		□ ◆
AXA1255	40 Ah sigillate GEL		□ 120,00
AXA1248	50 Ah sigillate AGM		□ 150,00
Caricabatteria			
AXA1343	Caricabatteria 8 A (200 - 250V)		□ ◆
ACCESSORI PER LA SICUREZZA			
Freno di stazionamento (manuale)			
AXA1206	Freno manuale su ruote posteriori		□ 50,00
OPTIONAL DI SICUREZZA			
Salicordoli per superamento ostacoli fino a 100 mm			
AXA1244	Salicordoli retrattile		□ 200,00
Sistema di ancoraggio della carrozzina per trasporto in auto			
AXA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori per bloccare in auto la carrozzina senza occupante		□ ◆
AXA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001		□ 200,00
Cintura di contenimento			
AXA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata alla base dello schienale		□ ○
ACCESSORI			
Porta bastone			
AXA1312	Portabastone montato a dx		□ 50,00
AXA1363	Portabastone montato a sx		□ 50,00
Porta bombola ossigeno			
AXA1454	Porta bombola (cilindrico)		□ 100,00
Blocco direzionale ruote anteriori			
AXA1490	Sistema di blocco direzionale ruote anteriori per carico su rampe		□ 30,00