

Dati Cliente / Rivenditore Autorizzato

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP

Provincia

Carrozzina elettrica a telaio smontabile e pieghevole per uso interno. Seduta regolabile in larghezza (spostamento braccioli), profondità e altezza. Basculamento seduta e reclinazione schienale manuali. Braccioli estraibili e regolabili in altezza e profondità. Portapedane ad angolo fisso o elevabili. Poggipiedi ribaltabili o articolati. Asse anteriore oscillante ed ammortizzante. Possibilità di regolare l'interasse ruote (corto/lungo). Batterie e sedile rimovibili. Elettronica LiNX. Velocità max 6 km/h. Batterie da 34 Ah. Autonomia oltre +/- 27 km. Peso della carrozzina: da 78 kg. Peso max utente: 127 kg

Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + /.163 + /.172



Indicate la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999): non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® FOX

Quantità

Prezzo al Pubblico
(IVA esclusa)

€ 2.848,00

1608539 Invacare® FOX

(1) Caratteristiche della seduta

Larghezza seduta	450 mm
Profondità seduta	430 mm
Tela seduta	
Altezza cuscino seduta (Nylon nero)	50 mm

6 regolazioni della seduta:

- Larghezza (tramite il movimento dei braccioli)
- Profondità (spostamento dello schienale)
- Altezza schienale
- Basculamento schienale
- Spostamento del baricentro dello schienale
- Reclinazione dello schienale

(2) Caratteristiche dello schienale

Altezza schienale	490 mm
Reclinabile in 4 posizioni (85° - 95° - 105° - 115°)	
Seduta basculabile manualmente (0° - 2° - 4° - 6° - 8°) settaggio di fabbrica 4°	
Altezza 480 mm con settaggio basculamento di fabbrica 4° (-30 mm / +30 mm a seconda del grado di basculamento)	



Schienale abbattibile

Grazie al dispositivo di memoria lo schienale ritorna nella posizione personalizzata.

Base Motrice

Ancoraggio a 4 punti. Ganci saldati

(3) Caratteristiche dei braccioli pedane e poggipiedi

Estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e regolabili in altezza da 290 mm a 360 mm
Imbottitura lunga 325 mm, regolabile in profondità di 50 mm
Portapedana sx e dx con rotazione antero-posteriore, estraibili Angolo fisso a 80°
Poggipiedi sx e dx, regolabili in altezza e ribaltabili

(4) Comando

Comando LiNX con supporto dx snodabile e regolabile in altezza e profondità

(5) Base Motrice

Colore del telaio	
Motore con velocità max 6 km/h	
Batterie: 2 box batterie separati contenenti 1 batteria ciascuno 34 Ah, sigillate AGM	
Caricabatteria 8 A (200 - 250V)	



(6) Ruote

Anteriori 200 x 50 mm Piene lisce, cerchione in plastica, nero
Posteriori 12 1/2" x 2 1/4" - Antiforatura, tassellate, cerchione in plastica nero

(7) Elettronica LiNX

Comando LiNX montato a destra (DLX-REM216: guida+attuatori+luci)

(8) Scegli gli accessori - Barrare l'accessorio richiesto ed indicare le quantità

		Quantità	Pr. Pubblico
Porta bastone			
AXA1312	Porta bastone montato a dx	<input type="checkbox"/>	€ 50,00
AXA1363	Porta bastone montato a sx	<input type="checkbox"/>	€ 50,00
Vassoio			
AXA1404	Vassoio ribaltabile a dx NC (1801/1551 + 1207/1707)	<input type="checkbox"/>	€ 340,00
AXA1405	Vassoio ribaltabile a sx NC (1801/1551 + 1208/1708)	<input type="checkbox"/>	€ 340,00
Supporto per bombola di ossigeno			
AXA1454	Supporto per bombola di ossigeno	<input type="checkbox"/>	€ 100,00
Blocco direzionale ruote anteriori			
AXA1490	Sistema di blocco direzionale ruote anteriori	<input type="checkbox"/>	€ 15,00
Borsello KLICKfix e sistema di fissaggio su bracciolo/fianchetto			
AXA1480	Borsello HandyZip	<input type="checkbox"/>	€ 30,00
AXA1478	Sistema di fissaggio borsello a dx	<input type="checkbox"/>	€ 20,00
AXA1479	Sistema di fissaggio borsello a sx	<input type="checkbox"/>	€ 20,00
Set utensili			
AXA1333	Set utensili: 2 cacciaviti, 3 chiavi esagonali, 1 chiave fissa	<input type="checkbox"/>	€ 30,00

AXA1454

Compatibile con le bombole di comuni dimensioni

AXA1490

Il bloccaggio delle ruote anteriori facilita il trasporto su rampe



www.invacarelinx.com/italia-it