

Invacare® **Action²** NG **CE**

Poids de l'utilisateur : **max. 125 kg**

Prix de base : 1.740,00

Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Poids de l'utilisateur =	kg	Prix
	Invacare® Action² NG		1.740,00
	Configuration de base : couleur gris argenté, profondeur d'assise réglable de 40 à 45 cm, hauteur d'assise de 51 cm (réglable à 48.5 et 46 cm), toile d'assise en nylon, dossier rabattable, toile de dossier en nylon standard, repose-jambes (80°) escamotable vers l'int. et vers l'ext., palette rabattable, accoudoir réglable en hauteur, amovible, talonnières, roue avant 8" x 1 1/4", roue arrière 24" x 1 3/8 pneu anti-crevaisson, main-courante en aluminium, axes à démontage rapide, frein de stationnement, frein à pousser, réflecteurs.		
Merci de faire votre choix parmi les deux variantes :			
Frein standard			
BS1547594	Largeur d'assise de 38 cm		1.740,00
BS1547595	Largeur d'assise de 40,5 cm		1.740,00
BS1547596	Largeur d'assise de 43 cm		1.740,00
BS1547597	Largeur d'assise de 45,5 cm		1.740,00
BS1547598	Largeur d'assise de 48 cm		1.740,00
BS1662817	Largeur d'assise de 50,5 cm		1.740,00
Frein tambour			
BS1547652	Largeur d'assise de 38 cm		2.213,00
BS1547653	Largeur d'assise de 40,5 cm		2.213,00
BS1547654	Largeur d'assise de 43 cm		2.213,00
BS1547655	Largeur d'assise de 45,5 cm		2.213,00
BS1547656	Largeur d'assise de 48 cm		2.213,00
BS1662818	Largeur d'assise de 50,5 cm		2.213,00
Repose-jambe réglable en hauteur et profondeur avec appui-mollet, paire			
API656946	Repose jambe, paire, largeur 38 / 40.5		358,00
API657056	Repose jambe, paire, largeur 43		358,00
API662822	Repose jambe, paire, largeur 45.5		358,00
API662823	Repose jambe paire, largeur 48 / 50.5		358,00
Support amputé			
API442990	Support amputé droite		139,00
API442991	Support amputé gauche		139,00
Coussin			
I564265	Coussin 38-40.5 x 45		73,00
I564268	Coussin 43-45.5 x 45		73,00
I564270	Coussin 48-50.5 x 45		73,00
Accessoires			
AP0572-02056	Porte cane		38,00
API531657	Ceinture de maintien SB 38 - 45,5 cm		40,00
API492755	Ceinture de maintien SB 48 - 50,5 cm		40,00
API440970	Antibasculé, le paire		192,00
REMARQUES			

