

Rea® Azalea® Assist CE

Poids de l'utilisateur : max. 135 kg

Prix de base : 4.588,00

Numéro de client:





Personne de contact:

Commission:

Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

◆ = Configuration standard ✓ = compatible

Code	Description	Prix
BNB0012	Rea Azalea® Assist - modèle de base	4.588,00
BNB8000	Rea Azalea® Assist - fabrication spéciale	sur demande
Mode de propulsion - version		
BNB0020	16" Version standard avec freins tambour	◆
Assise		
Largeur d'assise		
BNB0040	39 cm (petit châssis)	○
BNB0050	44 cm (moyen châssis)	◆
BNB0060	49 cm (grand châssis)	○
Réglage de la largeur d'assise		
BNB0065	Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)	○
BNB0075	Livré avec réglage + 1000 mm (à 440, 490 ou 540 mm)	◆
BNB0085	sans réglage	○
Profondeur d'assise		
BNB0100	43-50 cm	◆
Hauteur d'assise		
BNB0120	45 cm	◆
Inclinaison d'assise		
BNB0127	Inclinaison d'assise négative - 1° à + 23° (standard : + 1° à + 25°)	○
Type d'assise		
BNB0130	Réglable en profondeur	◆
BNB0140	Plaque coulissante, réglable en profondeur manuellement (hauteur d'assise + 3,5 cm)	249,00
Coussin d'assise		
BNB0165	Coussin d'assise Flo-Shape	◆
BNB0180	Sans coussin d'assise	-38,00
Garniture d'assise		
BNB0191	Noir Velour TR35	○
BNB0201	Noir Polyurethane (stretch) TR26	◆
BNB0202	Noir Polyurethane (respirant) TR36	○
Dossier Flex 3		
Élargissement de la largeur du dossier		
BNB0205	Pré-réglée à + 5 cm en usine	○
BNB0206	Pré-réglée à + 10 cm en usine	○
BNB0207	Sans élargissement de la largeur du dossier	◆
Type de dossier		
BNB0210	Plaque d'assise réglable en largeur et en hauteur	◆
BNB0220	Dossier ajustable (s'adapte à la morphologie de l'utilisateur)	289,00



Invacare Matrx Dossier			
NC: pour tous les MATRX dossier de positionnement			
Elargissement de dossier, Toiles et coussins de dossier, Toile de dossier velours, Cale-tronc, fixation cale-tronc, cale de dossier			
BNB0221	Dossier Matrx Elite		893,00
BNB0223	Dossier Matrx Elite Deep		1094,00
BNB0225	Dossier Matrx Posture Black		893,00
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx			
BNB0233	Hauteur 410mm		<input type="radio"/>
BNB0235	Hauteur 460mm		<input type="radio"/>
BNB0234	Hauteur 510mm		<input type="radio"/>
Si vous choisissez un dossier de positionnement Invacare Matrx Elite E2 / E2 Deep, veuillez sélectionner la largeur de dossier souhaitée :			
(Veuillez consulter le tableau ci-contre)			
BNB0241	360 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 265 mm)		<input type="radio"/>
BNB0242	380 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 290 mm)		<input type="radio"/>
BNB0243	410 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 315 mm)		<input type="radio"/>
BNB0244	430 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 340 mm)		<input type="radio"/>
BNB0245	460 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 370 mm)		<input type="radio"/>
BNB0246	480 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 390 mm)		<input type="radio"/>
BNB0247	510 mm (recommandé pour une largeur de cage thoracique de 420 mm)		<input type="radio"/>
Rembourrage de dossier			
BNB0240	Housse pour dossier ajustable		124,00
BNB0250	Coussin de dossier Laguna (avec maintiens latéraux)		◆
BNB0260	Coussin de dossier Mistral 2 (avec maintiens latéraux des hanches)		212,00
BNB0270	Coussin de dossier Passad 2 (avec maintiens des épaules)		255,00
BNB0300	Sans coussin de dossier		-55,00
BNB0305	Couverture XL pour dossier ajustable		<input type="radio"/>
Garniture de dossier / Coussin de dossier			
BNB0311	Noir Velour TR35		<input type="radio"/>
BNB0321	Noir Polyurethane (stretch) TR26		◆
BNB0322	Noir Polyurethane (respirant) TR36		<input type="radio"/>
Poignée de poussée			
BNB0335	Poignée de poussée, réglable en largeur		◆
BNB0343	Poignée de poussée, réglable en hauteur et inclinable		55,00
BNB0345	Barre de poussée réglable en angle		256,00
L'unité de siège			
Position d'assise			
BNB0350	Réglage du dossier et de l'inclinaison d'assise par vérin		◆
BNB0360	Réglage de l'assise et du dossier électrique		1.556,00
Verrouillage			
BNB1263	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		<input type="radio"/>
Repose-jambes et palettes			
Repose-jambes central			
BNA0370	Repose-jambes central avec appui- mollets		436,00
Ajustement des potences et repose-jambes			
BNB0375	Position standard		◆
BNB0376	Position haute (+50mm) pour les utilisateurs de grande taille		<input type="radio"/>
BNB0378	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°		<input type="radio"/>
Repose-jambe gauche			
BNB0380	Repose-jambe relevable avec appui-mollets et protection de genoux incl., Alu 2008, gauche		◆
BNB0390	Repose-pieds 80°, swing in swing out, gauche		<input type="radio"/>
BNB0410	Support amputé gauche		420,00
BNB0420	Sans repose-jambe gauche		-60,00

Sitzbreite in mm	Rückenbreite Invacare Matrx Elite E2 / E2 Deep Rücken						
	360	380	410	430	460	480	510
390	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
440	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗
490	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓



0240



0250



0260



0270



0335




0370



0380/0430



0390/0440




0410 / 0460

Repose-jambe droit			
BNB0430	Repose-jambe relevable avec appui-mollets et protection de genoux incl., Alu 2008, droit		◆
BNB0440	Repose-pieds 80°, swing in swing out, droite		○
BNB0460	Support amputé droit		420,00
BNB0470	Sans repose-jambe droit		-60,00
Palette monobloc			
BNB0475	Palette monobloc, réglable en angle et en profondeur avec tube court et sangle-mollet		250,00
BNB0476	Palette monobloc, réglable en angle et en profondeur avec tube long et sangle-mollet		250,00
Repose-Pieds monoblock			
BNB0477	Repose-Pieds monoblock		1109,00
Palette gauche			
BNB0510	Palette fixe, tube longue et talonnières gauche (UL 44 - 51 cm)		○
BNB0520	Palette inclinable et réglable en profondeur, tube long et talonnières gauche (UL 44 - 51 cm)		100,00
Palette droite			
BNB0570	Palette fixe, tube longue et talonnières droit (UL 44 - 51 cm)		○
BNB0580	Palette, inclinable et réglable en profondeur, tube long et talonnières droit (UL 44 - 51 cm)		100,00
ACCOUDOIRS			
Accoudoir gauche			
BNB0600	Accoudoir réglable en hauteur, gauche		○
BNB0605	Accoudoir réglable en hauteur, gauche, coussin large (NC : table de thérapie demi-côté, gauche)		○
BNB0606	Accoudoir avec support de positionnement, à gauche (NC : table de thérapie semi-latérale à gauche, serrure pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie)		◆
BNB0607	Accoudoir renforcé, extra haut (+ 60 mm) réglable en hauteur, large coussin, à gauche (NC : table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, table de thérapie à demi à gauche, serrure pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie)		167,00
BNB0610	"Accoudoir réglable en hauteur, rembourré, à gauche (SB - 20 mm) (NC : housse du panneau latéral, coussin intérieur pour la housse du panneau latéral, table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, table de thérapie demi-latérale à gauche, verrouillage pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)"		122,00
BNB0615	Demi-accoudoir, gauche (NC : table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, demi-table de thérapie gauche, verrouillage pour table de thérapie, kit de montage pour table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)		334,00
BNB0620	Sans accoudoir, à gauche (NC : housse du panneau latéral, coussin intérieur pour la housse du panneau latéral, table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, verrouillage pour la table de thérapie, Kit de montage pour table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)		-46,00
Accoudoir droite			
BNB0630	Accoudoir réglable en hauteur droit		○
BNB0635	Accoudoir réglable en hauteur, droit, coussin large (NC : table de thérapie demi-côté, droit)		○
BNB0636	Accoudoir avec support de positionnement, à gauche (NC : table de thérapie semi-latérale à gauche, serrure pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie)		◆
BNB0637	Accoudoir renforcé, extra haut (+ 60 mm) réglable en hauteur, large coussin, à gauche (NC : table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, table de thérapie à demi à gauche, serrure pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie)		167,00
BNB0640	"Accoudoir réglable en hauteur, rembourré, à gauche (SB - 20 mm) (NC : housse du panneau latéral, coussin intérieur pour la housse du panneau latéral, table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, table de thérapie demi-latérale à gauche, verrouillage pour la table de thérapie, kit de montage pour la table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)"		122,00
BNB0645	Demi-accoudoir, gauche (NC : table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, demi-table de thérapie gauche, verrouillage pour table de thérapie, kit de montage pour table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)		334,00
BNB0650	Sans accoudoir, à gauche (NC : housse du panneau latéral, coussin intérieur pour la housse du panneau latéral, table de thérapie en plexiglas ou avec coudière, verrouillage pour la table de thérapie, Kit de montage pour table de thérapie, jeu de vis à serrage rapide)		-46,00



0475/0476




0477



0520 / 0580 pour potence fixe



0600 / 0630




0605 / 0635



0610 / 0640






0606/0636




0645

Options de positionnement		
BNB0680	Housses de protège-vêtements, la paire	90,00
BNB0690	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)	41,00
OPTIONS DE POSITIONNEMENT		
Accessoires d'assise		
BNB0710	Housse incontinence	90,00
BNB0720	Plot d'abduction	295,00
BASE DE TÊTE		
BNB0730	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables (support inclus)	133,00
BNB0750	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables (support inclus)	194,00
BNB0731	Invacare Matrx Elan Rembourrage standard (260 mm)	254,00
BNB0732	Invacare Matrx Elan Rembourrage standard (360 mm)	254,00
BNB0733	Invacare Matrx Elan Rembourrage pour la nuque (230 mm)	267,00
BNB0734	Invacare Matrx Elan Rembourrage pour la nuque (310 mm)	267,00
BNB0735	Invacare Matrx Elan Rembourrage à quatre points (230 x 177 mm)	519,00
BNB0736	Invacare Matrx Elan Rembourrage à quatre points (280 x 250 mm)	519,00
SUPPORTS POUR COUSSIN D'APPUI-TÊTE INVACARE MATRX		
BNB0742	Invacare Matrx Elan Matériel de montage	299,00
BNB0744	Invacare Matrx Elan matériel de montage étendu (avec articulation supplémentaire)	349,00
BNB0746	Invacare Matrx Loxx Matériel de montage	229,00
ACCESSOIRES POUR APPUI-TÊTE		
BNB0740	Housse de coussin d'appui-tête	40,00
BNB0770	Appui-nuque	◆
BNB0790	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête	○
ACCESSOIRES POUR LE DOS		
BNB0800	Pelotte latérale gauche, réglable	252,00
BNB0810	Pelotte latérale droite, réglable	252,00
BNB0820	Pelotte latérale gauche, réglable, rallongée vers le haut (NC : 0900)	268,00
BNB0830	Pelotte latérale droite, réglable, rallongée vers le haut (NC : 0900)	268,00
BNB0840	Pelotte latérale standard, gauche	133,00
BNB0850	Pelotte latérale standard, droit	237,00
BNB0880	Pelotte latérale gauche, escamotable	241,00
BNB0890	Pelotte latérale droite, escamotable	241,00
BNB0895	Pelotte latérale gauche, réglable, escamotable	293,00
BNB0896	Pelotte latérale droite, réglable, escamotable	293,00
BNB0900	Fixation pour pelotte latérale	○
BNB0905	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)	168,00
BNB0920	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires en mousse (à insérer sous le coussin de dossier)	45,00
I) NC: Fixation cales-tronc		
Accessoires pour repose-jambes		
BNB0930	Prolongateur de palette gauche (compatible uniquement avec palette inclinable et réglable en profondeur)	44,00
BNB0940	Prolongateur de palette droite (compatible uniquement avec palette inclinable et réglable en profondeur)	44,00
BNB0941	Revêtement rembourré pour palette	49,00
BNB0942	Sangle appui-mollets confort rembourré, PU noir	38,00
BNB0945	Sangle-mollet (pour repose-pieds en une pièce)	○
BNB0952	Bodypoint Ankle Huggers Positionnement du pied, taille L (kit de montage inclus)	212,00
BNB0954	Bodypoint Ankle Huggers Positionnement du pied, taille M (kit de montage inclus)	212,00
BNB0956	Bodypoint Ankle Huggers Positionnement du pied, taille S (kit de montage inclus)	212,00




Châssis			
Coloris du châssis			
BNB0944	Gris perle (argenté)		◆
BNB0946	Bleu nuit		○
BNB0947	Couleur sable (fabrication spéciale - délai de livraison : + 2 semaines)		○
BNB0948	Citron vert (fabrication spéciale - délai de livraison : + 2 semaines)		○
BNB0949	Rouge métallisé (fabrication spéciale - délai de livraison : + 2 semaines)		○
Sécurité du châssis			
BNB0950	Extension du châssis de 5 cm		167,00
Fixation des roues avant			
BNB0960	fixe		◆
Roues avant			
BNB0982	140 x 45 (5,5") Bandage noir souple		○
BNB0992	150 x 30 (6") Bandage noir souple		○
BNBI015	200 x 30 (8") Bandage noir		○
BNBI022	8"x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique gris		○
BNBI025	200 x 45 (8") Bandage noir		◆
Diamètre des roues arrière			
BNBI047	16" - 405 mm avec axes fixes		◆
Type de roues arrière			
BNBI076	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		◆
Type des revêtement roues arrière			
BNBI092	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆
Sécurité			
Freins			
BNA1170	Frein standard		◆
Accessoires			
Sangles			
BNBI200	Ceinture de sécurité		110,00
BNBI201	Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points avec fermeture à bouton-pression, taille M		116,00
BNBI202	Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points avec fermeture à bouton-pression, taille L		125,00
BNBI203	Ceinture de positionnement Bodypoint 4 points avec fermeture à bouton-pression, taille M		150,00
BNBI204	Ceinture de positionnement Bodypoint 4 points avec fermeture à bouton-pression, taille L		156,00
BNBI206	Bodypoint Pivotfit bandoulière, taille M (seulement avec Elite E2/ Elite E2 Deep dos ou appui-tête/cou)		217,00
BNBI207	Bodypoint Pivotfit bandoulière, taille L (seulement avec Elite E2/ Elite E2 Deep dos ou appui-tête/cou)		229,00
AUTRES ACCESSOIRES			
BNBI230	Tablette thérapeutique en plexiglas, avec set de montage incl.		324,00
BNA1231	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes		324,00
BNBI232	Demi-tablette escamotable à gauche		324,00
BNBI233	Demi-tablette escamotable à droite		324,00
BNBI240	Tablette thérapeutique rabattable, (compatible uniquement avec option 0610/0640)		491,00
BNBI245	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes		491,00
BNBI235	Coussin de tablette		196,00
BNBI237	Coussin pour demi-tablette		77,00
BNBI250	Goupille de verrouillage pour tablette thérapeutique		29,00
BNBI266	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce- personne alber viamobil V25		402,00
NBNI268	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce- personne alber viaplus		402,00
BNBI290	Kit clinique		77,00
BNBI295	Kit de vis à dégagement rapide pour le réglage du bras- et du repose-jambes		53,00
BNBI320	Tige porte-sérum		118,00
BNA1320	Tige porte-sérum		118,00



0950



1092



1200

1230