

Commande



Formulaire de commande 2024

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Rea® Azalea® Base CE

Poids de l'utilisateur : max. 135 kg

Prix de base: 2.910,00

Numéro de client:


Personne de contact:

Commission:


Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

◆ = Configuration standard ✓ = compatible

Code	Description	Poids de l'utilisateur = kg	Prix
BQA0010	Rea Azalea® Base - modèle de base		2.910,00
BQA8000	Rea Azalea® Base - fabrication spéciale		sur demande
Mode de propulsion - version			
BQA0020	Version transit 16" avec freins tambour incl.		446,00
BQA0030	"Version standard - propulsion main- courante 22" ou 24" et freins à pousser"		◆
BQA0040	"Version standard - propulsion main- courante 22" ou 24" et freins tambour"		401,00
Assise			
Largeur d'assise			
BQA0050	340mm, largeur d'assise très étroite, seulement possible avec roues avant 140-150mm / NC: ST 430-500mm, repose.jambe centrale, support potence haute, 50mm largeur supplémentaire, freins unilatéral, tablette thérapeutique, kits de fixation Alber, support serum		300,00
BQA0060	390 mm (NC: Pd'A 380-450 mm)		○
BQA0070	440 mm (NC: Pd'A 380-450 mm)		◆
BQA0080	490 mm (NC: Pd'A 380-450 mm)		○
Réglage de la largeur d'assise			
BQA0090	Réglage de la largeur d'assise à + 5 cm		◆
BQA0100	Réglage de la largeur d'assise à + 10 cm (possible uniquement avec roues arrière 16")		○
Profondeur d'assise			
BQA0110	38 - 45 cm (uniquement avec largeur d'assise 34 cm)		○
BQA0120	430 - 500 mm		◆
Hauteur d'assise			
BQA0130	400 mm (NC: 0180, 0330, 0340, 0390, 0400,0650, 0660, 0670, 0680, 0720)		○
BQA0140	450 mm (NC: 22" roues arrière)		◆
Option d'inclinaison d'assise			
BQA0145	Inclinaison d'assise de + 1° à + 25° (inclinaison possible de - 1° à +23°)		○
Adaptateur d'assise standard: avec coulisse de fixation			
BQA0150	Plaque d'assise (0°) (montée sur la structure du siège avec un rail de fixation)		○
BQA0155	Plaque d'assise avec inclinaison d'assise (+/- 5°, montée sur la structure du siège avec un rail de fixation)		○
BQA0170	Sans plaque d'assise, structure du siège avec vis de réglage		-67,00
Réglage du dossier			
BQA0160	Inclinaison du dossier réglable par vérin		465,00
BQA0161	Inclinaison du dossier réglable par vis de réglage		◆
Verrouillage			
BQA0932	Systeme de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/our assise)		○
Poignées de poussée			
BQA0174	Pogniées avec barre de poussée		◆




Repose-jambes			
Repose-jambe central			
BQA0180	Repose-jambes central avec appui- mollets		436,00
Ajustement des potences et repose-jambes			
BQA0185	Position standard		◆
BQA0186	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		○
BQA0188	Support repose-jambes 90°		○
Repose-jambe gauche			
BQA0190	Repose-jambe relevable avec appui-mollets et protection de genoux incl., Alu 2008, gauche		133,00
BQA0200	Repose-jambe 80°, escamotable vers l'int./l'ext., Alu 2003 gauche		○
BQA0210	Repose-jambe 90°, escamotable vers l'int./l'ext., Alu 2003, gauche		110,00
BQA0220	Support amputé gauche		420,00
BQA0230	Sans repose-jambe gauche		◆
Repose-jambe droit			
BQA0240	Repose-jambe relevable avec appui- mollets et protection de genoux incl., Alu 2008, droit		133,00
BQA0250	Repose-jambe 80°, escamotable vers l'int./l'ext., Alu 2003, droit		○
BQA0260	Repose-jambe 90°, escamotable vers l'int./l'ext., Alu 2003, droite		110,00
BQA0270	Support amputé droit		420,00
BQA0280	Sans repose-jambe droit		◆
Palette monobloc			
BQA0290	Palette monobloc, réglable en angle et en profondeur avec tube court et sangle-mollet		212,00
Repose-Pied, monobloc			
BQA0295	Repose-Pied, monobloc, rembourré		1109,00
Palette gauche			
BQA0330	Palette fixe, avec tube court et talonnière, gauche		○
BQA0340	Palette, inclinable et réglable en profondeur, avec tube long et talonnière, gauche (UL 44 - 51 cm)		100,00
Palette droite			
BQA0390	Palette fixe, avec tube long et talonnière, droite		○
BQA0400	Palette, inclinable et réglable en profondeur, avec tube long et talonnière, droite (UL 44 - 51 cm)		100,00
ACCOUDOIRS			
Accoudoir gauche			
BQA0420	Accoudoir réglable en hauteur, gauche		○
BQA0425	Accoudoir avec coussin de positionnement, gauche		90,00
BQA0430	Réglable en hauteur, manchette large, gauche (uniquement avec roues arrière 16", Autolock incl.)		90,00
BQA0435	Réglable en hauteur, renforcé, manchette large gauche (Autolock incl.)		167,00
BQA0440	Accoudoir réglable en hauteur, rembourré, gauche		122,00
BQA0450	Gouttière, gauche		222,00
BQA0460	Sans accoudoir, gauche		◆
Accoudoir droite			
BQA0470	Accoudoir réglable en hauteur, droit		○
BQA0475	Accoudoir avec coussin de positionnement, droite		90,00
BQA0480	Réglable en hauteur, manchette large, droite (uniquement avec roues arrière 16", Autolock incl.)		90,00
BQA0485	Réglable en hauteur, renforcé, manchette large droite (Autolock incl.)		167,00
BQA0490	Accoudoir réglable en hauteur, rembourré, droit		122,00
BQA0500	Gouttière, droite		222,00
BQA0510	Sans accoudoir, droit		◆
Accessoires d'assise			
Options d'accoudoir			
BQA0520	Housses de protège-vêtements, la paire		90,00
BQA0530	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire, uniquement avec 0502		41,00
Accessoires de dossier			



0180

0190/0240




0200/0250

0220/0270



0290



0295




0510 / 0570


 0520 / 0580
pour potence fixe

 0520 / 0580
pour potence réglable


0420




0430



0425/0475

BQA0540	Appui-tête ajustable, réglable latéralement		○
BQA0550	Appui-tête ajustable, réglable latéralement, avec oreillettes		222,00
BQA0545	Housse de coussin d'appui-tête		46,00
BQA0560	Appui-nuque, réglable		○
BQA0570	Kit de 3 molettes de réglage pour appui-tête		○
Accessoires pour repose-jambes			
BQA0572	Rembourrage repose-pieds		55,00
BQA0580	Prolongateur de palette gauche (compatible uniquement avec palette inclinable et réglable en profondeur)		44,00
BQA0590	Prolongateur de palette droite (compatible uniquement avec palette inclinable et réglable en profondeur)		44,00
BQA0595	Sangle de mollet		○
Châssis			
Coloris de châssis			
BQA0591	Gris perle (argenté)		◆
BQA0592	Bleu nuit		○
BQA0593	Sable		○
BQA0594	Vert électrique		○
BQA0596	Rouge vif		○
Sécurité du châssis			
BQA0600	Extension du châssis de 5 cm		167,00
Fixation des roues avant			
BQA0610	Fixe		◆
Roues avant			
BQA0638	140 x 40 (5,5") Bandage noir moyen dur		○
BQA0645	150 x 30 (6") Bandage noir moyen dur		○
BQA0665	200 x 30 (8") Bandage noir		○
BQA0672	200 x 32 (8") Pneumatique noir		○
BQA0675	200 x 45 (8") Bandage noir		◆
Roues arrière			
BQA0702	16" -- axes fixe		○
BQA0705	22" -- axes démontage rapide		○
BQA0715	24" -- axes démontage rapide		◆
Type de roues arrière			
BQA0722	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆
BQA0724	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		167,00
BQA0726	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○
Type des revêtement roues arrière			
BQA0745	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○
BQA0775	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆
BQA0785	Pneumatique noir low Profile 1" - 35mm		○
Main-courante			
BQA0790	Aluminium		◆
BQA0810	Plastifiée		200,00
Protège-rayons			
BQA0850	Protège-rayons transparent		233,00
Sécurité			
Freins			
BQA0860	Freins à tirer		◆
BQA0863	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		460,00
BQA0867	Freins à câble à commande unilatérale à droite		460,00
Accessoires			
BQA0870	Ceinture de sécurité		110,00
BQA0900	Tablette thérapeutique en plexiglas, avec set de montage incl.		324,00
BQA0902	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes		324,00
BQA0903	Demi-tablette escamotable à gauche		324,00




0540



0550

0560



0600



0775

0745

0785



0870



0900

BQA0904	Demi-tablette escamotable à droite		324,00
BQA0910	Tablette escamotable		491,00
BQA0915	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes		491,00
BQA0905	Coussin de tablette		196,00
BQA0907	Coussin pour demi-tablette		77,00
BQA0920	Goupille de verrouillage pour tablette thérapeutique		39,00
BQA0936	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce- personne alber viamobil V25		402,00
BQA0938	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce- personne alber viaplus		402,00
BQA0960	Kit clinique		77,00
BQA0965	Kit de vis à dégagement rapide pour le réglage du bras- et du repose-jambes		52,00
BQA0970	Attache pour harnais		64,00
BQA0980	Porte-sérum		118,00
REMARQUES			