

Rea® Clematis® Pro



Poids maximum de l'utilisateur: 135 kg

**Prix de base: 4.308,00**

Numéro de client:


Personne de contact:

Commission:

Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

◆ = Configuration standard    ✓ = compatible

Code	Description	Prix
SNB0001	<p><b>Rea Clematis Pro</b>  <b>Equipment de base :</b> roues arrière 24" de série avec axe à démontage rapide, pneu anti-crevaisson noir et poignées en aluminium, roues avant 200 x 45 (8") avec pneu anti-crevaisson noir; cadre fixe en teinte beige nacré, profondeur d'assise réglable en continu de 420 à 480 mm, revêtement du dossier de série avec coussin de dossier Laguna 2 en PU noir; coussin d'assise Mistral 2 en PU noir; poignées de poussée réglables en hauteur; réglage de l'angle de l'assise et du dossier par ressort à pression de gaz incl. Mécanisme de verrouillage, support de soutien de jambe standard avec supports de jambe à angle réglable, y compris coussinets pour les mollets, repose pieds réglables en profondeur; largeur et angle avec sangle pour les talons, accoudoirs avec coussinet de positionnement et kit d'extension d'accoudoir (+ 25 mm par côté), appui-tête réglable, freins standard, anti-basculer, kit de fixation pour le transport</p> <p><b>Veillez noter que l'accoudoir peut interférer avec les roues arrière si le siège est complètement incliné.</b>  <b>Pour une hauteur d'assise de 400 mm, la hauteur minimale de l'accoudoir est de 330 mm (à partir de la plaque d'assise).</b>  <b>Pour une hauteur d'assise de 450 mm, la hauteur minimale de l'accoudoir est de 280 mm (à partir de la plaque d'assise).</b></p>	4.308,00
<b>Type de propulsion</b>		
SNB0100	24" Roues standard	◆
SNB0110	12" Roues transit	○
<b>ASSISE</b>		
<b>Largeur d'assise</b>		
SNB0300	390 mm	○
SNB0310	440 mm	○
SNB0320	490 mm	○
<b>Hauteur sol/siège</b>		
SNB0380	400 mm	○
SNB0390	450 mm	◆
<b>Coussins d'assise</b>		
SNB0420	Coussin Invacare MatrX Libra	
SNB0420	Coussin Mistral 2 (PU noir TR26)	◆
SNB0430	Coussin Flo-Shape (PU noir TR26)	○
<b>Profondeur du coussin d'assise Invacare MatrX Libra</b>		
SNB0450	405 mm	○
SNB0455	455 mm	○
<b>TYPE DE DOSSIER</b>		
<b>Dossier</b>		
SNB0500	Plaque de dossier rigide	253,00
SNB0510	Dossier souple	◆
<b>Poignées à pousser</b>		
SNB0570	Barre de poussée réglable en angle	263,00



<b>ACCOUDOIRS</b>			
<b>Accoudoirs gauche</b>			
SNB0810	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm sans outil (compatible avec la tablette)		◆
SNB0820	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur		289,00
<b>Accoudoirs droite</b>			
SNB0860	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm sans outil (compatible avec la tablette)		◆
SNB0870	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur		289,00
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
SNB0910	Plot d'abduction		219,00
SNBI 100	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		◆
SNBI 110	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables		132,00
SNBI 120	Appui-nuque		○
SNBI 130	Housse de coussin d'appui-tête		47,00
SNBI 200	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		137,00
SNBI 210	Cale-tronc gauche, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		247,00
SNBI 220	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		137,00
SNBI 230	Cale-tronc droit, escamotable, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur		247,00
<b>CHASSIS</b>			
<b>Roues avant</b>			
SNBI 420	150 x 30 mm (6") bandage noir		○
SNBI 440	200 x 45 mm (8") bandage noir		◆
<b>Roues arrière</b>			
SNBI 520	24" standard (mouyeu noir; jante grise et rayons grise) avec axes à démontage rapide		◆
SNBI 525	24" freins tambour (jante grise et rayons grise renforcés en acier) avec axes à démontage rapide		241,00
<b>Options de sécurité</b>			
SNBI 650	Ceinture de maintien		113,00
<b>Accessoires</b>			
SNBI 700	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes		332,00
SNBI 710	Tablette amovible réglable en profondeur		332,00
SNBI 770	Fixation Alber Viamobil V25		679,00
SNBI 780	Tige porte-sérum et support		159,00
SNBI 790	Goupille de verrouillage pour tablette		40,00
SNBI 800	Kit de montage pour Tablette		40,00
<b>REMARQUES</b>			

