

Commande



Formulaire de commande 2024

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Invacare® **Comet**® Pro CE
 Invacare® **Comet**® ULTRA

Poids de l'utilisateur : max. 160 kg (Comet® Pro), max. 220 kg (Comet® Ultra)

Prix de base: 6.553,00

Numéro de client: _____

Personne de contact: _____

Commission: _____

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Comet® Pro	Comet® Ultra	Prix
1676212	Invacare® Comet ® Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, argent, jusqu'à 160 kg			6.553,00
1676210	Invacare® Comet ® Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, bleu ciel, jusqu'à 160 kg			6.553,00
1676211	Invacare® Comet ® Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, rouge érable, jusqu'à 160 kg			6.553,00
1676217	Invacare® Comet ® Ultra, scooter à 4 roues, 10 km/h, bleu ciel, jusqu'à 220 kg			8.163,00
CONTENU DE LA LIVRAISON				
	Komfort-Sitz Comet ® Pro, pivotant, avec appui-tête et sac d'assise, angle du dossier réglable, largeur du siège = 510 mm	◆		
	Ultra-Sitz für Comet ® Ultra, pivotant, avec appui-tête, appui-lordose gonflable et sac d'assise, angle du dossier réglable, largeur du siège = 660mm		◆	
	Accoudoirs, pivotant vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur	◆		
	Accoudoirs HD, renforcés, pivotant vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur		◆	
	Rails de siège, permettent de régler la distance par rapport à la colonne de direction	◆	◆	
	Fixation de siège renforcé		◆	
	Colonne de direction avec compartiment de rangement et angle réglable en continu	◆	◆	
	Poignée de direction ergonomique	◆	◆	
	Écran LCD avec touches en surbrillance et affichage de l'heure, de la température et du kilométrage	◆	◆	
	Rétroviseur Premium gauche	◆	◆	
	Rétroviseur Premium droit	◆	◆	
	Levier de frein	◆	◆	
	Entraînement puissant (1600W) avec débrayage à 2 niveaux	◆		
	Entraînement puissant (1800W) avec débrayage à 2 niveaux		◆	
	Module de puissance pour la force et le couple élevé		◆	
	Etriers de fixation pour le transport (4 pièces) sur le cadre du châssis	◆	◆	
AUTRES CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT				
	Réduction automatique de la vitesse dans les virages (désactivable)	◆	◆	
	Chargeur OptiCharge, 8 A, externe	◆	◆	
	Batterie AGM 2 x 75 Ah pour une grande autonomie	◆	◆	
	Système d'éclairage puissant conforme au StVZO avec clignotants, réflecteurs et feu de stop	◆	◆	
	Panneau de marquage arrière selon FZV §4 - nécessaire	◆	◆	
	Roues pneumatiques à ressorts avec très grandes roues de 13" pour franchir facilement les obstacles	◆	◆	
	Roues d'appui pour un franchissement contrôlé des bordures de trottoir	◆	◆	
	Châssis avec suspension individuelle réglable pour un grand confort de conduite	◆		
	Châssis avec 4 éléments de suspension HD, pour un grand confort de conduite		◆	
	Panier, avant, amovible	◆	◆	

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ (fournis pour un montage par l'utilisateur)				
OPTIONS DE SIÈGE				
ZBI518274	Sangle de maintien avec fermeture à ressort			113,00
ZBI521980	Siège élévateur, kit d'installation (12cm), (pas pour Comet®Ultra) (NC:suspension de siège)			1034,00
ZBI528986	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 508 mm)			189,00
ZBI528987	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 533 mm)			189,00
ZBI528988	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 558 mm)			189,00
ZBI522459	Suspension de siège, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 508 mm)			189,00
ZBI522460	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 533 mm)			189,00
ZBI522461	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 558 mm)			189,00
ACCESSOIRES (joints)				
TÉLÉPHONE MOBILE				
API637917	Adaptateur USB			104,00
API637912	Support pour téléphone portable			64,00
PORTEUR				
ZBI528274	Porte-canne pour montage à gauche ou à droite (si un panneau de marquage arrière est installé, le porte-canne ne peut être monté qu'à droite)			102,00
ZBI553851	Support pour déambulateur avec porte-canne			299,00
ZBI521594	Porte-boissons			105,00
PROTECTION PAIE-CHOC				
ZBI528298	Arceau de protection avant, noir, kit de montage avec matériel de fixation			99,00
API638967	Arceau de protection arrière, noir, kit de montage avec matériel de fixation			99,00
CLÉ PERSONNALISÉE				
ZBI543154	Cylindre avec deux clés personnalisées			39,00
COFFRE ET CORBEILLES				
API637910	Boîte à objets de valeur, verrouillable, noire, à monter à l'avant (NC : panier XL)			269,00
API637915	Panier XL à monter sur la colonne de direction (NC : boîte à objets de valeur à l'avant)			99,00
PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES INTEMPÉRIES				
ZBI543160	Pare-brise			119,00
ZBI518240	Couverture, protège le scooter garé de la saleté			179,00
ZBI521684	Housse de siège (noire), protège le siège de la pluie et de la saleté (pas pour Comet®Ultra)			99,00
AUTRES				
ZBI521644	Câble d'adaptateur de charge pour recharger les batteries retirées (par exemple en hiver)			169,00
SPI541502	Tige de rallonge (nécessaire pour les accessoires du Comet®Ultra)			0,00
ZBI521592	Gilet de sécurité			29,00
Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de pièces détachées et d'accessoires en ligne sur www.invacare.ch.				
REMARQUES				