

# Commande



# Formulaire de commande 2024

## Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Prix en CHF hors TVA

### KÜSCHALL K-SERIES 2.0



Poids maximum utilisateur : 120 kg Numéro de position tarifaire: 30.109.012  
 Une tolérance de +/- 10 mm est appliquée à toutes les mesures.  
 Küschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

Numéro de client:

Personne de contact:


Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases  Configuration standard  Options sans supplément de prix  
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Poids de l'utilisateur = Description	kg	Prix
DKA0067	Küschall K-Series	<input checked="" type="checkbox"/>	4.065,00
DKA0000	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schéma (cf. MYKüschall)		Sur devis
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>			
<b>CHÂSSIS: MATÉRIAUX / ANGLE / TYPE</b>			
DKA1040	Châssis 75° - Aluminium (confluent) (NC: ST 475-525mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1050	Châssis 75° - Aluminium - châssis rétréci (NC: ST 475-525 mm, SHv 450-470 mm, Palette escamotable)		<input type="checkbox"/>
DKA1060	Châssis 75° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent) (NC: ST 350-400 mm, SHv 450-490mm)		<input type="checkbox"/>
DKA1070	Châssis 90° - Aluminium (NC: ST 475-525 mm, 5" roues avant)		162,00
DKA1080	Châssis 90° - Aluminium - châssis rétréci (NC: ST 475-525 mm, SHv 450-470 mm, Palette escamotable, 5" roues avant)		162,00
DKA1090	Châssis 90° - Aluminium (confluent) + 50 mm (longueur du châssis) (NC: ST 350-400 mm, SHv 450-490 mm, 5" roues avant)		162,00
<b>SUSPENSION en fonction du poids max utilisateur</b>			
DKA1200	40-65 KG*		534,00
DKA1210	65-85 KG*		534,00
DKA1220	85-100 KG*		534,00
* NC: SB 320, 480-500 mm, ST 350 mm, Position 1,3 et 5, Achspositionen variabel, 25" et 26" roues arriere			
<b>LARGEUR D'ASSISE (SW)</b>			
DKA1310	320 mm (NC: dossier titan, Matrx dossier; Revêtement d'assise réglable, Matrx coussin)		<input type="checkbox"/>
DKA1315	340 mm (NC: Matx dossier; Matrx coussin; Protège-vêtements en carbone et en plastique)		<input type="checkbox"/>
DKA1320	360 mm (NC: Matrx Flo-tech Lite)		<input type="checkbox"/>
DKA1325	380 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1330	400 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1335	420 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1340	440 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1345	460 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1350	480 mm (NC: Matrx dossier MX2, Matrx dossier Elite E2 hauteur 360 mm, Palette escamotable)		<input type="checkbox"/>
DKA1355	500 mm (NC: Matrx dossier MX2, Matrx dossier Elite E2 hauteur 360 mm, Tube fixe titanium, Palette escamotable, cadre arriere en titane)		<input type="checkbox"/>
<b>PROFONDEUR D'ASSISE (SD)</b>			
DKA1410	350 mm (NC: Position 1 et 2, Matrx coussin, ceinture bodypoint)		<input type="checkbox"/>
DKA1420	375 mm (NC: Matrx coussin, ceinture bodypoint)		<input type="checkbox"/>
DKA1435	400 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1450	425 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1465	450 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1475	475 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1490	500 mm (NC: Matrx Flo-tech Lite)		<input type="checkbox"/>
DKA1495	525 mm (Revêtement d'assise réglable, Matrx Flo-tech Lite)		<input type="checkbox"/>
<b>POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ (SP), réglages sont toujours possible</b>		<b>1 est le moins stable et 5 est la position la plus stable</b>	
DKA1500	Position 1 = 140 mm (trés active)		<input type="checkbox"/>
DKA1510	Position 2 = 125 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1520	Position 3 = 110 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1530	Position 4 = 95 mm		<input type="checkbox"/>
DKA1540	Position 5 = 80 mm (moins active)		<input type="checkbox"/>






<b>HAUTEUR DE DOSSIER (BH)</b>					
DKA1600	Avec un dossier Invacare Matrix, la hauteur du dossier dépend du positionnement sélectionné - Veuillez sélectionner cette option (DKA1600) lors du choix d'un dossier Invacare Matrix. (Uniquement possible avec un support arrière profondément monté). <sup>2)</sup>				○
DKA1605	270 mm <sup>1) 2) 3)</sup>				○
DKA1610	285 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1615	300 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1620	315 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1625	330 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1630	345 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1635	360 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1640	375 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1645	390 mm <sup>1) 2)</sup>				○
DKA1650	405 mm <sup>1)</sup>				○
DKA1655	420 mm <sup>1)</sup>				○
DKA1660	435 mm <sup>1)</sup>				○
DKA1665	450 mm <sup>1)</sup>				○
DKA1670	465 mm <sup>1)</sup>				○
DKA1675	480 mm <sup>1)</sup>				○
	1) NC: Montez le support arrière profondément				
	2) NC: Kit de transport				
	3) NC: Poignées de poussée réglables en hauteur; en retrait				
<b>VOIR TABLEAU A LA DERNIERE PAGE POUR INFO DETAILLEE SUR (SHv), (UL) ET CHOIX DES ROUES ARRIERE</b>					
<b>HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF)</b>					
DKA1740	450 mm (NC: 5" roues avant)				○
DKA1745	460 mm (NC: 5" roues avant)				○
DKA1750	470 mm (NC: 5" roues avant)				○
DKA1755	480 mm				○
DKA1760	490 mm				○
DKA1765	500 mm				○
DKA1770	510 mm				○
DKA1775	520 mm				○
<b>HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (RSTF)</b>					
DKA1815	390 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur; déport des roues, 26" roues arrière)				○
DKA1820	400 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur; déport des roues, 26" roues arrière)				○
DKA1825	410 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur)				○
DKA1830	420 mm				○
DKA1835	430 mm				○
DKA1840	440 mm				○
DKA1845	450 mm				○
DKA1850	460 mm				○
DKA1855	470 mm				○
DKA1860	480 mm				○
DKA1865	490 mm (NC: roues arrière 26")		(NC : 6430 )		○
<b>DISTANCE REPOSE-PIEDS/GENOUX (LLL)</b>					
			<b>Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 40 mm</b>		
			<b>Pour les UL &lt; 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut</b>		
DKA1918	290 mm		DKA1938	390 mm	○
DKA1920	300 mm		DKA1940	400 mm	○
DKA1922	310 mm		DKA1942	410 mm	○
DKA1924	320 mm		DKA1944	420 mm	○
DKA1926	330 mm		DKA1946	430 mm	○
DKA1928	340 mm		DKA1948	440 mm	○
DKA1930	350 mm		DKA1950	450 mm	○
DKA1932	360 mm		DKA1952	460 mm	○
DKA1934	370 mm		DKA1954	470 mm	○
DKA1936	380 mm		DKA1956	480 mm	○
<b>DOSSIER</b>					
<b>MONTANTS DE DOSSIER</b>					
DKA2000	Aluminium			◆	○
DKA2050	Titane (NC: SB 320mm, SB 500 mm, Montez le support arrière profondément, Poignées à pousser réglable en hauteur externe, kit de transport)				316,00



<b>TUBE DE DOSSIER</b>			
DKA2100	Standard	◆	○
DKA2150	Dossier avec tube de dossier monté plus bas (hauteur des tubes de dossier 285 mm)		○
<b>GARNITURE DE DOSSIER</b>			
DKA2220	Dossier réglable en tension par bandes velcro, revêtement en noir (NC: Poignées à pousser intégrées)		◆
DKA2230	Aeroback, réglable en tension (NC: Poignées à pousser intégrées)		326,00
DKA2240	Sans revêtement de dossier (choisissez avec dossier Matrix)		○
<b>DOSSIERS MATRX</b>			
DKA2300	Matrix MX2, hauteur 150 mm avec hardware QR		1.296,00
DKA2305	Matrix MX2, hauteur 230 mm avec hardware QR		1.296,00
DKA2310	Matrix MX2, hauteur 305 mm avec hardware QR		1.296,00
DKA2315	Matrix MX2, hauteur 405 mm avec hardware QR		1.296,00
DKA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Hauteur 160 mm, incl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Hauteur 210 mm, incl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Hauteur 260 mm, incl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2320	Matrix Elite E2 Deep, hauteur 310 mm avec hardware mini-set	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, hauteur 360 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2325	Matrix Elite E2 Deep, hauteur 410 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, hauteur 460 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, hauteur 510 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 160 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 210 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2335	Matrix Elite E2 Standard, hauteur 260 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2340	Matrix Elite E2 Standard, hauteur 310 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2345	Matrix Elite E2 Standard, hauteur mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2350	Matrix Elite E2 Standard, hauteur 410 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
<b>POIGNÉES À POUSSER</b>			
DKA2400	Sans poignées		○
DKA2410	Poignées fixes, courtes	◆	○
DKA2420	Poignées fixes, longues		○
DKA2430	Réglables en hauteur, externes	NC : 3520, 3620, et tous les dossiers Matrix	322,00
DKA2440	Réglables en hauteur, intégrées		298,00
DKA2450	Rabattables	(NC: Pas avec hauteur de dossier 315 - 330mm en combinaison avec des repose-bras tubulaires)	108,00
<b>ANGLE DE DOSSIER (RW)</b>			
DKA2520	78°		○
DKA2540	82°		○
DKA2560	86°	◆	○
DKA2580	90°		○
DKA2590	94°		○
<b>TOILE D'ASSISE</b>			
<b>REVÊTEMENT D'ASSISE</b>			
DKA2600	Revêtement	◆	○
DKA2610	Réglable en tension par une bande centrale velcro	(NC: profondeur d'assise 525 mm)	86,00



UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin




COUSSIN D'ASSISE								
DKA2700	Standard	base en mousse haute résilience 60mm, couche supérieure viscoélastique	◆	○				
DKA2710	Flotech Lite			273,00				
DKA2720	Matrx Libra (hauteur 83 mm, voir tableau)			582,00				
DKA2748	Matrx ContourVisco NG			491,00				
<b>Invacare® Matrx® Libra, combinaisons SB-ST possibles</b>								
Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POCHETTE D'ASSISE								
DKA2800	Pochette, click-in, amovible			195,00				
POCHETTE SOUS TOILE D'ASSISE		Fixation sous le revêtement d'assise						
DKA2900	Petit			64,00				
DKA2910	Grand			64,00				
REPOSE-PIEDS								
TYPE REPOSE-PIEDS / PALETTE MONOBLOC		Pas possible avec palette!						
DKA3200	Tube fixe, Aluminium		◆	○				
DKA3210	Tube fixe, Titanium			316,00				
DKA3220	Carbone, réglable en angle (NC: socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe))			325,00				
DKA3230	Palette escamotable latérale, réglable en angle (NC: châssis d'adduction, SB 480 - 500 mm)			391,00				
SOCLE PLASTIQUE VISSÉ POUR REPOSE-PIEDS								
DKA3290	Socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe)		◆	43,00				
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTÈGE-VÊTEMENTS								
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES								
DKA3405	Protège-vêtements relevables, en plastique			○				
DKA3420	Protège-vêtements relevables, en carbone			164,00				
DKA3440	Garde-boues amovibles, en carbone (NC: Accoudoir réglables en hauteur)			218,00				
DKA3450	Garde-boues amovibles, en plastique (NC: Accoudoir réglables en hauteur; NC: Alber e-motion plaque d'adaptation)			164,00				
ACCOUDOIRS								
DKA3480	Tubulaires, réglables en hauteur; démontables, escamotables, amovibles, avec manchette	(NC: poignées de poussée escamotables en combinaison avec RH < 315mm; Pas avec Alber e-motion/twion)		315,00				
DKA3490	Accoudoirs courts réglables en hauteur (avec Protège-vêtements en plastique, NC: SHv < 420 mm)			326,00				
DKA3495	Accoudoirs longs réglables en hauteur (avec Protège-vêtements en plastique, NC: SHv < 420 mm)			326,00				
CHÂSSIS								
COLORIS DU CHÂSSIS		Pas pour châssis en carbone/titane!						
DKA4000	NOIR SPATIAL			○				
DKA4010	GRIS ANTHRACITE			○				
DKA4020	BLANC ECLATANT (NC: Coloris de la décalcomanie bold en gris clair)			○				
DKA4030	ROUGE CARMIN			○				
DKA4040	BLEU AZUR			○				
DKA4060	Jaune brillant 1)			316,00				
DKA4100	NOIR BRILLANT 1) 2)			316,00				
DKA4130	GRIS ARGENT 1) 2)			316,00				
DKA4140	BLEU ROYAL 1) 2)			316,00				
DKA4150	ROUGE RUBIS 1) 2)			316,00				
DKA4170	ORANGE DYNAMITE 1) 2)			316,00				
DKA4180	VERT FORÊT 1) 2)			316,00				
DKA4050	COLORIS SPÉCIAL			316,00				
1) Le délai de livraison est prolongé de 15 jours								
STYLE DE DÉCALCOMANIE								
DKA4190	BOLD (Dynamique): Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise			164,00				



DKA4195	TAG (Élégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	○
<b>COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD</b>				
DKA4200	NOIR			○
DKA4210	GRIS FONCÉ			○
DKA4220	GRIS CLAIR			○
DKA4230	ROUGE			○
DKA4240	BLEU			○
DKA4250	DORÉ			○
<b>COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG</b>				
DKA4300	NOIR			○
DKA4310	ROUGE			○
<b>ROUES AVANT</b>				
<b>ROUES AVANT</b>				
DKA5000	3" SUPERSPORT (24 mm de large)			○
DKA5050	4" EVERYDAY - bandage noir (29 mm de large)			○
DKA5100	4" CONFORT - bandage noir (29 mm de large)			○
DKA5150	4" STAREC - bandage noir; jante noire (24 mm de large)			126,00
DKA5200	4" FROGLEGS - bandage noir; jante noire (36 mm de large)			126,00
DKA5250	4" FROGLEGS - bandage noir; jante argente (36 mm de large)			126,00
DKA5300	5" EVERYDAY - bandage noir (29 mm de large)			○
DKA5350	5" CONFORT - bandage noir (31 mm de large)		◆	○
DKA5400	5" STAREC - bandage noir; jante noire (24 mm de large)			126,00
DKA5450	5" FROGLEGS - bandage noir; jante noire (36 mm de large)			126,00
DKA5500	5" FROGLEGS - bandage noir; jante argente (36 mm de large)			126,00
<b>ROUES ARRIÈRE</b>				
<b>POSITION ROUE ARRIÈRE</b>				
DKA6020	Standard		◆	○
DKA6030	Léger déport de roues arrière	(NC: SHv < 410 mm, axe en carbone)		370,00
DKA6040	Grand déport de roues arrière	(NC: SHv < 410 mm, axe en carbone)		380,00
<b>Barre de carrossage (dénommée 1ère barres si déport de roues)</b>				
DKA6050	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230 )		489,00
DKA6060	Axe standard		◆	○
DKA6070	Axe en carbone			179,00
<b>Déport de roue arrière: Position de la 1ère barre (depuis l'avant)</b>		<b>Uniquement avec fixation des roues arrière rallongée. Avec 2e axe: 1er axe toujours en position 1!</b>		
DKA6100	1e position depuis l'avant			○
DKA6110	2e position depuis l'avant			○
DKA6120	3e position depuis l'avant			○
DKA6130	4e position depuis l'avant			○
DKA6140	5e position depuis l'avant			○
<b>CARROSSAGE (de la 1ère barre si déport arrière)</b>				
DKA6200	0°			○
DKA6210	3°			○
DKA6220	6° (NC: axe vario pour 2ième type, Alber montage kit)			○
<b>Déport arrière: 2ème barre (en position 5 obligatoirement)</b>		<b>Uniquement avec fixation des roues arr. rallongée. Avec 2e axe: 2e axe toujours en position 5!</b>		
DKA6230	Standard (NC: kit montage Alber)			141,00
DKA6240	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10° (NC: kit montage Alber; freins performance)			489,00
<b>CARROSSAGE de la 2ème barre</b>		<b>(3° max. de différence avec la 1ère axe. Avec 1 seul vario-axe: 2e axe 0° ou 3°!</b>		
DKA6250	0°			○
DKA6260	3°			○
DKA6270	6°			○
<b>AXE À DEMONTAGE RAPIDE</b>				
DKA6300	Axes à démontage rapide Tetra-clip			152,00
<b>Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)</b>				
DKA6410	24"		◆	○
DKA6420	25" (NC: kit de montage Alber)			○
DKA6430	26" (NC: kit de montage Alber; freins actifs)			○



<b>TYPE ROUES ARRIERE</b>			
DKA6510	24", 26" küschall Starec, rayons croisés, centre noir et bord noir (NC: Maxxis Alpha Protect)	◆	○
DKA6520	24", 25" High Performance, moyeu Starec incolore et jante en noir (NC: pneu increvable)		348,00
DKA6550	24", 25" Spinergy LXX, moyeu, jante et rayons noirs (NC: Maxxis Alpha Protect, pneu increvable, protection des mains et des pieds noir)		784,00
<b>PNEUS ARRIÈRE</b>		<b>Pas avec roues mountainbike et axe à demontage rapide</b>	
DKA6600	24" MAXXIS LITE GUARD	◆	○
DKA6625	22", 24", 25", 26" MAXXIS ALPHA PROTECT uniquement pour roues 24" High Performance (DCA6520)		89,00
DKA6630	24" MBL Speedlite: pneu super léger, haute protection anti-crevaison		99,00
DKA6660	24" protection anti-crevaison noir (NC: Performance-freins)		59,00
<b>Mains-courantes</b>			
DKA6700	24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm		230,00
DKA6710	24", 26" Acier poli, distance 30 mm	◆	○
DKA6720	24" Titanium, distance 30mm (montable sur 40 mm)		218,00
DKA6740	24", 25" Carbolife Gekko L, distance 30mm		460,00
DKA6750	24", 25" Carbolife Gekko S, distance 30mm		460,00
DKA6760	24" Carbolife Curve L, distance 30mm		460,00
DKA6770	24" Carbolife Quadro, distance 30mm		490,00
DKA6780	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir (montable sur 40 mm)		○
DKA6790	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris		○
<b>PROTEGE-RAYONS, la paire</b>			
DKA6900	24", 26" transparents		228,00
DKA6910	24" noir		228,00
<b>ALBER ADD ON KIT</b>		<b>Uniquement avec extension de roue arrière courte et en I position; pas avec accoudoirs tubulaires</b>	
DKA6950	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, 3° carrossage des roues le poids max. de l'utilisateur est 100 kg) (NC: porte canne, roues de transit 3")		1.1450,00
<b>SÉCURITÉ</b>			
<b>FREINS</b>			
DKA7210	Standards à pousser leviers courbés	◆	○
DKA7230	Freins Performance		108,00
DKA7240	Freins actifs (ciseaux)		108,00
DKA7250	Actifs légers		108,00
<b>Leviers de freins rallongés</b>		<b>Uniquement pour freins std, levier courbé</b>	
DKA7300	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		64,00
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>			
<b>ROULETTES ANTI-BASCULE</b>			
DKA7500	Droite		173,00
DKA7510	Gauche		173,00
DKA7520	Droite et gauche (NC: roues de transit 3")		354,00
<b>KIT DE TRANSPORT</b>		<b>Uniquement avec RH&gt;400mm, châssis en aluminium et pas avec dossiers MatrX</b>	
DKA7600	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)	(NC : 7800 )	◆ ○
<b>Ceinture de positionnement</b>			
<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>			
DKA7800	Ceinture de maintien, fermeture à boucle		86,00
DKA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 25 - 50 kg)		207,00
DKA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 50 - 75 kg)		207,00
DKA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 75 - 100 kg)		207,00
<b>CATADIOPRES</b>			
DKA7900	Catadiopres montés sur les rayons	◆	○
DKA7910	Catadiopres non montés sur les rayons		○
<b>ACCESSOIRES</b>			
DKA0000	Aide basculement droite		sur demande
DKA0000	Aide basculement gauche		sur demande
<b>PROTECTIONS DE CHÂSSIS</b>		<b>NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-bascule</b>	
DKA8010	Protection de châssis avant (amovible avec velcro)		64,00



<b>PORTE-CANNE</b>		<b>NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-bascule</b>	
DKA8200	Droite		108,00
DKA8210	Gauche		108,00
<b>ROUES DE TRANSIT</b>		<b>Pas avec anti-basculés droite et gauche/Alber E-motion/Twion</b>	
DKA8300	Roues de Transit 3"		382,00
<b>AUTRES</b>			
DKA8550	Kit d'outils	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DKA8600	Hauteur derrière le kit de réglage		749,00
DKA8680	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec axes à démontage rapide et cerceaux alu	
DKA8800	Bodypoint sangle mollet		130,00
DKA8850	Bodypoint sac		125,00



Frame type/angle/length, rear wheel size, lower leg length, FSTF, footrest type															
Frame	24" rear wheel					25" rear wheel					26" rear wheel				
	FSTF	bracket	Laasche Susf	LLL		FSTF	bracket	Laasche Susf	LLL		FSTF	bracket	Laasche Susf	LLL	
				footrest	flip-up				footrest	flip-up				footrest	flip-up
75° Short	450	S	L	330-420	290-420	460	S	L	330-430	290-430	470	S	L	330-440	290-440
	460	S	L	340-430	300-430	470	S	L	340-440	300-440	480	S	S	340-450	300-450
	470	S	L	350-440	310-440	480	L	S	350-450	310-450	490	L	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	S	370-450	330-450	490	S	L	370-460	330-460	500	S	L	370-470	330-470
	490	S	L	380-460	340-460	500	S	L	380-470	340-470	510	S	L	380-480	340-480
	500	S	L	390-470	350-470	510	L	L	390-480	350-480	520	L	L	390-490	350-490
75° +50mm	500	S	L	390-470	350-470	510	S	L	390-480	350-480	520	S	L	390-490	350-490
	510	S	L	400-480	360-480	520	S	L	400-490	360-490	530	S	L	400-500	360-500
	520	L	L	410-490	370-490	530	L	L	410-500	370-500	540	L	L	410-510	370-510
90° Short	450	S	L	330-410	290-410	460	S	L	330-420	290-420	470	S	L	330-430	290-430
	460	S	L	340-420	300-420	470	S	L	340-430	300-430	480	S	S	340-440	300-440
	470	S	L	350-430	310-430	480	L	S	350-440	310-440	490	L	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	S	380-440	340-440	490	S	L	380-450	340-450	500	S	L	380-460	340-460
	490	S	L	390-450	350-450	500	S	L	390-460	350-460	510	S	L	390-470	350-470
	500	L	L	400-460	360-460	510	L	L	400-470	360-470	520	L	L	400-480	360-480
90° +50mm	500	S	L	400-460	360-460	510	S	L	400-470	360-470	520	S	L	400-480	360-480
	510	S	L	410-470	370-470	520	S	L	410-480	370-480	530	S	L	410-490	370-490
	520	L	L	420-480	380-480	530	L	L	420-490	380-490	540	L	L	420-500	380-500
75° tapered	480	S	S	370-450	NC	490	S	L	370-460	NC	500	S	L	370-470	NC
	490	S	L	380-460	NC	500	S	L	380-470	NC	510	S	L	380-480	NC
	500	L	L	390-470	NC	510	L	L	390-480	NC	520	L	L	390-490	NC
90° tapered	480	S	S	390-440	NC	490	S	L	390-450	NC	500	S	L	390-460	NC
	490	S	L	400-450	NC	500	S	L	400-460	NC	510	S	L	400-470	NC
	500	L	L	410-460	NC	510	L	L	410-470	NC	520	L	L	410-480	NC

RSTF, rear wheel size, siderest type

Plastic & Carbon clothes guards/Mudguards															
Position	24" Rear wheel					25" Rear wheel					26" Rear wheel				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
RSTF380	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
RSTF390	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF400	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF410	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF420	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF430	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF440	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF450	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF460	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF470	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF480	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF490	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
RSTF500	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Green	Green



Frame type, footrest type, footrest mounting, seat width			SW 320	SW 340	SW 360	SW 380	SW 400	SW 420	SW 440	SW 460	SW 480	SW 500
<b>Short frame alu :</b>												
	. with foot tube Aluminium											
	Std											
	High											
	High											
	. with foot tube Titanium											
	Std											
	. with footplate angle adjustable											
	Std											
	High	footplate carbon										
	High	frame tube										
	. with footplate flip up to side											
	Std	footplate carbon										
<b>Standard size and +5 frame alu :</b>												
	. with foot tube Aluminium											
	Std											
	High											
	High											
	. with foot tube Titanium											
	Std	Foot tube										
	. with footplate angle adjustable											
	Std											
	High	footplate carbon										
	High	frame tube										
	. with footplate flip up to side											
	Std	footplate carbon										
<b>Tapered frame alu :</b>												
	. with foot tube Aluminium											
	Std											
	High											
	. with foot tube Titanium											
	Std											
	. with footplate angle adjustable											
	Std											
	High	footplate carbon										
	High	frame tube										

Frame type/angle/length, rear wheel size, front wheel size									
Frame	24" rear wheel front wheel			25" rear wheel front wheel			26" rear wheel front wheel		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									