

# Commande



# Formulaire de commande 2024

## Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

### Invacare® TDX® SP2<sup>NB</sup> LINX® CE

Fauteuil roulant électrique extrêmement maniable avec entraînement central. Caractéristiques de conduite très stables, même en cas de franchissement d'obstacles. Idéal pour l'intérieur, stable et sûr également à l'extérieur.

Poids maximum de l'utilisateur: **max. 150 kg**

**Prix de base: 18.858,00**

Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases  Configuration standard  Options sans supplément de prix  
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Prix
ARL1920	Poids de l'utilisateur jusqu'à 125 kg	
ARL1921	Poids de l'utilisateur de 126 kg à 136 kg	
ARL1922	Poids de l'utilisateur de 137 kg à 150 kg	
ARL0000	Invacare® TDX® SP2 NB version standard	18.858,00
ARV0000	Invacare® TDX® SP2 NB version spéciale	sur demande
ARV1300	Construction spéciale (le délai de livraison supplémentaire de 10 jours)	sur demande
<b>ARL2100</b>	<b>SIÈGE MODULITE</b>	<b>◆</b>
<b>Cadre et plaque d'assise</b>		
ARL2111	Cadre d'assise télescopique, y compris plaque d'assise et rails de guidage latéraux, 380 - 530 mm (+ 50 mm supplémentaires au-dessus des accoudoirs)	◆
<b>Largeur d'assise pré-réglée pour cadre d'assise télescopique</b>		
ARL2121	Plaque d'assise de 380 mm (+ 50 mm supplémentaires au-dessus des accoudoirs) (NC: avec Contour Visco NG, profondeur d'assise de 560 mm avec Flo-tech Lite/Libra/Vi, NC: avec les sangles de positionnement Bodypoint taille L)	○
ARL2122	Plaque d'assise de 430 mm (+ 50 mm supplémentaires au-dessus des accoudoirs), (NC: avec profondeur d'assise de 560 mm en combinaison avec Flo-tech Lite / Libra, NC: avec les sangles de positionnement Bodypoint taille L)	◆
ARL2123	Plaque d'assise de 480 mm (+ 50 mm supplémentaires au-dessus des accoudoirs), (NC: avec profondeur d'assise de 560 mm en combinaison avec Flo-tech Lite / Libra, NC: avec les sangles de positionnement Bodypoint taille M)	○
ARL2124	Plaque d'assise de 530 mm (+ 50 mm supplémentaires au-dessus des accoudoirs) (NC: avec Contour Visco NG, dossier de positionnement Invacare MatrX, profondeur d'assise 410 mm en combinaison avec Invacare MatrX Libra/MatrX Vi, NC: avec les ceintures de positionnement Bodypoint taille M)	○
<b>Rail de guidage profilé pour régler la profondeur d'assise</b>		
ARL2129	Standard (pour profondeur d'assise 410 - 510 mm)	◆
ARL2130	Rallongé (pour profondeur d'assise 510 - 560 mm)	107,00
<b>Profondeur d'assise</b>		
ARL2132	"410 mm (uniquement avec le coussin d'accoudoir standard) (NC: avec les parties latérales amovibles en combinaison avec la ceinture de maintien pour les glissières latérales, Invacare MatrX Libra/MatrX Vi en combinaison avec une largeur d'assise de 530 mm, glissière latérale à droite ou à gauche en combinaison avec un repose-jambes central réglable en angle, NC: avec les sangles de positionnement Bodypoint)"	○
ARL2134	460 mm	◆
ARL2136	510 mm (NC: avec Invacare MatrX Contour Visco NG)	○

ARL2138	560 mm (coussin d'assise Invacare Matrx Flo-tech Lite/Libra uniquement en combinaison avec une largeur d'assise de 530 mm, Invacare Matrx Vi uniquement en combinaison avec SB 380mm) en combinaison avec le dossier d'adaptation Flex3, la profondeur d'assise est réduite de 10 mm		○
<b>COUSSINS D'ASSISE</b>			
ARL2142	Invacare Matrx Flo-tech Lite coussin d'assise, 75 mm (jusqu'à 127 kg max.) / Invacare Matrx Flo-tech Contour coussin d'assise, 100 mm (jusqu'à 191 kg max.), (est automatiquement sélectionné pour une largeur d'assise de 530 mm)		◆
ARL2143	"Invacare Matrx Contour Visco NG Coussin d'assise, 430 x 430 mm (poids max. de l'utilisateur : 125 kg), (NC: avec largeur d'assise 380 mm, 530 mm, profondeur d'assise 510 mm, 560 mm)"		453,00
ARL2147	Invacare Matrx Libra coussin d'assise, 90 mm (poids max. de l'utilisateur 136 kg, version HD 227 kg), (NC: avec profondeur d'assise 410 mm en combinaison avec largeur d'assise 530 mm, largeur d'assise 380-480 mm en combinaison avec profondeur d'assise 560 mm)		759,00
ARL2144	Invacare Matrx Vi Coussin d'assise (poids max. de l'utilisateur 136 kg)		717,00
ARL2140	sans coussin d'assise		-17,00
<b>Cadre de dossier (possible pour le dossier d'adaptation et le dossier de positionnement Invacare Matrx)</b>			
ARL2163	Tubes de dossier courts pour hauteur de coussin 480 mm, avec barre de stabilisation télescopique (NC: avec plateau de dossier Flex3)		◆
<b>Cadre de dossier (possible pour le dossier d'adaptation, la plaque dorsale Flex3 et le dossier de positionnement Invacare Matrx)</b>			
ARL2162	Tubes de dossier longs pour hauteur de coussin 540 mm, avec barre de stabilisation télescopique		○
<b>Poignées de poussée</b>			
ARL2107	Dossier avec poignées coulissantes		◆
ARL2108	"Dossier sans poignées de poussée (NC: avec panneau de signalisation arrière, ceinture en H, commande et l'unité de commande de conduite pour accompagnateur, appui-tête disponible uniquement en combinaison avec le modèle de dossier Flex3)"		○
<b>Coussin de dossier</b>			
ARL2171	Tissu de dossier adaptable (long = 540 mm / court = 480 mm), (uniquement avec couleur de rembourrage noir, nylon, NC: avec pelotes, commande de la tête, si choix sans poignées de poussée NC: d'appui-tête possible)		◆
ARL2179	Flex 3 avec dossier réglable (long = 540 mm / court = 480 mm), (seulement avec couleur de rembourrage noir, PU- (NC: avec accoudoirs mobiles, accoudoirs pivotants vers l'arrière, rembourrage d'accoudoir souple, commande au menton, commande de tête, crochet pour sac), en combinaison avec une profondeur d'assise de 560 mm, la profondeur d'assise se réduit de 10 mm		324,00
ARL2172	Plaque dorsale Flex3, réglable en largeur et en hauteur (sans coussin dorsal), (NC: avec tubes dorsaux courts, crochets pour sacs)		○
ARL2173	Plaque dorsale Flex3, réglable en largeur et en hauteur (avec coussin de dossier Laguna), (NC: avec tubes de dossier court, crochet pour sac)		○
ARL2174	Dossier de positionnement Invacare Matrx PB, hauteur du dossier 400 mm, avec housse respirante et support standard (NC: avec cadre d'assise télescopique pour largeur d'assise 530 mm, pelote, si choix sans poignées de poussée NC: d'appui- tête possible)		1.205,00
ARL2175	Dossier de positionnement Invacare Matrx PB, hauteur du dossier 500 mm, avec housse respirante et support standard (NC: avec cadre d'assise télescopique pour largeur d'assise 530 mm, pelote, si choix sans poignées de poussée NC: d'appui- tête possible)		1.205,00
ARL2177	Dossier de positionnement Invacare Matrx Elite TR, hauteur du dossier 500 mm, avec housse respirante et support standard (NC: avec cadre d'assise télescopique pour largeur d'assise 530 mm, pelote), en cas de choix sans poignées de poussée, NC: d'appui-tête possible		1.062,00



Rücken: ARL 2171



Rücken: ARL2179



Rücken: ARL 2172 bzw. 2173




Rücken: ARL 2174, 2175


ARL2178	Dossier de positionnement Invacare MatrX Elite E2 Deep, hauteur du dossier 500 mm, avec housse respirante et support standard (NC: avec cadre d'assise télescopique pour largeur d'assise 530 mm, pelote), en cas de choix sans poignées de poussée, NC: d'appui-tête possible		1.001,00
ARL2170	sans rembourrage de dossier		-30,00
<b>Couleur des coussins</b>			
ARL2151	Noir (nylon), (NC: avec le dos d'adaptation Flex3)		◆
ARL2152	Noir (avec revêtement PU en matériau stretch), (NC: avec profondeur d'assise 560 mm en combinaison avec Flo-tech Contour / Lite, revêtement de dossier adaptable)		○
ARL2155	Noir (respirant), (NC: avec le coussin d'assise Invacare MatrX Contour Visco NG, le coussin d'assise Invacare MatrX Libra, le coussin d'assise Invacare MatrX Vi, la toile de dossier adaptable, le dossier adaptable Flex 3)		○
<b>Parties latérales</b>			
ARL2191	parties latérales amovibles, réglables en hauteur (290 - 360 mm, mesuré sans coussin d'assise)		◆
ARL2181	parties latérales amovibles, montées 50 mm plus haut, réglables en hauteur (340 - 410 mm, mesuré sans coussin d'assise)		○
ARL2198	Accoudoir rembourré avec protège-vêtements intégré (NC: avec profondeur d'assise 410 mm)		167,00
ARL2183	Parties latérales pour réduire la largeur d'assise (-25 mm par côté), (NC: avec les guides latéraux)		140,00
ARL2193	Accoudoirs pivotant vers l'arrière (NC: avec pelotes latérales, dossier adaptable Flex3)		568,00
ARL2192	Accoudoirs mobiles (réglables en hauteur de 230 à 300 mm), (NC: avec pelotes latérales, NC: avec cadre d'assise télescopique en combinaison avec largeur d'assise 530 mm et dossier Flex3, dossier Flex3 adaptable, NC: avec profondeur d'assise 410 mm ou 460 mm en combinaison avec guides latéraux et connexion de chargement USB)		710,00
ARL2194	Accoudoirs mobiles (réglables en hauteur de 300 à 360 mm), (NC: avec pelotes latérales, NC: avec cadre d'assise télescopique en combinaison avec largeur d'assise 530 mm et dossier Flex3, dossier Flex3 adaptable, NC: avec profondeur d'assise 410 mm ou 460 mm en combinaison avec guides latéraux et connexion de chargement USB)		710,00
<b>Coussin d'accoudoir</b>			
ARL2195	standard (325 mm)		◆
ARL2196	Rallongé (375 mm), (NC: avec profondeur d'assise 410 mm)		○
ARL2197	Longue (397 mm), (NC: avec profondeur d'assise 410 mm, NC: avec commande de tête)		78,00
ARL2199	Rembourrage d'accoudoir souple, élargi (uniquement amovible avec partie latérale, réglable en hauteur), (NC: avec dossier adaptable Flex3)		140,00
<b>Guidage latéral, gauche (uniquement avec parties latérales amovibles, accoudoir pivotant vers l'arrière ou accompagnant), (NC: avec profondeur d'assise 410 mm en combinaison avec repose-jambes central réglable en angle, NC: avec ceintures de positionnement Bodypoint)</b>			
ARL2184	Pelote de genou gauche, taille de rembourrage S (140 x 100 mm)		320,00
ARL2186	Guide-cuisses gauche, taille de coussin M (230 x 100 mm)		328,00
ARL2188	Guide-cuisses gauche, taille de coussin L (330 x 100 mm)		335,00
<b>Guidage latéral, droite (uniquement en combinaison avec parties latérales amovibles, accoudoirs pivotants vers l'arrière ou accompagnants), (NC: avec profondeur d'assise 410 mm en combinaison avec repose-jambes central réglable en angle, NC: avec ceintures de positionnement Bodypoint)</b>			
ARL2185	Pelote de genou droite, taille de rembourrage S (140 x 100 mm)		320,00
ARL2187	Guide-cuisses droit, taille de coussin M (230 x 100 mm)		328,00
ARL2189	Guide-cuisses droit, taille de coussin L (330 x 100 mm)		335,00
<b>Matériel de montage pour guides latéraux</b>			
ARL2164	Matériel de montage pour guides latéraux (hauteur 155 mm)		○
ARL2165	Matériel de montage pour les guides latéraux (hauteur 206 mm)		○

<b>Appuie-tête</b>			
ARL1350	Appuie-nuque, réglable en profondeur (avec revêtement en PU en matériau stretch), (uniquement possible en cas de choix avec poignées de poussée), (NC: avec commande de la tête, commande du menton avec support pouvant être rabattu manuellement sur le côté)		320,00
ARL1432	Appuie-tête réglable latéralement (avec housse en matériau stretch recouverte de PU), (uniquement possible en cas de choix avec poignées de poussée), (NC: avec commande de la tête, commande du menton avec support pouvant être rabattu manuellement sur le côté)		461,00
ARL1427	Appuie-tête, avec support pour le menton (avec housse en matière stretch recouverte de PU), (seulement possible avec le choix de poignées de poussée), (NC: avec commande de la tête, commande du menton avec support pivotant manuellement sur le côté)		526,00
ARL2324	Appuie-tête Elan (rembourrage std. 260 mm de large), support Elan réglable en profondeur et en hauteur (NC: avec commande de la tête)		713,00
ARL2325	Appui-nuque Elan (rembourrage 230 x 180 mm), support Elan réglable en profondeur et en hauteur (NC: avec commande de la tête)		749,00
ARL2327	Appui-tête Elan 4 points (rembourrage 280 x 255 mm), support Elan réglable en profondeur et en hauteur (NC: avec commande de la tête)		1.075,00
ARL1495	Sans appui-tête (un appui-tête approprié répondant aux exigences de la norme ISO 7176-19 est disponible)		○
<b>ACCESSOIRES DE SIÈGE (pour siège Modulite)</b>			
<b>Pelotes (avec revêtement PU en matériau stretch)</b>			
ARL1445	Pelotes, avec bras rallongé, rembourrage multi-réglable, noir, la paire (uniquement pour le dossier Flex3), (NC: avec accoudoirs mobiles, accoudoirs pivotants vers l'arrière)		512,00
<b>RÉGLAGES DU SIÈGE MODULITE</b>			
<b>Réglage de l'angle du siège</b>			
ARL1091	Réglage manuel de l'angle d'assise (NC: avec hauteur d'assise 475 mm)		◆
ARL1092	Réglage électrique de l'angle du siège avec point de rotation fixe (0° - 20°), (poids max. de l'utilisateur 136kg)		1.631,00
ARL1095	Réglage électrique de l'angle du siège "Heavy Duty" avec point de rotation fixe (0° - 20°)		1.631,00
ARL1093	Réglage électrique de l'angle du siège (0° - 30°), avec déplacement du centre de gravité		2.403,00
<b>Hauteur d'assise (uniquement pour le réglage électrique de l'angle d'assise avec point de rotation fixe (0° - 20°))</b>			
ARL0354	450 mm		○
ARL0364	475 mm (NC: avec réglage manuel de l'angle du siège)		○
<b>Option d'angle d'assise (uniquement pour le réglage électrique de l'angle d'assise 0°-30°)</b>			
ARL2054	Angle d'assise négatif pré-réglé à 5° (angle d'assise positif maximal = -5°)		497,00
<b>Réglage de l'angle du dossier</b>			
ARL0975	Réglage de l'angle par paliers (par NC: de 3,75°)		◆
ARL0977	"Réglage électrique de l'angle du dossier (NC: avec plaque d'assise 380 mm en combinaison avec commande au menton et réglage électrique de l'angle du dossier). support pivotant à droite, NC: avec commande de la tête et support avec appui manuel à droite ou avec montage central/ incl. appui manuel pivotant vers la droite"		1.993,00
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS À MONTAGE CENTRAL, Y COMPRIS COUSSIN POUR MOLLETS</b>			
ARL0556	Repose-jambes central, réglable en angle (longueur : 280 - 385 mm), (NC: avec un repose-pied monobloc à angle réglable)		1.069,00
ARL0589	Appui-jambes central LNX, réglable en hauteur électriquement avec compensation de longueur (longueur : 340 - 410 mm)		2.771,00
<b>Plaques d'appui</b>			
ARL2365	Pieds réglables en angle et en largeur S (127 mm de large / 190 mm de profondeur)		○
ARL0559	Pieds réglables en angle et en largeur M (140 mm de large / 240 mm de profondeur)		◆

ARL0516	Pieds réglables en angle et en largeur L (150 mm de large / 290 mm de profondeur)		○
ARL0517	Repose-pieds monobloc à angle réglable M (305 mm de large / 275 mm de profondeur)		○
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS À MONTAGE LATÉRAL</b>			
<b>Partie supérieure des repose-jambes à gauche, pour les repose-jambes montés latéralement</b>			
ARL0565	Repose-jambes standard 80° à angle fixe (NC: avec repose-jambes Vari F, Vari A, ADE droit, repose-pieds à angle réglable)		◆
ARL0555	"Repose-jambes pour amputation, gauche (NC: avec repose-pieds à gauche), (seulement avec repose-jambes pour amputation à droite ou sans repose-jambes à droite, autres parties supérieures de repose-jambes à droite par construction spéciale)"	216,00	
ARL0536	Vari F - avec angle pré-réglé, gauche, 65° - 90° (réglable avec outil), (NC: avec le repose-jambes standard 80°)		○
ARL0537	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, gauche (uniquement avec repose-pieds à angle réglable ou à angle et profondeur réglables), (NC: avec repose-jambes standard 80°)	175,00	
ARL0539	ADE - relevable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, gauche (uniquement avec repose-pieds à angle réglable ou à angle et profondeur réglables), (NC: avec repose-jambes standard 80°)	1.479,00	
ARL0535	Sans repose-jambes à gauche		sur demande
<b>Partie supérieure des repose-jambes à droite, pour repose-jambes montés latéralement</b>			
ARL0566	Repose-jambes standard 80° à angle fixe (NC: avec repose-jambes Vari F, Vari A, ADE droit, repose-pieds à angle réglable)		◆
ARL0554	"Repose-jambes pour amputation, droite (NC: avec repose-pieds à droite), (uniquement avec repose-jambes pour amputation à gauche ou sans repose-jambes à gauche, autres parties supérieures de repose-jambes à gauche par construction spéciale)"	216,00	
ARL0546	Vari F - avec angle pré-réglé, droite, 65° - 90° (réglable avec outil), (NC: avec le repose-jambes standard 80°)		○
ARL0547	Vari A - réglable manuellement, 0° - 90°, droite (uniquement avec repose-pieds à angle réglable ou à angle et profondeur réglables), (NC: avec repose-jambes standard 80°)	175,00	
ARL0549	ADE - relevable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, droite (uniquement avec repose-pieds à angle réglable ou à angle et profondeur réglables), (NC: avec repose-jambes standard 80°)	1.479,00	
ARL0545	Sans repose-jambes à droite		sur demande
<b>Repose-pieds à gauche</b>			
ARL0505	Repose-pieds, non réglable en angle, gauche (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes Vari F)		◆
ARL0509	Repose-pieds, angle réglable, gauche (NC: avec repose-jambes standard 80°)	151,00	
ARL0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche	206,00	
<b>Repose-pieds à droite</b>			
ARL0502	Repose-pieds, non réglable en angle, droite (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes Vari F)		◆
ARL0506	Repose-pieds, angle réglable, droite (NC: avec repose-jambes standard 80°)	151,00	
ARL0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite	206,00	
<b>FAHRPULT</b>			
<b>L'unité de commande LiNX</b>			
ARL2204	L'unité de commande REM216 (non compatible avec les joysticks externes, la commande au menton, la commande de tête, le verrouillage de la marche par radio-stop ASL504)		◆
ARL2205	L'unité de commande REM400 avec écran tactile et prises jack configurables	1.066,00	
ARL2206	L'unité de commande REM500 sans joystick, pour commandes spéciales, avec écran tactile et prises jack configurables	1.707,00	
ARL2270	Module d'interrupteur à bascule pour REM400	482,00	



0536/0546



0537/0547



0539/0549



2204












2205



2206

<b>L'unité de commande pour REM216 ou REM400</b>			
ARL1207	Support standard à droite (NC: avec tablette pivotante à droite, NC: avec joystick compact, joystick low-force, mini-joystick ou four-switch avec capteurs de proximité en combinaison avec le support à droite)		◆
ARL1208	Support standard à gauche (NC: avec tablette pivotante à gauche, NC: avec joystick compact, joystick low-force, mini-joystick ou four-switch avec capteurs de proximité en combinaison avec le support à gauche)		○
ARL1707	Support rhomboïde pivotant et réglable en hauteur à droite (NC: avec tablette pivotante à droite, NC: avec joystick compact, joystick low-force, mini-joystick ou four-switch avec capteurs de proximité en combinaison avec support à droite)		○
ARL1708	Support rhomboïde pivotant et réglable en hauteur à gauche (NC: avec tablette pivotante à gauche, NC: avec joystick compact, joystick low-force, mini-joystick ou four-switch avec capteurs de proximité en combinaison avec le support à gauche)		○
ARL2213	montage au centre, support pivotant vers la droite (NC: avec l'unité de commande à 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à droite, NC: avec tablette pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite, NC: avec joystick compact ou low-force joystick en combinaison avec support à droite)		1.280,00
ARL2214	montage au centre, support pivotant vers la gauche (NC: avec l'unité de commande à 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à gauche, NC: avec tablette pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche, NC: avec joystick compact ou low-force joystick en combinaison avec support à gauche)		1.280,00
ARL2227	L'unité de commande de conduite pour accompagnateur à droite (uniquement possible en cas de choix avec poignées de poussée), (NC: avec commande pour accompagnateur, commande au menton avec support pivotant électriquement à droite, crochet pour sac)		507,00
ARL2228	L'unité de commande de conduite pour accompagnateur à gauche (uniquement possible en cas de choix de poignées de poussée), (NC: avec commande pour accompagnateur, commande au menton avec support pivotant électriquement à gauche, crochet pour sac)		507,00
ARV2239	L'unité de commande individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)		sur demande
<b>L'unité de commande de commande pour écran REM500</b>			
ARL2209	Pivotant à droite, réglages multiples (NC: avec l'unité de commande à 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à droite, NC: avec tablette pivotante à droite, rétroviseur à droite, NC: avec joystick compact, low-force, mini ou heavy-duty en combinaison avec support à droite, NC: avec Four-Switch avec capteurs de proximité en combinaison avec support à droite)		○
ARL2210	Pivotant à gauche, réglable en de multiples positions (NC: avec l'unité de commande à 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à gauche, NC: avec tablette pivotante à gauche, rétroviseur à gauche, NC: avec joystick compact, low-force, mini ou heavy-duty en combinaison avec support à gauche, NC: avec Four-Switch avec capteurs de proximité en combinaison avec support à gauche)		○
ARL2213	Montage au centre, support pivotant vers la droite (NC: avec support de l'unité de commande Standard à droite, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à droite, NC: avec table pivotant à droite ou à gauche, rétroviseur à droite, NC: avec joystick compact, low-force, mini ou heavy-duty en combinaison avec support à droite, NC: avec Four-Switch avec capteurs de proximité en combinaison avec support à droite)		1.280,00

ARL2214	Montage au centre, support pivotant vers la gauche (NC: avec support de l'unité de commande Standard à gauche, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons en combinaison avec support pour commande par l'utilisateur à gauche, NC: avec table pivotant à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche, NC: avec joystick compact, low-force, mini ou heavy-duty en combinaison avec support à gauche, NC: avec Four-Switch avec capteurs de proximité en combinaison avec support à gauche)		1.280,00	
ARV2239	L'unité de commande individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)			sur demande
<b>Commande pour accompagnateur LiNX + support (uniquement possible en cas de choix avec poignées de poussée)</b>				
ARL2219	Commande d'accompagnement ACU200 (NC: avec support amovible, crochet de poche)		853,00	 2219  2245
ARL2245	Commande d'accompagnement intuitive IDC (NC: avec support standard, crochet de poche)		1.419,00	
ARL1207	Support standard à droite (NC: avec commande d'accompagnement intuitive IDC, commande au menton avec support pivotant électriquement à droite)		◆	
ARL1208	Support standard à gauche (NC: avec commande d'accompagnement intuitive IDC, commande au menton avec support pivotant électriquement à gauche)		○	
ARL1221	Support amovible à droite (NC: avec commande d'accompagnement ACU200, commande au menton avec support pivotant électriquement à droite)		◆	
ARL1222	Support amovible à gauche (NC: avec commande d'accompagnement ACU200, commande au menton avec support pivotant élect. à gauche)		○	
<b>Manipulateurs compacts externes LiNX + support (l'unité de commande REM400 ou REM500 nécessaire)</b>				
	Si plusieurs joysticks ou joystick + l'unité de commande doivent être montés sur un support, veuillez choisir l'option 2215, support en construction spéciale			
ARL2231	Joystick compact proportionnel CR400 (NC: avec le l'unité de commande REM216)		1.137,00	 2231 / 2232
ARL2232	Joystick proportionnel compact à faible force CR400LF avec une course de joystick environ 30% plus légère (NC: avec le l'unité de commande REM216)		1.351,00	
ARL2207	Montage à droite (NC: avec table pivotante à droite, support de l'unité de commande standard à droite, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite)		○	
ARL2208	Montage à gauche (NC: avec table pivotante à gauche, support de l'unité de commande standard à gauche, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche)		○	
ARL2213	Montage au centre, support pivotant vers la droite (NC: avec support de l'unité de commande Standard à droite, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, NC: avec table pivotant à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.280,00	
ARL2214	Montage au centre, support pivotant vers la gauche (NC: avec support de l'unité de commande Standard à gauche, support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, NC: avec table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.280,00	
ARV2215	Support individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)			sur demande
<b>Commande au menton LiNX + support (l'unité de commande REM400 ou REM500 nécessaire)</b>				
ARL2229	Commande au menton avec joystick proportionnel ASL138 (NC: avec dossier Flex3 avec entoilage adaptable, l'unité de commande REM216, crochet de sac)		5.697,00	 2229

ARL1289	Support pivotant manuellement sur le côté droit ASL628 (uniquement en combinaison avec l'appuie-tête Elan, NC: avec la toile de dossier adaptable)		○	
ARL1288	Support pivotant manuellement sur le côté gauche ASL 628 (seulement en combinaison avec appuie-tête Elan, NC: avec revêtement Ldees cdoondsistioenrs agédnaépratlaebs lde'l)nvacare AG s'appliquent.		○	
ARL1287	Support électrique latéral pivotant à droite (NC: avec appuie-tête pour commande au menton, l'unité de commande de commande pour accompagnateur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par accompagnateur à droite, commande pour accompagnateur et support à droite, table pivotante à droite, rétroviseur à droite, porte-canne à droite)		2.848,00	
ARL1286	Support électrique latéral pivotant à gauche (NC: avec appui- tête pour commande au menton, l'unité de commande de commande pour accompagnateur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par accompagnateur à gauche, commande pour accompagnateur et support à gauche, table pivotante à gauche, rétroviseur à gauche, porte-canne à gauche)		2.848,00	
<b>Commande de tête LiNX</b>				
ARL2230	"Commande de tête avec capteurs de proximité à ultrasons pour commande sans contact ATOM ASL104, standard Aile latérale (uniquement sans appuie-tête), (NC: avec revêtement de dossier adaptable, l'unité de conduite REM216, NC: avec commande au menton, Four-Switch avec capteurs de proximité, mini-joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, NC: avec joystick compact CR400 ou CR400LF en combinaison avec le verrouillage de conduite radio-stop)"		8.332,00	 2230
ARL2247	"Commande de la tête avec capteurs de proximité à ultrasons pour une commande sans contact PROTON ASL104P, ailes latérales à réglages multiples (uniquement sans appuie-tête), (NC: avec revêtement de dossier adaptable, l'unité de conduite REM216, NC: avec commande au menton, Four-Switch avec capteurs de proximité, mini-joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, NC: avec joystick compact CR400 ou CR400LF en combinaison avec le verrouillage de conduite radio-stop)"		9.962,00	 2247
<b>Four-Switch avec capteurs de proximité LiNX</b>				
ARL2257	"Four-Switch avec capteurs de proximité ASL106 (NC: avec l'unité de conduite REM216, NC: avec commande au menton, commande de tête, mini-joystick MEC, joystick Heavy Duty, NC: avec joystick compact CR400 ou CR400LF en combinaison avec le verrouillage de conduite radio-stop, crochet de sac)"		10.747,00	 2257
ARL2275	"Montage au centre, y compris le panneau de commande ASL619 (360 x 180 mm), support pivotant vers la droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard, ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, NC: avec table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)"		○	
ARL2276	"Montage au centre, y compris le panneau de commande ASL619 (360 x 180 mm), support pivotant vers la gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard, ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, NC: avec table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)"		○	
ARV2215	Support individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)		sur demande	
<b>Accessoires sans fil pour contrôle du menton / contrôle de la tête / Four-Switch avec capteurs de proximité / mini-joystick Micro Extremity Control (MEC)</b>				
ARL2249	Récepteur sans fil à trois commutateurs ASL557-3 pour la connexion aux aides à la communication		689,00	 2249
ARL2250	Souris sans fil ASL558 pour la connexion à l'ordinateur		1.328,00	 2250



<b>Mini-joystick Micro Extremity Control (MEC) LINX + support</b>			
ARL2233	Mini-joystick proportionnel (Micro Extremity Control) contrôlable avec une très faible force musculaire (env. 18 g) (NC: avec l'unité de conduite REM216, commande au menton, commande de tête, Four-Switch avec capteurs de proximité, joystick Heavy Duty, NC: avec joystick compact CR400 ou CR400LF en combinaison avec le verrouillage de conduite radio-stop, crochet de sac)		6.883,00
ARL2235	Support avec repose-main ASL603 (100 x 150 mm) à droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec support de l'unité de commande standard ou support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite, rétroviseur à droite)		858,00
ARL2236	Support avec repose-main ASL603 (100 x 150 mm) à gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec support de l'unité de commande standard ou support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plaque d'assise 380mm en combinaison avec el. réglage de l'angle du dossier, tablette pivotante à gauche, rétroviseur à gauche)		858,00
ARL2213	montage au centre, support pivotant vers la droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.280,00
ARL2214	montage au centre, support pivotant vers la gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.280,00
ARL2241	Montage au centre, y compris le repose-main ASL603 (100 x 150 mm), support pivotant vers la droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		2.162,00
ARL2242	Montage au centre, y compris le repose-main ASL603 (100 x 150 mm), support pivotant vers la gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		2.162,00
ARV2215	Support individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)		sur demande
<b>Joystick Heavy Duty LINX + support</b>			
ARL2240	Joystick proportionnel Heavy Duty avec Mode Switch ASL133 (NC: avec l'unité de conduite REM216, commande au menton, commande de tête, mini-joystick MEC, NC: avec joystick compact CR400 ou CR400LF en combinaison avec le verrouillage de conduite radio-stop, crochet de sac)		2.959,00
ARL2235	Support avec repose-main ASL603 (100 x 150 mm) à droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec support de l'unité de commande standard ou support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite, rétroviseur à droite)		858,00

ARL2236	Support avec repose-main ASL603 (100 x 150 mm) à gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec support de l'unité de commande standard ou support de l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plaque d'assise 380mm en combinaison avec el. réglage de l'angle du dossier, tablette pivotante à gauche, rétroviseur à gauche)		858,00
ARL2213	montage au centre, support pivotant vers la droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.280,00
ARL2214	montage au centre, support pivotant vers la gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.280,00
ARL2241	Montage au centre, y compris le repose-main ASL603 (100 x 150 mm), support pivotant vers la droite (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à droite, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à droite, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		2.162,00
ARL2242	Montage au centre, y compris le repose-main ASL603 (100 x 150 mm), support pivotant vers la gauche (NC: avec REM400/500 en combinaison avec l'unité de commande standard ou l'unité de commande pivotant et réglable en hauteur à gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par l'utilisateur à gauche, plateau de siège 380mm en combinaison avec réglage él. de l'angle du dossier, table pivotante à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		2.162,00
ARV2215	Support individuel en construction spéciale (Veuillez indiquer les informations relatives à la spécification souhaitée)		sur demande
<b>LINX ACCESSOIRES</b>			
<b>Unités de commande supplémentaires</b>			
ARL2251	L'unité de commande avec 10 boutons (y compris entrée pour prise jack), (en cas de joystick externe, fixation possible uniquement sur le côté opposé du joystick)		782,00
ARL2217	Support pour commande par l'utilisateur, droite (NC: avec montage au centre, support pivotant vers la droite)		○
ARL2218	Support pour commande par l'utilisateur, gauche (NC: avec montage au centre, support pivotant vers la gauche)		○
ARL2227	Support pour la commande par l'accompagnateur, droite (NC: avec support pivotant électriquement sur le côté droit, pour la commande au menton, commande par l'accompagnateur y compris support à droite, crochet pour sac)		○
ARL2228	Support pour la commande par l'accompagnateur, gauche (NC: avec support pivotant électriquement sur le côté gauche, pour la commande au menton, commande par l'accompagnateur, y compris support gauche, crochet pour sac)		○
ARL2225	Sans position de montage fixe		○
ARL2252	entrée pour fiche jack (pour commander les vitesses et le menu via un bouton externe)		154,00
<b>Port de chargement USB</b>			
ARL2253	Chargeur USB DLX-USB02-A (NC: avec profondeur d'assise 410 ou 460 mm en combinaison avec parties latérales et guides latéraux amovibles ou accompagnants, sangles de positionnement Bodypoint)		354,00
ARL2207	Montage à droite		○
ARL2208	Montage à gauche		○




2251



2253

<b>Verrouillage de la conduite radio-stop</b>			
ARL2258	Verrouillage de conduite radio-stop ASL504 (NC: avec l'unité de conduite REM216, joystick compact CR400 ou CR40OLF en combinaison avec commande au menton, commande de tête, Four-Switch avec capteurs de proximité, mini-joystick MEC, joystick Heavy Duty)		1.389,00
<b>Autres composants/ accessoires</b>			
ARL2300	Accesiore, non connecté		○
ARV2301	Connecté et programmé (construction spéciale)		sur demande
<b>Buddy Buttons (entrée pour prise jack nécessaire si le l'unité de commande REM400/500 n'a NC: été sélectionné)</b>			
ARL1685	Rouge		206,00
ARL1686	Jaune		206,00
ARL1687	Vert		206,00
ARL1690	Bleu		206,00
<b>Bouton en forme d'œuf (entrée pour fiche jack nécessaire si le l'unité de commande REM400/500 n'a NC: été sélectionné)</b>			
ARL2254	Noir		206,00
<b>Piko Buttons (entrée pour fiche jack nécessaire si le l'unité de commande REM400/500 n'a NC: été sélectionné)</b>			
ARL1711	Rouge		224,00
ARL1712	Jaune		224,00
ARL1713	Vert		224,00
ARL1714	Orange		224,00
ARL1715	Bleu		224,00
ARL1716	Noir		224,00
<b>Bodypoint embouts de joystick</b>			
ARL2721	76 mm de large Suppoer Tetra		206,00
ARL2722	102 mm de large Suppoer Tetra		206,00
ARL2723	Capot en caoutchouc, 66 mm de diamètre		206,00
ARL2724	tête de champignon en caoutchouc, 42 mm de diamètre		206,00
<b>UNITÉ DE CONDUITE</b>			
<b>Couleur de l'habillage</b>			
ARL0228	Noir-brillant		◆
ARL2601	Argent		○
ARL2602	Bleu turquoise		○
ARL2603	Violet		○
ARL2607	Rouge		○
ARL2608	Noir mat		○
ARL2609	Bleu Invacare		○
<b>Couleur de l'anneau de jante de la roue motrice</b>			
ARL2620	Noir-brillant		○
ARL2611	Argent		○
ARL2612	Bleu turquoise		○
ARL2613	Violet de raisin		○
ARL2617	Rouge		○
ARL2618	Noir mat		○
ARL2619	Bleu Invacare		○
ARL2621	sans anneau de jante		◆
<b>Version fourche avant et arrière</b>			
ARL2631	Fourche d'un côté		○
ARL2632	Fourchette double face		◆
<b>Roues avant et arrière</b>			
	Roues avant et arrière 150 mm, anti-crevaison, noires, anti-crevaison		◆


<b>Roues motrices centrales</b>			
ARL0704	Roues motrices centrales 14", pneumatiques, noir, anti-crevaison		◆
ARL0732	Roues motrices centrales 14", anti-crevaison, noires, anti-crevaison		235,00
ARL0733	Roues motrices centrales 14", anti-crevaison, noires, anti-crevaison		266,00
<b>MOTEUR, BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
ARL1283	10 km/h DuraWatt (moteurs 4 pôles à couple élevé et silencieux), panneau de marquage arrière nécessaire, uniquement avec système d'éclairage classique		◆
ARL1257	Batteries gel 50 Ah		◆
ARL1313	Chargeur 10A (200 - 250V)		◆
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>			
<b>Programme de stabilité</b>			
ARL1215	G-trac® - Programme électronique de stabilité		2.222,00
<b>Lumière</b>			
ARL1437	Système d'éclairage LED avec clignotants, feux flexibles (NC: à 10 km/h)		544,00
ARL1254	Sans système d'éclairage, avec éclairage nesif (NC: à 10 km/h)		◆
<b>ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ</b>			
<b>Fixation de transport</b>			
ARL1450	"Préparation pour station d'accueil DAHL (uniquement en combinaison avec un appuie-tête approprié), (veuillez commander séparément la station d'accueil pour l'installation dans le véhicule), (NC: pour un poids d'utilisateur de 137 kg - 150 kg en combinaison avec un appui-tête ou un appui-tête réglable latéralement ou un appui-tête avec soutien du menton et réglage électrique de l'angle d'assise 0° - 30°)"		1.025,00
ARL1493	Fixation de transport à 4 points (pour sécuriser le fauteuil roulant sans utilisateur)		○
ARL1494	"Fixation de transport à 4 points (pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon la norme ISO 7176-19, uniquement en combinaison avec un appuie-tête approprié), (NC: pour un poids d'utilisateur de 137 kg - 150 kg en combinaison avec un appuie-tête ou appuie-tête réglable latéralement ou appuie-tête avec soutien du menton et réglage électrique de l'angle d'assise 0° - 30°)"		◆
<b>Ceinture de maintien</b>			
ARL1329	ceinture abdominale avec fermeture à ressort pour le montage sur le dos		119,00
ARL2113	Ceinture de bassin avec fermeture à ressort, à monter sur les glissières latérales (uniquement pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique, NC: avec ST 410 mm en combinaison avec des parties latérales amovibles, réglables en hauteur )		119,00
ARL1332	Ceinture en H (NC: avec le dos sans poignées de poussée)		193,00
<b>Sangles de positionnement Bodypoint (kit de montage inclus)</b>			
ARL2701	Stabilisateur de bassin Evoflex avec fermeture Rehab, taille L (longueur rembourrée 620 mm)		266,00
ARL2702	Stabilisateur de bassin Evoflex avec fermeture Rehab, taille M (longueur rembourrée 460 mm)		266,00
ARL2703	Ceinture 2 points rembourrée, ajustement d'un seul côté avec fermeture à bouton-poussoir et montage Cinch, taille L (longueur rembourrée 620 mm)		193,00
ARL2704	Ceinture 2 points rembourrée, ajustement d'un seul côté avec fermeture à bouton-poussoir et montage Cinch, taille M (longueur rembourrée 460 mm)		193,00
ARL2705	Ceinture 2 points rembourrée, ajustement bilatéral avec fermeture latérale et montage Cinch, taille L (longueur rembourrée 620 mm)		158,00
ARL2706	Ceinture 2 points rembourrée, ajustement bilatéral avec fermeture latérale et montage Cinch, taille M (longueur rembourrée 460 mm)		158,00



<b>Rétroviseur</b>			
ARL1415	Rétroviseur droit (NC: avec l'unité de commande de commande pour écran REM500 droit, commande au menton et support pivotant électriquement sur le côté droit, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour l'utilisateur droit, support pour MEC avec repose-main droit ou central y compris repose-main et pivotant vers la droite)		96,00
ARL1339	Rétroviseur gauche (NC: avec l'unité de commande de commande pour écran REM500 gauche, commande au menton et support pivotant électriquement sur le côté gauche, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour l'utilisateur gauche, support pour MEC avec repose-main gauche ou central y compris repose-main et pivotant vers la gauche)		96,00
<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Crochet de sac</b>			
ARL2128	Crochet de sac pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique (charge max. 6 kg), (NC: avec plaque dorsale Flex3, l'unité de commande de commande pour accompagnateur, commande pour accompagnateur, commande au menton, l'unité de commande avec 10 boutons et support pour commande par accompagnateur)		169,00
<b>Porte-canne</b>			
ARL1312	Porte-canne droit (NC: avec commande au menton et support pivotant électriquement sur le côté droit)		67,00
ARL1363	Porte-canne gauche (NC: avec commande au menton et support pivotant électriquement sur le côté gauche)		67,00
<b>Table</b>			
ARL1404	Table, pivotante, droite (NC: avec REM216 / REM400 incl. std. ou support de l'unité de commande rhomboïde droite, REM500 avec support pivotant à droite ou support pivotant au centre vers la droite ou la gauche, commande au menton avec support pivotant él. à droite, MEC incl. support avec repose-main ou support pivotant au centre y compris repose-main vers la droite ou la gauche, prise de charge USB droite)		541,00
ARL1405	Table, pivotante, gauche (NC: avec REM216 / REM400 incl. support de l'unité de commande rhomboïdal gauche, REM500 avec support pivotant gauche ou support central pivotant vers la droite ou la gauche, commande au menton avec support pivotant él. gauche, MEC avec support avec repose-main ou support central avec repose-main pivotant vers la droite ou la gauche, port de chargement USB gauche)		541,00
<b>Clé de programmation</b>			
SP1602886	Clé de programmation LAK pour LiNX		173,00
<b>REMARQUES</b>			



1415/1339



1404/1405