

Commande



Formulaire de commande 2024

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

KÜSCHALL K-SERIES 2.0



Poids maximum utilisateur : 120 kg Numéro de position tarifaire: 30.109.012
 Une tolérance de +/- 10 mm est appliquée à toutes les mesures.
 Küschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

Numéro de client:

Personne de contact:


Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Poids de l'utilisateur = Description	kg	Prix
DKA0067	Küschall K-Series		4.065,00
	+ inclus Kit de transport DKA7600		
DKA0000	Fabrication spéciale - - Description complète nécessaire		Sur devis
UKA0001	UNIQUE : Commande sur mesure - Sélection selon le Formulaire de Commande UNIQUE		Sur devis
OPTIONS D'ASSISE			
CHÂSSIS: MATÉRIAUX / ANGLE / TYPE			
DKA1040	Châssis 75° - Aluminium (confluent) (NC: ST 475-525mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1050	Châssis 75° - Aluminium - châssis rétréci (NC: ST 475-525 mm, SHv 450-470 mm, Palette escamotable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1060	Châssis 75° - Aluminium - châssis rallongé (+ 5 cm) (confluent) (NC: ST 350-400 mm, SHv 450-490mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1070	Châssis 90° - Aluminium (NC: ST 475-525 mm, 5" roues avant)	<input type="checkbox"/>	162,00
DKA1080	Châssis 90° - Aluminium - châssis rétréci (NC: ST 475-525 mm, SHv 450-470 mm, Palette escamotable, 5" roues avant)	<input type="checkbox"/>	162,00
DKA1090	Châssis 90° - Aluminium (confluent) + 50 mm (longueur du châssis) (NC: ST 350-400 mm, SHv 450-490 mm, 5" roues avant)	<input type="checkbox"/>	162,00
SUSPENSION en fonction du poids max utilisateur			
DKA1200	40-65 KG*	<input type="checkbox"/>	534,00
DKA1210	65-85 KG*	<input type="checkbox"/>	534,00
DKA1220	85-100 KG*	<input type="checkbox"/>	534,00
* NC: SB 320, 480-500 mm, ST 350 mm, Position 1,3 et 5, Achspositionen variabel, 25" et 26" roues arriere			
LARGEUR D'ASSISE (SW)			
DKA1310	320 mm (NC: dossier titan, Matrx dossier, Revêtement d'assise réglable, Matrx coussin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1315	340 mm (NC: Matx dossier, Matrx coussin, Protège-vêtements en carbone et en plastique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1320	360 mm (NC: Matrx Flo-tech Lite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1325	380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1330	400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1335	420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1340	440 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1345	460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1350	480 mm (NC: Matrx dossier MX2, Matrx dossier Elite E2 hauteur 360 mm, Palette escamotable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1355	500 mm (NC: Matrx dossier MX2, Matrx dossier Elite E2 hauteur 360 mm, Tube fixe titanium, Palette escamotable, cadre arriere en titane)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PROFONDEUR D'ASSISE (SD)			
DKA1410	350 mm (NC: Position 1 et 2, Matrx coussin, ceinture bodypoint)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1420	375 mm (NC: Matrx coussin, ceinture bodypoint)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1435	400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1450	425 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1465	450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1475	475 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1490	500 mm (NC: Matrx Flo-tech Lite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1495	525 mm (Revêtement d'assise réglable, Matrx Flo-tech Lite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ (SP), réglages sont toujours possible		1 est le moins stable et 5 est la position la plus stable	
DKA1500	Position 1 = 140 mm (trés active)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DKA1510	Position 2 = 125 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>






DKA1520	Position 3 = 110 mm			<input type="radio"/>
DKA1530	Position 4 = 95 mm			<input type="radio"/>
DKA1540	Position 5 = 80 mm (moins active)			<input type="radio"/>
HAUTEUR DE DOSSIER (BH)				
DKA1605	270 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DKA1610	285 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DKA1615	300 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DKA1620	315 mm			<input type="radio"/>
DKA1625	330 mm			<input type="radio"/>
DKA1630	345 mm			<input type="radio"/>
DKA1635	360 mm			<input type="radio"/>
DKA1640	375 mm			<input type="radio"/>
DKA1645	390 mm			<input type="radio"/>
DKA1650	405 mm			<input type="radio"/>
DKA1655	420 mm			<input type="radio"/>
DKA1660	435 mm ³⁾			<input type="radio"/>
DKA1665	450 mm ³⁾			<input type="radio"/>
DKA1670	465 mm ³⁾			<input type="radio"/>
DKA1675	480 mm ³⁾			<input type="radio"/>
	1) NC: Schiebegriffe höhenverstellbar, rückversetzt			
	2) NC: Invacare MatrX Elite E2 / E2 Deep in Höhe 410, 460, 510 mm			
	3) NC: Ohne Rückenpolster			
VOIR TABLEAU A LA DERNIERE PAGE POUR INFO DETAILLEE SUR (SHv), (UL) ET CHOIX DES ROUES ARRIERE				
HAUTEUR D'ASSISE AVANT (FSTF)				
DKA1740	450 mm (NC: 5" roues avant)			<input type="radio"/>
DKA1745	460 mm (NC: 5" roues avant)			<input type="radio"/>
DKA1750	470 mm (NC: 5" roues avant)			<input type="radio"/>
DKA1755	480 mm			<input type="radio"/>
DKA1760	490 mm			<input type="radio"/>
DKA1765	500 mm			<input type="radio"/>
DKA1770	510 mm			<input type="radio"/>
DKA1775	520 mm			<input type="radio"/>
HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (RSTF)				
DKA1815	390 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur, déport des roues, 26" roues arrière)			<input type="radio"/>
DKA1820	400 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur, déport des roues, 26" roues arrière)			<input type="radio"/>
DKA1825	410 mm (NC: Accoudoir réglable en hauteur)			<input type="radio"/>
DKA1830	420 mm			<input type="radio"/>
DKA1835	430 mm			<input type="radio"/>
DKA1840	440 mm			<input type="radio"/>
DKA1845	450 mm			<input type="radio"/>
DKA1850	460 mm			<input type="radio"/>
DKA1855	470 mm			<input type="radio"/>
DKA1860	480 mm			<input type="radio"/>
DKA1865	490 mm (NC: roues arrière 26")	(NC : 6430)		<input type="radio"/>
DISTANCE REPOSE-PIEDS/GENOUX (LLL)		Avec châssis 75°: UL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° UL ≤ FSTF- 40 mm		
		Pour les UL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut		
DKA1918	290 mm	DKA1938	390 mm	<input type="radio"/>
DKA1920	300 mm	DKA1940	400 mm	<input type="radio"/>
DKA1922	310 mm	DKA1942	410 mm	<input type="radio"/>
DKA1924	320 mm	DKA1944	420 mm	<input type="radio"/>
DKA1926	330 mm	DKA1946	430 mm	<input type="radio"/>
DKA1928	340 mm	DKA1948	440 mm	<input type="radio"/>
DKA1930	350 mm	DKA1950	450 mm	<input type="radio"/>
DKA1932	360 mm	DKA1952	460 mm	<input type="radio"/>
DKA1934	370 mm	DKA1954	470 mm	<input type="radio"/>
DKA1936	380 mm	DKA1956	480 mm	<input type="radio"/>
DOSSIER				
MONTANTS DE DOSSIER				
DKA2000	Aluminium		◆	<input type="radio"/>



DKA2050	Titanium (NC: SB 320mm, SB 500 mm, Montez le support arrière profondément, Poignées à pousser réglable en hauteur externe, kit de transport)		316,00
TUBE DE DOSSIER			
DKA2100	Standard	◆	○
DKA2150	Dossier avec tube de dossier monté plus bas (hauteur des tubes de dossier 285 mm)		○
GARNITURE DE DOSSIER			
DKA2220	Dossier réglable en tension par bandes velcro, revêtement en noir (NC: Poignées à pousser intégrées)		◆
DKA2230	Aeroback, réglable en tension (NC: Poignées à pousser intégrées)		326,00
DKA2240	Sans revêtement de dossier (choisissez avec dossier Matrx)		○
DOSSIERS MATRX			
DKA2300	Matrx MX2, hauteur 150 mm avec hardware QR Poids max. utilisateur 113 kg		1.296,00
DKA2305	Matrx MX2, hauteur 230 mm avec hardware QR Poids max. utilisateur 113 kg		1.296,00
DKA2310	Matrx MX2, hauteur 305 mm avec hardware QR Poids max. utilisateur 113 kg		1.296,00
DKA2315	Matrx MX2, hauteur 405 mm avec hardware QR Poids max. utilisateur 113 kg		1.296,00
DKA2316	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Hauteur 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2317	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Hauteur 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2318	Invacare Matrx Elite E2 Deep, Hauteur 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2320	Matrx Elite E2 Deep, hauteur 310 mm avec hardware mini-set	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2322	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 360 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2325	Matrx Elite E2 Deep, hauteur 410 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2330	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 460 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2331	Invacare Matrx Elite E2 Deep, hauteur 510 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	1081,00
DKA2332	Invacare Matrx Elite E2, hauteur 160 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2334	Invacare Matrx Elite E2, hauteur 210 mm, incl. fixation mini (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2335	Matrx Elite E2 Standard, hauteur 260 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2340	Matrx Elite E2 Standard, hauteur 310 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2345	Matrx Elite E2 Standard, hauteur mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2350	Matrx Elite E2 Standard, hauteur 410 mm avec hardware mini-set	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2355	Invacare Matrx Elite E2, hauteur 460 mm, incl. fixation easy-set (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
DKA2357	Invacare Matrx Elite E2, hauteur 510 mm, incl. fixation easy-set (für SB 360 - 500 mm) I)	NC: 2410, 2420, 2450	924,00
POIGNÉES À POUSSER			
DKA2400	Sans poignées		○
DKA2410	Poignées fixes, courtes	◆	○
DKA2420	Poignées fixes, longues		○
DKA2430	Réglables en hauteur, externes	NC : 3520, 3620, et tous les dossiers Matrx	322,00
DKA2440	Réglables en hauteur, intégrées		298,00
DKA2450	Rabattables	(NC: Pas avec hauteur de dossier 315 - 330mm en combinaison avec des repose-bras tubulaires)	164,00
ANGLE DE DOSSIER (RW)			
DKA2520	78°		○
DKA2540	82°		○
DKA2560	86°	◆	○
DKA2580	90°		○
DKA2590	94°		○
TOILE D'ASSISE			
REVÊTEMENT D'ASSISE			
DKA2600	Revêtement	◆	○

UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin




DKA2610	Réglable en tension par une bande centrale velcro (NC: profondeur d'assise 525 mm)		86,00					
COUSSIN D'ASSISE								
DKA2700	Standard	base en mousse haute résilience 60mm, couche supérieure viscoélastique	◆ ○					
DKA2710	Flotech Lite		273,00					
DKA2720	MatrX Libra (hauteur 83 mm, voir tableau)		582,00					
DKA2748	MatrX ContourVisco NG		491,00					
Invacare® MatrX® Libra, combinaisons SB-ST possibles								
Largeur d'assise en mm	Profondeur d'assise en mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POCHETTE D'ASSISE								
DKA2800	Pochette, click-in, amovible		195,00					
POCHETTE SOUS TOILE D'ASSISE		Fixation sous le revêtement d'assise						
DKA2900	Petit		64,00					
DKA2910	Grand		64,00					
REPOSE-PIEDS								
TYPE REPOSE-PIEDS / PALETTE MONOBLOC		Pas possible avec palette!						
DKA3200	Tube fixe, Aluminium	◆	○					
DKA3210	Tube fixe, Titanium		316,00					
DKA3220	Carbone, réglable en angle (NC: socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe))		325,00					
DKA3230	Palette escamotable latérale, réglable en angle (NC: châssis d'adduction, SB 480 - 500 mm)		391,00					
SOCLE PLASTIQUE VISSÉ POUR REPOSE-PIEDS								
DKA3290	Socle plastique vissé pour repose-pieds (tube fixe)	◆	43,00					
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTÈGE-VÊTEMENTS								
PROTÈGE-VÊTEMENTS / GARDE-BOUES								
DKA3405	Protège-vêtements relevables, en plastique		○					
DKA3420	Protège-vêtements relevables, en carbone		164,00					
DKA3440	Garde-boues amovibles, en carbone (NC: Accoudoir réglables en hauteur)		218,00					
DKA3450	Garde-boues amovibles, en plastique (NC: Accoudoir réglables en hauteur, NC: Alber e-motion plaque d'adaptation)		164,00					
ACCOUDOIRS								
DKA3480	Tubulaires, réglables en hauteur; démontables, escamotables, amovibles, avec manchette	(NC: poignées de poussée escamotables en combinaison avec RH < 315mm; Pas avec Alber e-motion/twion)	315,00					
DKA3490	Accoudoirs courts réglables en hauteur (avec Protège-vêtements en plastique, NC: SHv < 420 mm)		326,00					
DKA3495	Accoudoirs longs réglables en hauteur (avec Protège-vêtements en plastique, NC: SHv < 420 mm)		326,00					
CHÂSSIS								
COLORIS DU CHÂSSIS		Pas pour châssis en carbone/titane!						
DKA4000	NOIR SPATIAL		○					
DKA4010	GRIS ANTHRACITE		○					
DKA4020	BLANC ECLATANT (NC: Coloris de la décalcomanie bold en gris clair)		○					
DKA4030	ROUGE CARMIN		○					
DKA4040	BLEU AZUR		○					
DKA4060	Jaune brillant 1)		316,00					
DKA4100	NOIR BRILLANT 1) 2)		316,00					
DKA4130	GRIS ARGENT 1) 2)		316,00					
DKA4145	Bleu Nuit Nacré 1)		316,00					
DKA4150	ROUGE RUBIS 1) 2)		316,00					
DKA4170	ORANGE DYNAMITE 1) 2)		316,00					
DKA4180	VERT FORÊT 1) 2)		316,00					
DKA4050	COLORIS SPÉCIAL		Sur devis					
1) Le délai de livraison est prolongé de 15 jours								
STYLE DE DÉCALCOMANIE								



DKA4190	BOLD (Dynamique): Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		164,00
DKA4195	TAG (Élégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	◆	○
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE BOLD			
DKA4200	NOIR		○
DKA4210	GRIS FONCÉ		○
DKA4220	GRIS CLAIR		○
DKA4230	ROUGE		○
DKA4240	BLEU		○
DKA4250	DORÉ		○
COLORIS DE LA DÉCALCOMANIE TAG			
DKA4300	NOIR		○
DKA4310	ROUGE		○
ROUES AVANT			
ROUES AVANT			
DKA5000	3" SUPERSPORT (24 mm de large)		○
DKA5050	4" EVERYDAY - bandage noir (29 mm de large)		○
DKA5100	4" CONFORT - bandage noir (29 mm de large)		○
DKA5150	4" STAREC - bandage noir; jante noire (24 mm de large)		126,00
DKA5200	4" FROGLEGS - bandage noir; jante noire (36 mm de large)		126,00
DKA5250	4" FROGLEGS - bandage noir; jante argente (36 mm de large)		126,00
DKA5300	5" EVERYDAY - bandage noir (29 mm de large)		○
DKA5350	5" CONFORT - bandage noir (31 mm de large)	◆	○
DKA5400	5" STAREC - bandage noir; jante noire (24 mm de large)		126,00
DKA5450	5" FROGLEGS - bandage noir; jante noire (36 mm de large)		126,00
DKA5500	5" FROGLEGS - bandage noir; jante argente (36 mm de large)		126,00
ROUES ARRIÈRE			
POSITION ROUE ARRIÈRE			
DKA6020	Standard	◆	○
DKA6030	Léger déport de roues arrière	(NC: SHv < 410 mm, axe en carbone)	370,00
DKA6040	Grand déport de roues arrière	(NC: SHv < 410 mm, axe en carbone)	380,00
Barre de carrossage (dénommée 1ère barres si déport de roues)			
DKA6050	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6950, 7230)	489,00
DKA6060	Axe standard	◆	○
DKA6070	Axe en carbone	(NC : 6950)	179,00
Déport de roue arrière: Position de la 1ère barre (depuis l'avant)		Uniquement avec fixation des roues arrière rallongée. Avec 2e axe: lier axe toujours en position I!	
DKA6100	1e position depuis l'avant		○
DKA6110	2e position depuis l'avant		○
DKA6120	3e position depuis l'avant		○
DKA6130	4e position depuis l'avant		○
DKA6140	5e position depuis l'avant		○
CARROSSAGE (de la 1ère barre si déport arrière)			
DKA6200	0°		○
DKA6210	3°		○
DKA6220	6° (NC: axe vario pour 2ième type, Alber montage kit)		○
Déport arrière: 2ème barre (en position 5 obligatoirement)		Uniquement avec fixation des roues arr. rallongée. Avec 2e axe: 2e axe toujours en position 5!	
DKA6230	Standard (NC: kit montage Alber)		141,00
DKA6240	Axe Vario, carrossage réglable 1/ 3/ 7/ 10° (NC: kit montage Alber; freins performance)		489,00
CARROSSAGE de la 2ème barre		(3° max. de différence avec la 1ère axe. Avec 1 seul vario-axe: 2e axe 0° ou 3°!	
DKA6250	0°		○
DKA6260	3°		○
DKA6270	6°		○
AXE À DEMONTAGE RAPIDE			
DKA6300	Axes à démontage rapide Tetra-clip		152,00
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)			
DKA6410	24"	◆	○
DKA6420	25" (NC: kit de montage Alber)		○



DKA6430	26" (NC: kit de montage Alber; freins actifs)			○
TYPE ROUES ARRIERE				
DKA6510	24", 26" küschall Starec, rayons croisés, centre noir et bord noir (NC: Maxxis Alpha Protect)	◆		○
DKA6520	24", 25" High Performance, moyeu Starec incolore et jante en noir (NC: pneu increvable)			348,00
DKA6550	24", 25" Spinergy LXX, moyeu, jante et rayons noirs (NC: Maxxis Alpha Protect, pneu increvable, protection des mains et des pieds noir)			784,00
PNEUS ARRIÈRE		Pas avec roues mountainbike et axe à demontage rapide		
DKA6600	24" MAXXIS LITE GUARD	◆		○
DKA6625	22", 24", 25", 26" MAXXIS ALPHA PROTECT uniquement pour roues 24" High Performance (DCA6520)			89,00
DKA6630	24" MBL Speedlite: pneu super léger; haute protection anti-crevaison			99,00
DKA6660	24" protection anti-crevaison noir (NC: Performance-freins)			99,00
Mains-courantes				
DKA6700	24", 26" Supergripp, distance 30 mm ou 40 mm			251,00
DKA6710	24", 26" Acier poli, distance 30 mm	◆		○
DKA6720	24" Titanium, distance 30mm (montable sur 40 mm)			238,00
DKA6740	24", 25" Carbolife Gekko L, distance 30mm			501,00
DKA6750	24", 25" Carbolife Gekko S, distance 30mm			501,00
DKA6760	24" Carbolife Curve L, distance 30mm			501,00
DKA6770	24" Carbolife Quadro, distance 30mm			534,00
DKA6780	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, noir (montable sur 40 mm)			○
DKA6790	24", 25" 26" Alu Light, distance 30mm, gris			○
PROTEGE-RAYONS, la paire				
DKA6900	24", 26" transparents			228,00
DKA6910	24" noir			228,00
ALBER ADD ON KIT		Uniquement avec extension de roue arriere courte et en I position; pas avec accoudoirs tubulaires		
DKA6950	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber, 3° carrossage des roues le poids max. de l'utilisateur est 100 kg) (NC: porte canne, roues de transit 3")			1.145,00
SÉCURITÉ				
FREINS				
DKA7210	Standards à pousser leviers courbés	◆		○
DKA7230	Freins Performance			108,00
DKA7240	Freins actifs (cisaux)			108,00
DKA7250	Actifs légers			108,00
Leviers de freins rallongés		Uniquement pour freins std, levier courbé		
DKA7300	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)			64,00
OPTIONS DE SECURITE				
ROULETTES ANTI-BASCULE				
DKA7500	Droite			173,00
DKA7510	Gauche			173,00
DKA7520	Droite et gauche (NC: roues de transit 3")			344,00
KIT DE TRANSPORT		Uniquement avec RH>400mm, châssis en aluminium et pas avec dossiers MatrX		
DKA7600	Kit de transport (ceinture de maintien et autocollants)	(NC : 7800)	◆	○
Ceinture de positionnement				
CEINTURE DE SÉCURITÉ				
DKA7800	Ceinture de maintien, fermeture à boucle			86,00
DKA7810	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser; Small, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 25 - 50 kg)			207,00
DKA7820	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 50 - 75 kg)			207,00
DKA7830	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ (poids de l'utilisateur 75 - 100 kg)			207,00
CATADIOPTRES				
DKA7900	Catadioptrés montés sur les rayons	◆		○
DKA7910	Catadioptrés non montés sur les rayons			○
ACCESSOIRES				
DKA0000	Aide basculement droite			sur demande
DKA0000	Aide basculement gauche			sur demande
PROTECTIONS DE CHÂSSIS		NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-basculer		



DKA8010	Protection de châssis avant (amovible avec velcro)		64,00
PORTE-CANNE		NC avec adaptateur e-motion; Pas du même côté qu'anti-basculé	
DKA8200	Droite		108,00
DKA8210	Gauche		108,00
ROUES DE TRANSIT		Pas avec anti-basculés droite et gauche/Alber E-motion/Twion	
DKA8300	Roues de Transit 3"		282,00
AUTRES			
DKA8550	Kit d'outils		10,00
DHS8650	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")		174,00
DKA8600	Hauteur derrière le kit de réglage		192,00
DKA8680	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes et sac de transport	Avec axes à démontage rapide et cerceaux alu	749,00
DKA8800	Bodypoint sangle mollet		164,00
DKA8850	Bodypoint sac		164,00



8300



8550



8680



8600



8650



8800



8850

Rahmen und Unterschenkellänge im Verhältnis zur Sitzhöhe (in mm)

Rahmen	24" HR				25" HR				26" HR			
	SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm	
			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte
75° kurz	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° kurz	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Adduktion	480	S	370-450	x	490	S	370-460	x	500	S	370-470	x
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Adduktion	480	S	390-440	x	490	S	390-450	x	500	S	390-460	x
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Seitenteil in Abhängigkeit zu Hinterradgröße und Sitzhöhe hinten

Sitzhöhe hinten	24" Hinterrad					25" Hinterrad					26" Hinterrad				
	Position					Position					Position				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

		Sitzbreite in mm									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Rahmen kurz											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabelle 4: Übersicht Rahmenart in Verbindung mit Hinterradgröße und Vorderradgröße

Rahmen	24" Hinterrad			25" Hinterrad			26" Hinterrad		
	Vorderrad			Vorderrad			Vorderrad		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° kurz	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
75° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° kurz	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° Standard	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
90° + 50 mm	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
75° Adduktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Adduktion	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

Tabelle 5: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2							
	360	380	410	430	460	480	510	
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

Tabelle 6: Schiebegriffe in Verbindung mit Rückenhöhe für Invacare Matrix Rücken

Option:	Rückenhöhe (mm):	Schiebegriffe standard & abklappbar (DKA2410/2420/2450)										Ohne Schiebegriffe (DKA2400)										Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (DKA2440)											
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435
DKA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Option DKA2430 (Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt) nicht kompatibel mit Invacare Matrix Rücken