

Invacare Colibri®

Sinta a Liberdade



Scooter com estilo, leve e transportável

Desenhado com a tecnologia Invacare Litelock™



Yes, you can.®

Sinta a diferença

As nossas scooters foram projetadas em conjunto com especialistas em saúde, para fornecer padrões incomparáveis de qualidade, segurança e conforto.

Através de pesquisa contínua e dedicada e uma experiência incomparável em design para mobilidade, na Invacare orgulhamo-nos de scooters que melhoram a qualidade de vida. É importante recuperar a confiança, a segurança e a independência com a sua scooter.

Desde designs encartáveis e transportáveis, assentos almofadados e ajustáveis em altura, cada detalhe das nossas scooters é considerado e refinado para que se sinta bem ao deslocar-se.



Qualidade



Construção de qualidade líder de mercado com atenção excepcional aos detalhes.

Segurança



Conforme os mais recentes padrões europeus de dispositivos médicos.

Conforto



Design adaptável e ajustável para proporcionar conforto duradouro.

Sinta-se no controlo com a Invacare Colibri®

Apresentamos a Invacare Colibri®, a nossa scooter mais leve e transportável. Projetada para complementar o seu estilo com uma escolha de cores e melhorar a sua independência.

Compacta e fácil de conduzir, esta scooter foi projetada com um sistema patenteado LiteLock™, tornando-a fácil de transportar na bagageira do seu carro. O assento giratório facilita o embarque e desembarque da sua scooter.

A Colibri® é extremamente simples de ligar e conduzir. Foi projetada para lhe proporcionar uma condução confortável e segura, com a capacidade de manobrar facilmente em espaços reduzidos.

até
8km/h
Velocidade máxima

até
16km
Distância máxima com uma única carga

136 kg
Peso máximo do utilizador



Fácil transporte com o sistema Invacare LiteLock™



Fácil de utilizar e transportar

- Viaje facilmente com estilo
- Direção ergonómica para maior controlo
- Simples de manobrar e conduzir



Segurança em mente

- Alavanca de desengate de dois passos para evitar que a Scooter ande sozinha
- Luzes de travão, faróis e indicadores
- Outros extras opcionais disponíveis



Concebida para o conforto

- Assento almofadado de alta qualidade
- Altura do assento ajustável
- Apoios de braços rebatíveis e assento giratório facilita a entrada e saída da Scooter




Direção ajustável

Para o máximo conforto



A nossa scooter mais **leve e transportável**



Carregamento fácil da bateria

diretamente na scooter ou removendo a bateria.



Assento giratório para transferência fácil



Iluminação de alta qualidade



Direção ajustável para melhorar a posição de condução



Adicione à sua scooter

Adapte o Invacare Colibri® ao seu gosto e às suas necessidades. Consulte os extras opcionais disponíveis.

Adicione à sua scooter

Temos uma vasta gama de extras opcionais disponíveis, para que possa personalizar a sua scooter Invacare Colibri®.



Kit de baterias adicional



Espelho grande



Suporte para canadianas ou bengalas



Conjuntos de rodas de tamanho opcional



Kit de suspensão Easy Fit



Painéis de carenagem intercambiáveis

Dados técnicos

Para obter mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso website: www.invacare.pt



Largura do encosto ▼

465 mm



Profundidade de assento ▼

400 mm



Altura assento - chão ▼

370 - 420 mm



Altura do encosto ▼

385 mm



Largura total ▼

505 mm



Comprimento total ▼

1010 mm



Peso ▼

44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah)



Peso max. utilizador ▼

136 kg



Capacidade da bateria ▼

2 x 12 Ah
2 x 18 Ah



Diâmetro de viragem ▼

2200 mm



Altura max. ultrapassar obstáculos ▼

45 mm



Max. inclinação ▼

6° / 10.5%



Capacidade do motor ▼

200 W



Autonomia ▼

Até
16 km



Velocidade máxima ▼

8 km/h

Cores*



Azul



Vermelho



Verde



Preto Vinil

Estofos

* As cores da scooter podem variar ligeiramente

Tel : +351 22 5193360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua da Estrada Velha nº 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

