

Försättsblad:

Viktigt säkerhetsmeddelande gällande Invacare Futura rollatorer tillverkade från september 2012 till april 2014

Efter uppföljning av avvikelser kring Futura framgafflar producerade under perioden september 2012 till och med april 2014, modellerna 450, 520, 600 och 680 har beslutats att dessa framgafflar skall bytas ut i samband med normal rekonditionering.

De nya framgafflarna kan ni beställa kostnads fritt (artikelnummer FA1591090 Gaffel med hjul (par)), mot att ni i efterhand redovisar de utbytta rollatorernas serienummer. Beställningar görs via sweden@invacare.com eller telefonledes via Susann Borghäll; 08-5223 7006.

Utbytta framgafflar och hjul skall obevekligen kasseras.

Åtgärdade rollatorers serienummer sänds tillbaka till Invacare. (se bifogad bilaga; uppföljning av säkerhetsmeddelande – FSN 513546, sida 4 av 4)

Återkoppla åtgärdade rollatorers serienummer senast den 15:e varje månad, till mailadress; sweden@invacare.com

När ni mottagit detta meddelande, vill vi att ni skickar tillbaka bifogad ifylld mottagningsbekräftelse av säkerhets meddelande (SWSF063) till sweden@invacare.com eller till adress; Invacare AB, Box 66, 163 91 Spånga.

Vid frågor om återkoppling av serienummer eller beställning av nya framgafflar, kontakta;

Susann Borghäll Telefon; 08-5223 7006

Eller via mailadress; sweden@invacare.com

Övriga frågor, kontakta;

Marie-Louise Tham, Telefon: 08-5223 7020

Eller via mailadress; mltham@invacare.com
