


Flo-tech[®] Contour



Ontworpen voor comfort en
een betere zithouding



Yes, you can.

Het oppervlak van het Invacare **Flo-tech Contour** kussen is verdeeld in secties. Dit unieke ontwerp verbetert de zithouding en vergroot het ondersteunende zitvlak waardoor het gewicht van de gebruiker wordt verspreid over de verschillende drukpunten.

De combinatie van verbeterde houding en vergroot zitvlak dragen bij aan decubituspreventie. Dit diepe kussen is geschikt voor zwaardere gebruikers.

Gegoten foam kussen

De gietvorm zorgt ervoor dat de **Flo-tech** kussens een driedimensionale vorm krijgen die niet gerealiseerd kan worden met gesneden foam. Gegoten foam is zeer sterk wat de levensduur van het product verlengt.

Gevormd zitoppervlak

Biedt meer stabiliteit en houding ondersteuning; profilering vermindert schuif- en wrijfkrachten op de huid.

Eigenschappen en opties



Vochtbestendige hoes

Hoes is multi-stretch, waterafstotend en ademend. Hoes is anti-slip met draagbeugel.

Verkrijgbaar in 83 maten

De Invacare **Flo-tech Contour** is verkrijgbaar in een range van 83 maten, van 33 x 36 tot 60 x 55 cm (zie maattabel voor details).

Zitting stabilisator

Voor correcte plaatsing van het kussen.

Antibacteriële Ultra-fresh™ behandeling

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam beter bestand tegen geuren en schimmels.


Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Verschillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging	
Flo-tech Contour	Een range van 83 maten	103 mm	1.38 kg	152 kg Op maten 56cm x 56cm en 56cm x 61cm - Max. gebruikers gewicht 191 kg.	80°	Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®