

Flo-tech[®] Lite Visco



Origineel concept!



Yes, you can.

Het Invacare **Flo-tech Lite Visco** kussen heeft een hoge dichtheid en is temperatuur gevoelig, zodat het zich vormt naar het lichaam van de gebruiker. Dit biedt buitengewoon veel comfort en vermindert drukpunten. Dit low profile kussen is ideaal voor gebruik in een stoel en een rolstoel en maakt zijwaartse transfers eenvoudig.



Traagschuim kussen voor maximaal lichaamscontact

De temperatuurgevoelige foam vormt zich naar de gebruikers lichaam, maximaliseert het contactgebied, biedt comfort en minimaliseert drukpunten. Anatomisch gevormd traagschuim zitkussen met ingebouwde abductor en een rasterpatroon voor luchtcirculatie & vermindering van schuifkrachten.

Eigenschappen en opties



Waterdichte en waterafstotende

zitbekleding Uitgerust met bevestigingsgordel.

Verkrijgbaar in drie verschillende

Gebruikersgewichten: Soft (tot 32 kg), Medium (tot 51 kg) en Firm (tot 100 kg). Vanwege de maatvoering bijzonder geschikt voor kinderen.

Foambasis met hoge densiteit




van 40 kg/m³, bedekt met viscoelastische mousse van 80 kg/m³ met vormgeheugen.

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

Verschillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging	
					Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)
Een range van 61 maten	78 mm	1.26 kg	100 kg	80°	1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren

Black Smooth	Black wipedown	Black spacer fabric	Baltic Blue
			

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland



Yes, you can.®