

Flo-tech[®] Plus



Diep gevormd kussen met gelzak



Yes, you can.

Het Invacare **Flo-tech Plus** kussen heeft een gelzak die aan de achterzijde van het kussen zit. De gelzak ligt in het gebied van de zitbeenderen waarmee druk in dit kwetsbare gebied wordt gereduceerd. Dit zorgt voor een hoog niveau van bescherming bij die gebruikers die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van decubitus.

Eigenschappen en opties



Vochtbestendige hoes

Hoes is multi-stretch, waterafstotend en ademend. Hoes is anti-slip met draagbeugel.



Verkrijgbaar in 80 maten

De Invacare **Flo-tech Plus** is verkrijgbaar in een range van 80 maten, van 36 x 33 tot 60 x 55 cm (Zie maattebel voor details).



Zitting stabilisator

Voor correcte plaatsing van het kussen.



Antibacteriële Ultra Fresh™ behandeling

Beperkt de toename van bacteriën en maakt de foam beter bestand tegen geuren en schimmels.

Diep gevormde foam basis met gelzak aan de achterzijde van het kussen

De positie van de gelzak biedt extra steun aan het gebied rondom de zitbeenderen voor gebruikers met een hoog risico op decubitus.

Gevormd zitoppervlak

Voor verbeterde stabiliteit en houding ondersteuning. Biedt ook een gelijkmatiger drukverdeling in vergelijking met een plat oppervlak. De geprofileerde bovenlaag zorgt ervoor dat er licht bewogen kan worden met vermindering van schuif- en wrijfkrachten. De dieper gegoten foam is geschikt voor zwaardere gebruikers of gebruikers die baat hebben bij een hogere zitpositie.

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Verschillende maten	Hoogte	Gewicht	Max. gebruikers gewicht ¹	Reiniging	
Flo-tech Plus	Een range van 80 maten	103 mm	2.5 kg	152 kg 191 kg on sizes 560 x 560 mm, 560 x 610 mm	80°	Geproduceerd naar Europese standaard: BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, en BS 7176 (Crib 5)

1. Vermelde max. gebruikers gewicht is vermeld, uitgaande van een keuze voor een kussen met de juiste breedte en diepte voor de gebruiker.

Kleuren

Black Smooth	Black wipedown	Black spacer fabric	Baltic Blue

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.®