

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

Bij Kuschall geloven we dat niets onmogelijk is wanneer u de wilskracht hebt om het te bereiken. De Kuschall Champion biedt u een superieure oplossing. Geen limieten meer voor uw avonturen of uw prestaties, **Verruim uw wereld.**

KÜSCHALL CHAMPION

Kuschall Champion is de eerste hybride rolstoel waarvan de rijprestaties vergelijkbaar zijn met die van een vastframe rolstoel terwijl hij de voordelen geniet van een vouwbare rolstoel. Dit is de optimale combinatie van modern design en reeds erkende prestaties. Met de SK optie is de Kuschall Champion nog compacter: de grootte van een rugzak, de perfecte reisgenoot tijdens uw avonturen!

HYDRO GEVORMD

Rigiditeit en robuustheid. Het hydro gevormd voorframe van de Kuschall Champion verbetert de rijprestaties, verhoogt de rigiditeit en maakt moeiteloze transfers mogelijk met de ergonomische handvatten.

HYDRO GEVORMD VOORFRAME

- Geoptimaliseerde rijprestaties door lagere flex (hogere rigiditeit) in het kniegebied.

LICHT ACTIEVE REM

- Minimalistisch ontwerp, precisie in elk detail.

SUPER COMPACT

- Met de SK optie kan de Champion worden neergeklapt tot het formaat van een rugzak.



Küschall® CHAMPION

CARBOLIFE HOEPELS

- Het innovatief profiel biedt u een gecontroleerde, gemakkelijke grip terwijl uw pols ondersteund wordt.

HYBRIDE BUIGINGSMECHANISME

- Klap de rolstoel en de rugleuning moeiteloos dicht in slechts één beweging.

UNIEK VOUWSYSTEEM

- Stel de zithoogte en de positie van het zwaartepunt in volgens de behoeften van de gebruiker.

KEEP ON TRACK

- Nieuw verstelbaar vorkstelsel voor nauwkeurig rijden.

HOOFD- KENMEREKEN

UNIEK

Aan de hand van het uniek vouwsysteem, kunt u de Champion moeiteloos aanpassen en configureren volgens de behoeften van de gebruiker. Er zijn 9 posities beschikbaar zodat u het zwaartepunt nauwkeurig kunt aanpassen. Ook de achterste zithoogte is instelbaar dankzij de 5 verschillende posities van de steunplaten.



HYBRIDE

Dankzij het vouwsysteem biedt de Champion uitstekende rijprestaties. Perfect doordracht: deze vouwbare rolstoel heeft dezelfde rigiditeit als een vastframe rolstoel.

SUPER COMPACT

Vouw eenvoudigweg het frame dankzij het uniek ontworpen vouwsysteem en reis zonder problemen. Supercompact dankzij de SK optie, waardoor de Champion nog kleiner kan worden gevouwen.



HYDRO GEVORMD VOORFRAME

Het nieuw hydro gevormd voorframe biedt een ergonomische grip om gebruikers comfortabel te ondersteunen bij herpositionering en tijdens transfers.

PERSONALISATIE


1 KIES HET FRAME KLEUR



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Azure Blue



Carmine Red

2 KIES UW DESIGN STIJL DESIGN



3 KIES HET KLEUR VAN UW DESIGN STIJL



Black



Red



Light
Grey



Gold



Red



Blue



Dark
Grey



Black

TECHNISCHE GEGEVENS

ZITBREEDTE

360 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ZITDIEPTE

340 - 480 mm
In stappen van 20 mm



ONDERBEENLENGTE

320 - 500 mm
Traploos instelbaar



RUGHOOGTE

300 - 465 mm
In stappen van 15 mm



RUGHOEK

76° / 80,5° / 85° / 89,5° / 94°



ZITHOOGTE

Voor: 450 - 540 mm
Achter: 390 - 480 mm



FRAMEHOEK

75° / 90°
Recht of toelappend



POSITIE ZWAARTEPUNT

9 posities



CAMBER

0° / 1° / 3°



TOTALE LENGTE

75° frame: ca. 930 mm
90° frame: ca. 830 mm



TOTALE BREEDTE

Zitbreedte + 160 - 240 mm



TOTALE BREEDTE (DICTGEVOUWEN)

Ca. 280 - 340 mm



GEWICHT

Ca. 9.2 kg



TRANSPORT- GEWICHT

Ca. 6.7 kg



MAX. GEBRUIKERS- GEWICHT

120 kg



Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel. Bezoek onze website voor meer informatie.

K

UNLIMIT YOUR WORLD

Tel.: +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be
www.kuschall.com

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
België

Kuschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Invacare International GmbH zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Invacare International GmbH absoluut noodzakelijk.

© Juli 2023, Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. BE - 07/2023