

Küschall®
CHAMPION



UNLIMIT YOUR WORLD

Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. E Kuschall Champion è la compagna di viaggio migliore che tu possa scegliere. **Entra in un nuovo mondo!**

KÜSCHALL CHAMPION

Prestazioni di guida e stabilità tipiche di una carrozzina rigida si accompagnano a tutti i vantaggi di un telaio pieghevole. Kuschall Champion è la carrozzina superleggera che esalta il connubio tra **design contemporaneo** e **performance ibride**. Cerchi una carrozzina compatta, perfetta da portare in viaggio? Scegli **Champion SK** (Swiss Knife) la versione che, piegata, raggiunge le dimensioni di uno zaino.

HYDROFORMING

Solido, leggero e stabile. Il **telaio anteriore idroformato** di Kuschall Champion migliora le prestazioni di guida perchè ne esalta la rigidità.

TELAIO ANTERIORE IDROFORMATO

■ Il telaio anteriore idroformato migliora le prestazioni di guida perchè esaltà la rigidità di Küschall Champion.

FRENO LIGHT ACTIVE

■ Disegnato seguendo le linee tese del nuovo telaio per una qualità visibile anche nel più piccolo dettaglio.

COMPATTA

■ Champion SK (Swisse Knife) è la versione che, piegata, raggiunge le dimensioni di uno zaino.



Küschall® CHAMPION

CORRIMANO CARBOLIFE

- Il corrimano Carbolife ti permette di avere maggiore controllo della carrozzina perchè consente una presa senza sforzo che non affatica il polso.

MECCANISMO DI CHIUSURA IBRIDO

- Un solo, semplice movimento per piegare la tua carrozzina e abbattere lo schienale.

INIMITABILE SISTEMA DI CHIUSURA

- Permette regolazioni in continuo del baricentro e dell'altezza seduta per raggiungere l'assetto ottimale.

SEMPRE AL PASSO

- Regolazione intuitiva dell'alloggiamento delle ruote, una soluzione eccellente per mantenere costante la direzione.

ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZAZIONE

UNICA

Grazie all' inimitabile sistema di chiusura di Kuschall Champion è possibile regolare la tua carrozzina senza sforzo. Adattala alle tue esigenze scegliendo tra le nove diverse posizioni disponibili per la regolazione del baricentro e regolando l'altezza seduta in una delle cinque opzioni disponibili.



IBRIDA

Il segreto delle performance superiori di Kuschall Champion è l'innovativo sistema di chiusura che la distingue da tutte le altre carrozzine pieghevoli. Perfettamente progettato fin nei minimi dettagli, garantisce al contempo massima scorrevolezza e una rigidità senza paragoni.

COMPATTA

Compatta e facilmente trasportabile, grazie al design unico del meccanismo di chiusura, Kuschall Champion è la compagna di viaggio perfetta! Scegli la versione SK (Swiss Knife) per un ingombro ancora più ridotto: ti stupirà!



TELAIO ANTERIORE IDROFORMATO

Il telaio anteriore idroformato in Kuschall Champion consente un'impugnatura ergonomica che migliora i trasferimenti rendendoli più veloci e pratici.

1 SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO



Bianco



Grigio



Nero



Blu



Rosso

2 SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL



3 SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



Nero



Rosso



Grigio chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio scuro



Nero

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA

360 - 480 mm
a passi di 20 mm



PROFONDITA' SEDUTA

340 - 480 mm
a passi di 20 mm



LUNGHEZZA GAMBE

320 - 500 mm
in regolazione continua



ALTEZZA SCHIENALE

300 - 465 mm
a passi di 15 mm



ANGOLO SCHIENALE

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 450 - 540 mm
Posteriore: 390 - 480 mm



ANGOLAZIONE TELAIO

75° / 90°
Diritto o addotto



CENTRO DI GRAVITA'

9 posizioni



CAMPANATURA

0° / 1° / 3°



LUNGHEZZA TOTALE

75°: circa 930 mm
90°: circa 830 mm



LARGHEZZA TOTALE

L + 160 - 240 mm



LARGHEZZA TOTALE DA PIEGATA

Circa 280 - 340 mm



PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

Circa 9.2 kg



PESO TOTALE SENZA RUOTE

Circa 6.7 kg



PESO MASSIMO UTENTE

120 kg



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel: +41 61 487 70 70
info@kuschall.com
www.kuschall.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

Kuschall, Kuschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and Champion are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time.
© July 2023, Invacare International GmbH. All rights reserved. IT - 1659367