

Invacare® | **NordBed Kid**



140/160/179
Longueur (cm)



80
Largeur (cm)



70
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Disponible en 3 longueurs
- 2 hauteurs de panneaux disponibles : 400 ou 800 mm
- Lit sécurisé grâce au kit de verrouillage
- 3 fonctions électriques : hauteur variable (de 300 à 850 mm), relève-buste et plicature des genoux
- 3 types de barrières disponibles : rabaisables, accordéons et fixes
- Freins indépendants ou centralisés
- Configurable grâce aux divers accessoires
- De 3 à 12 ans
- Disponible avec le matelas **Dacapo**

Invacare® | **Modulite® Teen**



305
Largeur min. (mm)



305
Profondeur min. (mm)



68
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Coussins d'assise et de dossier MatrX®
- Electronique LiNX® avec possibilité de brider la puissance
- Manipulateur avec écran couleur tactile et Bluetooth en option
- Modulable avec dossier rabattable
- Disponible sur **AVIVA** et **TDX SP2 NB**



Invacare® | **Action® 3 Junior**



205*/305
Largeur min. (mm)



200*/250
Profondeur min. (mm)



80
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil léger en aluminium
- Pliant par croisillon
- Disponible en version évolutive avec croisillon télescopique permettant de suivre la croissance de l'enfant
- Personnalisable avec 6 différentes couleurs de châssis tendances et 3 protège-rayons au choix
- Dès 18 mois



*version évolutive

Invacare® | **Action® 5 Teen**



305
Largeur min. (mm)



350
Profondeur min. (mm)



100/130
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Système breveté de pliage horizontal en H pour plus de rigidité
- Disponible en potences escamotables 70 / 80 / 90 et potences fixes 80°
- Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise pour un encombrement réduit
- 2 types de châssis : pliant ou cadre rigide (Action 5 Rigid)
- Très personnalisable et configurable avec 10 coloris de châssis au choix et 2 accents couleurs



Küschall® | **Compact®**



280
Largeur min. (mm)



320
Profondeur min. (mm)*



130
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil actif pliant par croisillon
- Design unique avec combinaison de tubes hydroformés et décalcomanies haut de gamme
- Disponible en potences escamotables ou fixes
- 3 types de dossier au choix : fixe, réglable en angle et réglable en angle et rabattable sur l'assise
- Poids à partir de 10 kg



*châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de 380 mm pour simple croisillon et 400 mm pour double croisillon

Küschall® | **K-Series®**



320
Largeur min. (mm)



350
Profondeur min. (mm)



130
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil à cadre rigide en aluminium avec dossier rabattable sur l'assise avec verrouillage de série
- Design unique avec combinaison de tubes hydroformés et décalcomanies haut de gamme
- Poids total à partir de 7.8 kg



Invacare® | **Azalea® Minor**



340
Largeur min. (mm)



380
Profondeur min. (mm)



75
Poids max. utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Bascule d'assise par translation (DSS) à 25° par vérins pneumatiques
- Inclinaison de dossier à 30° par vérins pneumatiques
- Paire de repose-jambes réglables en angle
- Disponible en version Assist : roues 16" avec freins tierce-personne à tambour



Découvrez le service Invacare Unique

Nous pouvons répondre à tous vos besoins, même les plus uniques !

Invacare Unique est un service spécialisé qui permet de répondre aux demandes les plus complexes et exigeantes, aussi bien esthétiques que techniques. Avec le soutien et l'expertise des ingénieurs de notre équipe de Recherche et Développement à travers le monde, notre équipe Qualité et nos autres services impliqués, nous sommes prêts à offrir les meilleures solutions, même les plus difficiles à réaliser.



Rendez-vous sur www.invacare.fr/invacare-unique

Invacare® | **Azalea® Base**



340
Largeur min.
(mm)



380
Profondeur min.
(mm)



135
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Bascule d'assise par translation (DSS) à 25° par vérins pneumatiques
- Conçu pour recevoir un corset-siège grâce à l'espace plus important au niveau du dossier et aux nombreux réglages possibles de l'assise.
- Dossier réglable en angle par vis mécanique ou inclinable par vérins pneumatiques
- Freins tierce-personne de série



Invacare® | **Freedom® NXT**



255
Largeur min.
(mm)



305
Profondeur min.
(mm)



100
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil hybride en aluminium disposant d'une bascule d'assise jusqu'à 45° par vérins mécaniques et pliant par croisillon
- Possibilité de fixer un corset-siège
- Dossier rabattable sur l'assise pour une plus grande compacité
- Repose-jambes et dossier dynamique disponibles en option pour les utilisateurs spastiques
- Freins tambour pour tierce personne de série
- Disponible en versions : transit, propulsion manuelle et propulsion manuelle évolutive.



Alber® | **E-fix E35**



16
Autonomie
(km)



8
Vitesse
(km/h)



120
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Transforme un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant électrique
- Poids de l'élément le plus lourd : 7.8 kg
- Entièrement démontable sans outils
- Disponible en 22" et 24"
- Manipulateur avec écran couleur et connectivité Bluetooth
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Batterie lithium compatible avec transport aérien



Alber® | **E-motion M25**



25
Autonomie
(km)



8.5
Vitesse
(km/h)



150
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Assistance à la propulsion pour fauteuil roulant manuel
- A partir de 7.8 kg par roue
- Disponible en 22" et 24"
- Connectivité Bluetooth
- Cruise mode: un véritable régulateur de vitesse
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels



Invacare® | **Esprit Action® 4**



305
Largeur min.
(mm)



325
Profondeur min.
(mm)



80/120
Poids max.
utilisateur (kg)
Simple / Double



Principales caractéristiques

- Fauteuil roulant électrique pliant et démontable sans outils
- Poids de l'élément le plus lourd : 15 kg
- Dossier rabattable en option
- Fauteuil entièrement personnalisable (assise, dossier, accoudoirs, coloris, ..)



Invacare® | **Matrix® Mini**



260
Largeur min.
(mm)



180
Hauteur min.
(mm)



80
Galbe (mm)



68
Poids max. (kg)



Principales caractéristiques

- Fixations mini incluses
- Dossier léger et durable
- Nombreux réglages pour suivre la croissance de l'enfant
- Coussin livré avec 2 housses



INVACARE
SOLUTIONS
ENFANTS



Yes, you can.

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos produits? C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ? Rendez-vous sur notre site :

www.invacare.fr



Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr