


Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos produits?
C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur



Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?

Rendez-vous sur notre site : www.invacare.fr/fr



Papier recyclé

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr



1662824 - 02/2026 - © Invacare International Sàrl 2026 - Tous droits réservés

Invacare® Action® Junior



305
Largeur min.
(mm)



300
Profondeur min.
(mm)



80
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil léger en aluminium
- Pliant par croisillon
- Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
- Personnalisable avec 7 différentes couleurs de châssis tendances et 3 protège-rayons au choix

Catégorie LPPR :

FRM - Code LPPR : 9504200



*version évolutive

Invacare® Action® Junior Evolutif



205
Largeur min.
(mm)



200
Profondeur min.
(mm)



80
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Châssis évolutif, pliant par croisillon télescopique
- Potences escamotables et amovibles 80 ou 90°
- Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
- Croisillon télescopique disponible permettant de suivre la croissance de l'enfant
- Personnalisable avec 7 différentes couleurs de châssis tendances et 3 protège-rayons au choix

Catégorie LPPR :

FRMC - Code LPPR : 9575297



Invacare® Action® 5



305
Largeur min.
(mm)



350
Profondeur min.
(mm)



100/130
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Système breveté de pliage horizontal en H pour plus de rigidité
- Disponible en potences escamotables 70 / 80 / 90 et potences fixes 80°
- Dossier fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle pour un encombrement réduit
- 2 types de châssis : pliant ou cadre rigide (Action 5 Rigid)
- Très personnalisable et configurable avec 10 coloris de châssis au choix et 2 accents couleurs

Catégorie LPPR :

FRMC - Code LPPR : 9575297
FRMS - Code LPPR : 9517472 (Action 5 Rigid)



Alber® E-motion M25



25
Autonomie
(km)



8.5
Vitesse
(km/h)



150
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Assistance à la propulsion pour fauteuil roulant manuel
- A partir de 7.8 kg par roue
- Disponible en 22", 24" et 25"
- Connectivité Bluetooth
- Cruise mode : un véritable régulateur de vitesse même dans les côtes et les descentes
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Nom de marque - Code LPPR : 4321630



Alber® E-fix E35



16
Autonomie (km)



8
Vitesse
(km/h)



120
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Transforme un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant électrique
- Poids de l'élément le plus lourd : 7.8 kg
- Entièrement démontable sans outils
- Roues 14", 22" ou 24" équipées d'un insert en bandage
- Manipulateur avec écran couleur et connectivité Bluetooth
- Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
- Batterie lithium, homologuée pour le transport aérien

Catégorie LPPR :

AAP Utilisateur - Code LPPR : 9964219



Matrix® Mini



260
Largeur min.
(mm)



180
Hauteur min. (mm)



80
Galbe (mm)



68
Poids max. (kg)



Principales caractéristiques

- Fixations mini incluses
- Offre confort, stabilité et améliore le positionnement de l'utilisateur
- Dossier léger facilement transportable
- Nombreux réglages pour suivre la croissance de l'enfant
- Coussin livré avec 2 housses



Yes, you can.

Invacare Solutions Enfants

Invacare® Esprit Action Junior®




305
Largeur min.
(mm)



325
Profondeur min.
(mm)



80
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Conçu sur la base du célèbre fauteuil manuel Invacare Action, l'Esprit Action Junior offre une multitude de réglages et de personnalisations pour répondre à tous vos besoins
- Châssis compact et maniable associé à des roues motorisées Alber 14" pour une conduite souple et confortable
- Pliant par croisillon comme un fauteuil manuel et démontable pour faciliter son transport
- Poids de la pièce la plus lourde : 15 kg

Catégorie LPPR :

FRE classe A - Code LPPR : 9533927
FRE classe B - Code LPPR : 9599961



Invacare® Aviva RX40® & TDX® SP2 NB Modulite




305
Largeur min.
(mm)



305
Profondeur min.
(mm)



150
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Coussins d'assise MatrX Vi ou MatrX Kidabra-Vi (PAP)
- Dossier réglable en tension ou MatrX Mini (PAP)
- Electronique LiNX® avec possibilité de brider la puissance
- Manipulateur avec écran couleur tactile et Bluetooth
- Assise modulite modulable avec bascule d'assise et de dossier électrique 30°
- Adjonctions disponibles : Lift 30 cm, repose-jambes électriques, tablette

Catégorie LPPR :

FREP classe B - Code LPPR : 9541105



Küschall® Compact®



280
Largeur min.
(mm)



320
Profondeur min.
(mm)*



130
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Fauteuil actif pliant par croisillon profilé simple ou double
- Design unique avec combinaison de tubes hydroformés et décalcomanies haut de gamme
- Disponible en potences escamotables ou fixes
- 3 types de dossier au choix : fixe, réglable en angle et réglable en angle et rabattable sur l'assise
- Poids à partir de 9,6 kg selon le choix de potences

Catégorie LPPR :

FRMC - Code LPPR : 9575297



*châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de 380 mm pour simple croisillon et 400 mm pour double croisillon

Küschall® K-Series® & KSL Teen



260
Largeur min.
(mm)



250
Profondeur min.
(mm)



80
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Châssis hydroformé à cadre rigide en aluminium
- Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise
- Design unique avec combinaison de tubes hydroformés et décalcomanies haut de gamme
- Poids total à partir de 7,8 kg

Catégorie LPPR :

FRMA - Code LPPR : 9547071



Rea® Azalea® Base



340
Largeur min.
(mm)



380
Profondeur min.
(mm)



135
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5°, réglable en profondeur sur 70 mm
- Conçu pour recevoir un corset-siège grâce à l'espace plus important au niveau du dossier et aux nombreux réglages possibles de l'assise
- Dossier réglable en angle par vis mécanique ou inclinable par vérins pneumatiques
- Freins tierce-personne de série

Catégorie LPPR :

BASE - Code LPPR : 9556236



Rea® Azalea® Minor



340
Largeur min.
(mm)



380
Profondeur min.
(mm)



75
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Bascule d'assise par translation (DSS) à 25° par vérins pneumatiques
- Inclinaison de dossier à 30° réglable en tension et en hauteur par vérins pneumatiques
- Paire de repose-jambes réglables en angle
- Disponible en version Assist : roues 16" avec freins tierce-personne à tambour

Catégorie LPPR :

FRMP - Code LPPR : 9539433



Invacare® NordBed Kid



140/160/179
Longueur (cm)



80
Largeur (cm)



70
Poids max.
utilisateur (kg)



Principales caractéristiques

- Disponible en 3 longueurs
- 2 hauteurs de panneaux disponibles : 400 ou 800 mm
- Lit sécurisé grâce au système de verrouillage des barrières
- 3 fonctions électriques : hauteur variable (de 300 à 800 mm), relève-buste et plicature des genoux
- Freins indépendants ou centralisés
- Configurable grâce aux divers accessoires
- Pour les utilisateurs de 3 à 12 ans ou de taille allant de 75 à 154 cm
- Disponible avec le matelas Dacapo Kid

Découvrez le service Invacare Unique

Nous pouvons répondre à tous vos besoins, même les plus uniques !

Invacare Unique est un service spécialisé qui permet de répondre aux demandes les plus complexes et exigeantes, aussi bien esthétiques que techniques. Avec le soutien et l'expertise des ingénieurs de notre équipe de Recherche et Développement à travers le monde, notre équipe Qualité et nos autres services impliqués, nous sommes prêts à offrir les meilleures solutions, même les plus difficiles à réaliser.

Rendez-vous sur
www.invacare.fr/invacare-unique



UNIQUE
Designed by you. Built by us.