

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD*

Chez Kuschall, nous pensons que rien n'est impossible lorsque vous avez le pouvoir de l'atteindre. THE KSL® vous donne la confiance nécessaire pour exploiter votre véritable potentiel. Avec style. Dans vos conditions. Plus aucune limite pour vos exigences en matière de performances de conduite, d'excellence. **Unlimit your world.**

THE KSL®

THE KSL® incarne l'**élégance**. La rencontre entre l'innovation de pointe et le design minimaliste. Fauteuil entièrement **fait sur mesure** pour répondre aux utilisateurs actifs expérimentés qui savent parfaitement ce qu'ils veulent. Un fauteuil roulant vraiment **Super Light**** au design épuré et sobre.

HYDROFORMAGE

Grâce à son châssis avant hydroformé entièrement soudé permettant d'accroître la rigidité, il améliore les performances de roulage partout où vous allez. La rencontre unique entre la technologie et le design. Plus léger que certains fauteuils en carbone, votre THE KSL® a été conçu pour vous apporter des performances et une conception optimales.

* Votre monde sans limite

** Super Léger

CHÂSSIS AVANT HYDROFORMÉ

- Augmente la rigidité. Tubes tridimensionnels pour une meilleure ergonomie lors de la préhension.

FREIN ACTIF LÉGER

- Le nouveau frein en aluminium au design épuré apporte une légèreté sans précédent. De la précision dans les moindres détails.

BARRE DE CARROSSAGE EN CARBONE

- Des éléments en carbone pour optimiser le poids et augmenter les performances de conduite.

REPOSE-PIEDS

- Il est possible d'équiper THE KSL® d'un repose-pieds en titane pour offrir une réduction du poids et un design unique.



Küschall® THE KSL®

CHÂSSIS ENTIÈREMENT SOUDÉ

- Le flanc de châssis entièrement soudé allie l'esthétisme à la performance. Avec un poids de transport de seulement 4,3 kg, THE KSL® est le Küschall le plus léger de la gamme.

MAIN-COURANTE CARBOLIFE

- Les mains-courantes Carbolife ont été conçues de manière ergonomique pour une prise en main plus efficace, avec moins de pression au niveau des poignets. Cela permet d'améliorer les performances de conduite tout en minimisant la fatigue.

FOURCHE

- Nouveau design et roulements intégrés afin de réduire l'accumulation de poussière et de faciliter l'entretien.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

FAIT SUR MESURE

Fait sur mesure pour une conception plus légère. Le fauteuil Küschall Super Light apporte une qualité inégalée et un design minimaliste. Du châssis aux supports de fourche, en passant par la barre de rigidification, le nouveau THE KSL® offre un design harmonieux.



SUPER LÉGER

THE KSL® peut également être équipé de composants en carbone. Cela vous permettra d'atteindre une légèreté incroyable, presque tout aussi comparable à celle d'un fauteuil roulant mono-coque tout en carbone.



ÉLÉGANT

Nous avons complètement redessiné le repose-pieds, un élément fondamental pour votre position assise. Il s'intègre parfaitement aux lignes dynamiques du fauteuil et à son aspect général.



HYDRO-FORMAGE

L'hydroformage offre plus de possibilités pour la création de formes complexes et dans la répartition de matière. Grâce à cette technologie, les designers et ingénieurs ont pu amener THE KSL® au sommet de la performance. Incroyablement aussi léger tout ayant un châssis plus rigide.

PERSONNALISATION

1 CHOISISSEZ LE COLORIS DE CHÂSSIS



Blanc Éclatant



Gris Anthracite



Noir Spatial



Rouge Carmin



Bleu Azur

2 CHOISISSEZ LE STYLE DE DÉCALCOMANIE



3 CHOISISSEZ LE COLORIS DE DÉCALCOMANIE



Rouge



Noir



Gris Clair



Doré



Rouge



Bleu



Gris Foncé



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR D'ASSISE

340 – 440 mm
Par paliers de 20 mm



PROFONDEUR D'ASSISE

385 – 485 mm
Par paliers de 25 mm



DISTANCE UL

350 – 500 mm
Par paliers de 10 mm



HAUTEUR DE DOSSIER

270 – 420 mm
Par paliers de 15 mm



ANGLE DE DOSSIER

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



HAUTEUR D'ASSISE

Avant : 450 – 530 mm
Arrière : 400 – 480 mm
Par paliers de 10 mm



ANGLE DE CHÂSSIS

75° / 90°
Châssis en V ou avant-rétréci



LARGEUR TOTALE

Largeur d'assise + 170 mm



LONGUEUR TOTALE

Châssis 75° : approx. 800 mm
Châssis 90° : approx. 730 mm



POSITION DU CENTRE DE GRAVITÉ

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CARROSSAGE

0° / 3° / 6°



POIDS TOTAL

approx. 6.8 kg



POIDS DE TRANSPORT

approx. 4.3 kg



POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR

100 kg



Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tél : +32 (0)50 - 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be/fr
www.kuschall.com

Invacare N.V.
Autobaan 22
8210 Loppem
Belgique

Kuschall, Kuschall Unlimit your world, K, Unlimit your world et THE KSL sont des marques déposées de Invacare International GmbH. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Invacare International GmbH se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés.

© Avril 2020, Invacare International GmbH. Tous les droits sont réservés. BE-FR - 1666020