

# Küschall® KSL®



# **UNLIMIT YOUR WORLD**

Vi på Kuschall tror att allt är möjligt så länge du ges rätt förutsättningar. Kuschall KSL® erbjuder dig möjlighet till anpassning efter dina behov för maximal prestanda.

**Unlimit your world.**

## **KSL®**

Kuschall KSL® är teknik och elegans i perfektion. Den innovativ hydroformningen skapar den sömlösa designen. Skräddarsydda anpassningar för erfarna användare som exakt vet vad de vill. Det är KSL®.

## **HYDROFORMNING**

Den helsvetsade hydroformade ramen skapar en lätt och vridstyv rullstol som som du med lätthet för fram. Aldrig tidigare har teknik och design mötts så här. Din Kuschall KSL® är en perfekt kombination av prestanda och design.

## HYDROFORMAD RAM

■ Ökar vridstyvheten och ger mindre flexion i ramen. Den plana ytan vid knäleden skapar ett också ergonomiskt grepp, perfekt att använda vid förflyttningar.

## BROMS ACTIVE LIGHT

■ Broms gjord helt i aluminium i minimalistisk design, enkel funktion och med en vikt på endast 164gr (par).

## CARBON AXEL

■ Axel av carbon för drivhjulen.

## FOTSTÖD AV TITAN

■ Till KSL kan man välja ett fotstöd i titan för ytterligare reduktion av vikten.



# Küschall® KSL®

## HEL SVETSAD RAM

■ Med en helsvetsad ram kombineras vacker estetik och de bästa köregenskaper i ett. Med en transportvikt från 4,3kg är det den lättaste rullstolen från Küschall.

## CARBOLIFE DRIVRINGAR

■ Carbolife drivringar är designade efter handens anatomi för att få ett mera ergonomiskt grepp. Det för bättre körprestanda och minska risken för förslitningar i handen och handleden.

## LÄNKHJULSGAFFEL

■ I en ren och enkel design med integrerade lager som reducerar ansamling av smuts för att förenkla underhållet.



# EGENSKAPER

## SKRÄDDAR-SYDD

En KÜSCHALL KSL® är skräddarsydd efter användaren. Med det skapas en rullstol i perfekt geometri som nästan försvinner. Hela rullstolen, från ram till ryggstöd följer samma design, det är en KÜSCHALL KSL®



## VIKT

En KÜSCHALL KSL® kan väljas med olika tillval i titan eller carbon för att minska vikten utan att man för den delen ger avkall på rullstolens egenskaper, maximal vridsyvhet och bästa körprestandan.



## ELEGANT

Fotstödet, en av grunderna för ett bra sittande, följer rullstolens design samtidigt som fötterna ges ett bättre och bekvämare stöd, precis som bra design ska vara.



## HYDROFORMAD RAM

Hydroforming erbjuder mera möjligheter till att forma ett material. Denna teknik tillåter att man med likadant material som tidigare kan skapa en ännu starkare och vridstyvare ram. Det gör att vi med KÜSCHALL KSL® höjer ribban på hur en rullstol ska prestera.

# STYLING

## 1 RAMFÄRG



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

## 2 DEKAL



## 3 DEKALFÄRG



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

# TEKNISK DATA

## SITTBREDD

340 – 440 mm  
i steg om 20 mm



## SITTDJUP

385 – 485 mm  
i steg om 25 mm



## UNDERBENSLÄNGD

350 – 500 mm  
i steg om 10 mm



## RYGGHÖJD

270 – 420 mm  
i steg om 15 mm



## RYGGVINKEL

74° / 78° / 82° /  
86° / 90°



## SITTHÖJD

Fram: 450 – 530 mm  
Bak: 400 – 480 mm  
i steg om 10 mm



## RAMVINKEL

75° / 90°  
V-ram eller insvängd



## TOTALBREDD

SB + 170 mm



## TOTALLÄNGD

75°: ca. 800 mm  
90°: ca. 730 mm



## BALANSPUNKT/ COG

80 mm / 95 mm / 110 mm /  
125 mm / 140 mm



## CAMBER

0° / 3° / 6°



## TOTALVIKT

ca. 6.8 kg



## TRANSPORTVIKT

ca. 4.3 kg



## BRUKARVIKT

100 kg



Alla angivna mått och vikter är baserade på sittbredd 400 mm och sittdjup 400 mm i den lättaste och mest kompakta konfigurationen. Vikt och mått kan ändras med olika konfigurationerna. För mer information, se bruksanvisning på vår webbplats.



**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

**Kundservice: 08-761 70 90**  
Fax 08-761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

Invacare AB  
Box 66 – 163 91 Spånga  
Sweden