

Invacare® Top End® Force CC™ Handcycle

Price List and Order Form

Juillet 2015

www.invacare.fr



Date :

Nom du Distributeur :

Nom de l'Utilisateur :

Renseignements indispensables concernant le commercial ayant pris les mesures :

Nom :

Téléphone portable :

E-mail :

Information : Les fauteuils Top end ne peuvent être ni repris ni échangés en cas d'erreur.

TOP END FORCE CC HANDCYCLE:

FRCCC Top End Force CC Off Road 27 Speed Handcycle 5516.00 €
Top End Force CC – Vélo tout terrain

SEAT WIDTH: (Select One) / Largeur d'assise

15" Stealth Black Frame and Fork

17" Stealth Black Frame and Fork

BRAKING SYSTEM: / FREINS

Front Disk Brake and Parking Brake Standard

Frein à disque avant et frein de parking

XLT88 Dual Rear Disk Brake upgrade 520.00 €

Freins à disques arrière supplémentaires

CRANKARMS: / PEDALIERS

170mm length x 14" wide Standard

Longueur 170 mm x largeur 14"

170mm length x 17" wide No Charge

Longueur 170 mm x largeur 17"

WHEELS: / ROUES

559-26" wheels w/threaded Axles

Roues 559-26" avec axes vissés

TIRES: / PNEUS

Knobby mountain bike tires Standard

Pneus Knobby VTT

Cruiser clincher tires No charge

Pneus avec chambre route

SAFETY & COMFORT OPTIONS

OPTIONS DE CONFORT ET DE SECURITE

NOTE: All non-standard options will be shipped separately

NOTE: toutes les options non-standard seront expédiées séparément.

Seat and Back Cushions Standard

Coussin de dossier et d'assise

Chain Guard Standard

Protection de chaîne

Safety Flag Standard

Drapeau de sécurité

XLT9 Leg Guard Attachment 78.00 €

Système de protection des cuisses

XLT84 Crank width adaptor set (adds 1.5" per set) 21.00 €

Adaptateur pour élargir le pédalier (1.5" par côté)

XLT71 Tool and Tire Repair Kit 94.00 €

Outils et kit de réparation de pneu

XLT12 Mirror, Leg Rest Mount 31.00 €

Rétroviseur, monté au niveau des jambes

XLT13 Water Bottle & Cage 37.00 €

Gourde et support

XLT28 Backpack Hydration System 104.00 €

Sac à dos avec réservoir

XLT141 Heart Rate Monitor / Cardiomètre 104.00 €

Cardless computer / Compteur sans fil

XLT15 Helmet / Casque de protection 78.00 €

Small (6 5/8" – 7") Medium (6 7/8" – 7 1/2") Large (7 1/4" – 7 5/8")

XLT16 Extra Safety Flag / Drapeau de sécurité 31.00 €

Front Safety Light / Eclairage avant 26.00 €

XLT7 Rear Flashing Light / Eclairage arrière 26.00 €

XLT 33 Alignment Gauge / Calibre d'alignement 78.00 €

XLT20* Bike Rack for Trailer Hitch / Porte-vélo 468.00 €

1 1/4" (Std.) 2"

XLT40 Cable Kit / Kit de câbles 36.00 €

XLT74 Extra Steering Dampener 10.00 €

Amortisseur de direction supplémentaire

XLT86* LeMond® Revolution™ Trainer w/ power meter 1300.00 €*

LeMond® Revolution™ Home Trainer / avec mesure de

puissance

XLT87* LeMond Revolution Trainer w/o power meter 884.00* €

LeMond® Revolution™ Home Trainer / sans mesure de

puissance

XLT42* Indoor Stationary Trainer 260.00 €

Home Trainer intérieur fixe

XLT97* SportCrafters Mini-Roller Trainer 390.00 €

Mini Home trainer portable

TER126 Click Strap Large (pad length~12") 78.00 €

Ceinture à clip large

TER125 Click Strap Med (pad length~10") 78.00 €

Ceinture à clip médium

TER124 Click Strap Small (pad length~8") 78.00 €

Ceinture à clip small


RACE22* Top End T-Shirt L XL 17.00 €

RACE4* Wheel Bag / Sac pour les roues 187.00 €

RACE20* Handcycle Travel Bag 312.00 €

Sac de transport pour le vélo

RACE13* Top End Bike Jersey L XL 73.00 €



FORCE CC HANDCYCLE SPECIFICATIONS

Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil. Pour des options (accessoires) commandées séparément, consultez votre Distributeur pour obtenir le tarif.

Invacare® Top End® Force CC™ Handcycle

Price List and Order Form

Juillet 2015

www.invacare.fr



Date :

Nom du Distributeur :

Nom de l'Utilisateur :

Renseignements indispensables concernant le commercial avant pris les mesures :

Nom :

Téléphone portable :

E-mail :

Information : Les fauteuils Top end ne peuvent être ni repris ni échangés en cas d'erreur.

Frame – Ovalized 7000 series aluminum, Stealth Black frame color
Châssis: Tubes ovales en aluminium 7000

Wheel base: 60" Standard, Overall Length 86"
Longuer chassis 60", longueur totale 86".

Removable Fork – 7000 series aluminum with adjustable crank housing.
Fourche amovible: en aluminium 7000, hauteur de pédalier réglable

Components: Shimano® Deore Rapid-fire® Brake/Shifter
Composants: Frein/sélecteur de vitesse Shimano Deore-Rapid-fire

Mounting Position: Sélectionneur de vitesse / Brake Lever: Right Handle
Position montée: Sélecteur de vitesse / Levier de frein: poignée droite

Front Wheel Cassette: 11-34
Cassette roue avant: 11-34

Chain ring: 44-34-22
Couronne: 44-34-22

Handpedal Size: Medium (1 3/4")
Poignée de pédalier: Médium

Diagonal and Vertical Crank Height Adjustment
Pédalier réglable en hauteur en diagonal et en vertical

Camber: 0 degrees / Carrossage: 0°

Turning Radius – 18 feet for 360° circle, 12 feet w/one backing maneuver.
Angle de giration – 18 pieds pour cercle de 360°, 12 pieds avec manœuvre en marche arrière

Static Tip Angle - 39° for 250 lb subject.
Pente max 39° pour un poids utilisateur de 113 kg.

Transfer Seat Height – 11.5" with 2" cushion.
Hauteur de transfert: 11.5" avec coussin 2"

Ground clearance- 6.5"
Garde au sol: 6.5"

Backrest – Adjustable fore and aft.
Dossier réglable en avant et en arrière

Back Angle – Adjustable angle back of 90° - 120°.
Angle de dossier: dossier réglable en angle 90° à 120°

Propulsion System – Shimano components 27 speeds, 44-34-22 chain rings and 11/34 cassette. The 11/34 cassette is operated by the Hands-On Rapid Fire unit which is mounted on the right hand pedal. It operates both the 11/34 cassette and the hands-on front disk brake. The top chain rings utilizes a cable driven shifter system located on upper crank.

Braking System – A parking brake/second brake is mounted on the upper fork. Front disk brake is standard and the brake lever is mounted on the right handpedal. Rear disk brakes are optional and the brake lever is mounted on the left side of the fork.

Système de propulsion: Composants Shimano 27 vitesses, couronnes 44-34-22 et cassette 11/34. La cassette 11/34 s'actionne avec le système Rapid-fire qui est monté sur la pédale droite. Il agit à la fois sur la cassette 11/34 et sur la poignée de frein avant à disque. La couronne la plus grande est actionnée par un sélecteur à câble situé au-dessus du pédalier

Système de freinage - Le frein de parking est monté sur la fourche supérieure.

Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil. Pour des options (accessoires) commandées séparément, consultez votre Distributeur pour obtenir le tarif.

Frein à disque avant standard et levier de frein monté sur le côté droit de la poignée du pédalier. Les freins à disque arrière sont en option et le levier de frein est monté sur le côté gauche de la fourche.

Crank set – Top End Crankset
Pédalier: Pédalier Top-End

Steering – Pivot steering and raked fork for controlled turning and stability.
Direction: amortisseur de direction et fourche large pour améliorer le contrôle et la stabilité.

Crank – Adjustable height both vertical and diagonal.
Pédalier – Réglable en hauteur à la vertical et à la diagonal.

Hand pedals – Hand pedals are made of lightweight aluminum and are ovalized to precisely fit the hand. The bearings allow the pedal to rotate while pedaling are located in the crank set and not in the pedal, which makes this pedal very comfortable.

Les poignées sont réalisées en aluminium léger et sont ovalisées afin de s'adapter au mieux à la forme des mains. Les roulements permettant la rotation de la pédale sont situés dans la poignée et non pas dans le pédalier, apportant plus de confort.

Footrest – Multi-adjustable fore and aft w/straps to securely cradle calves and feet. Straps are 4" wide and feature safety straps for ankles.

Repose-pieds – Réglables en avant et en arrière avec bandes velcro de maintien (largeur 4" = 102 mm) pour les pieds et chevilles.

Performance wheels – Silver spoked wheels with threaded axles and alloy rims.

14 gauge stainless steel spokes. 50-559 (26") x 1.95" Knobby Clincher
Tire/Tube

40-60psi. or optional 26" x 1.5" Cruiser Clincher Tire.

Roues Performance – Roues rayons argent avec axes vissés et jante en alliage. 14 rayons acier inoxydable. Pneu Knobby cranté 50-559 (26") x 1.95" 40-60psi ou en option pneu cranté route 26" x 1.5"

Upholstery – Black nylon upholstery with 2" seat and back cushion standard. Seat restraint included.

Toile en nylon noir avec en standard un coussin d'épaisseur 2" sur l'assise et le dossier.

Warranty – 2 years on frame and fork to original owner.
Garantie – 2 ans sur le châssis et fourche.

Weight Limit: 250 pounds
Poids max. utilisateur: 113 kg.