

Guide de choix fauteuils / chaises de douche mobiles

CHAISES DE DOUCHE A POUSSER

Aquatec
Ocean Ergo



1604208

Aquatec
Ocean Ergo XL



1604210

Invacare **Lima**



1525732

Aquatec
Ocean Vip Ergo



1604019

Aquatec
Ocean Dual-Vip Ergo



1604134

	Découpe toilette intime	✓	✓	✓	✓	✓
	Couvercle	Option	Option	✓	Option	Option
	Largeur HT	565 mm	645 mm	575 mm	565 mm	565 mm
	Largeur d'assise	480 mm	480 mm	460 mm	480 mm	480 mm
	Profondeur HT	905 mm	905 mm	1045 mm	1000 mm	1000 mm
	Profondeur d'assise	480 mm	480 mm	460 mm	480 mm	480 mm
	Hauteur d'assise	475 - 600 mm	475 - 600 mm	580 mm	475-600 mm	475-600 mm
	Hauteur HT	1020-1145 mm	1020-1145 mm	1000 mm	1050-1340 mm	1050-1340 mm
	Hauteur du Dossier	545 mm	545 mm	420 mm	575 mm	575 mm
	Poids	17 kg	18 kg	14 kg	23,5 kg	28,3 kg
	Poids max utilisateur	150 kg	180 kg	135 kg	150 kg	150 kg
Caractéristiques dossiers	Réglable en tension	✓	✓		✓	✓
	Inclinable					✓
Caractéristiques accoudoirs	Amovible					
	Relevable	✓	✓	✓	✓	✓
Caractéristiques repose-pieds	Réglable en hauteur	✓	✓	✓	✓	✓
	Relevable	✓	✓	✓	✓	✓
	Amovible	✓	✓	✓	✓	✓
	Repose-pieds / Palette monobloc	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds

FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

Aquatec
Ocean Ergo



1604209

Aquatec
Ocean Ergo XL



1604212

Invacare **Lima**



1525733

✓	✓	✓
Option	Option	✓
670 mm	670 mm	680 mm
480 mm	460 mm	460 mm
1050 mm	1050 mm	1115 mm
480 mm	460 mm	460 mm
475 - 600 mm	475 - 600 mm	580 mm
1045-1170 mm	1045-1170 mm	1000 mm
570 mm	570 mm	420 mm
23 kg	24 kg	19 kg
150 kg	180 kg	135 kg

✓

✓

✓	✓	✓
---	---	---

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Repose-pieds

Repose-pieds

Repose-pieds