

AQUATEC®

Handgrepen en Beugels



Handgrepen en opklapbare beugels



Yes, you can.®



Invacare **H320/1**

- Handgreep van hoogwaardige kwaliteit kunststof, zeer duurzaam en krasbestendig
- Ovalen vorm met hoek voor betere grip en ondersteuning



Invacare **H140 - H142**

- Handgrepen gemaakt van hoogwaardige kwaliteit kunststof, zeer duurzaam en krasbestendig
- Verkrijgbaar in drie verschillende lengtes
- Ergonomisch gevormd voor een comfortabele grip



Invacare **H335**

Invacare **H345**

- Ruimtebesparend: wordt aan de muur bevestigd en kan worden opgeklapt wanneer niet in gebruik
- De opklapbare toiletbeugel is vergrendeld in opgeklapte positie
- Ook verkrijgbaar met in hoogte verstelbare steunpoot voor extra stabiliteit
- Steunpoot vouwt automatisch in wanneer de beugel wordt opgeklapt
- In verschillende lengtes en in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Kijk hiervoor in de prijslijst.



Invacare **H170 Stileo**



Invacare **H171 Stileo**



Invacare **H172 Stileo**

- Handgreep met zuignap voor in de badkamer om natuurlijke beweging te ondersteunen
- Eenvoudig te plaatsen door een vacuüm hendel
- Ergonomisch gevormd met anti-slip materiaal voor een zekere grip, verkrijgbaar in drie lengtes
- Voor korte termijn, tijdelijke toepassing

Technische gegevens


Voor uitgebreidere informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, verwijzen wij naar invacare.nl.

Artikelnummers	Invacare H320/1	Invacare H140	Invacare H141	Invacare H142	Invacare H335	Invacare H345	Invacare H170	Invacare H171	Invacare H172
Handgreep (per 3 stuks verpakt)	H320/1	1525875	1525876	1525877					
Opklapbare toiletbeugel					H335				
Opklapbare toiletbeugel met steunpoot						H345			
Beugel met zuignap (per 3 stuks verpakt)							1606999	1526476	1526477
Afmetingen									
Lengte (A)	330 (hoek 135°)	250 mm	400 mm	500 mm	-	-	290 mm	400 mm	500 mm
Breedte (B)	40 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm (A)	40 mm (A)	35 mm	35 mm	35 mm
Diepte	-	-	-	-	620 mm (B)	620 mm (B)	-	-	-
Hoogte (C)	76 mm	105 mm	105 mm	105 mm	135 mm	135 mm	72mm	75 mm	75 mm
Totale breedte (D)	-	65 mm	65 mm	65 mm	135 mm	135 mm	95 mm (E)	100 mm (E)	100 mm (E)
Totale lengte	-	-	-	-	-	-	300 mm	450 mm (D)	550 mm (D)
Totale diepte	-	-	-	-	700 mm (E)	700 mm (E)	-	-	-
Totale hoogte	-	-	-	-	220 mm (F)	220 mm (F)	-	-	-
Binnenlengte (E)	245 mm	125 mm	275 mm	375 mm	-	-	105 mm	165 mm (F)	270 mm (F)
Hoogte, steunpoot (G)	-	-	-	-	-	635 - 645 mm	-	-	-
Diepte, opgeklapt	-	-	-	-	170 mm	170 mm	-	-	-
Hoogte, opgeklapt	-	-	-	-	820 mm	840 - 850 mm	-	-	-
Ø Zuignap	-	-	-	-	-	-	80mm	93 mm	93 mm
Extra informatie									
Gewicht	0,18 kg	0.3 kg	0.5 kg	0.6 kg	3.0 kg	3,5 kg	0.35 kg	0.5 kg	0.6 kg
Belastbaar gewicht	115 kg	120 kg	120 kg	120 kg	125 kg	125 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Blauw-wit	Blauw-wit	Blauw-wit


Invacare **H320/1**




Invacare **H140 - H142**



Invacare **H335/H345**



Invacare **H170 / H171 / H172 Stileo**



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
 Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
 Nederland



Yes, you can.®