

Heel Pro Evolution

For optimal hælafastning og positionering



Komfort og trykafastning

For optimal positionering og aflastning



Yes, you can.®

Heel Pro Evolution

er en hælaflaster, der tilbyder udpræget komfort og effektiv trykaflastning af hælområdet, for patienter med høj risiko for at udvikle tryksår.



For patienter med trykskader på hæle, kan Heel Pro Evolution være et effektivt supplement til behandlingen, idet det unikke design tilbyder optimal aflastning af trykket på hælene, som det er anbefalet i 2019 Europæiske guidelines (EPUAP 2019).

Reduktion af tryk og shear på hæle

Det er meget vigtigt i den kliniske planlægning og praksis at holde fokus på at nedbringe tryk og shearkræfter på patientens hæle. Den posteriore prominens af hælen er årsag til voldsomt tryk, også når der anvendes et trykaflastende underlag (EPUAP 2019).

Baseret på Vicair® teknologi!

Heel Pro Evolution er udviklet af Vicair, som er kendt for deres unikt designede trykaflastende puder, der ligeledes trykaflaster ved hjælp af de unikke Vicair® Smartcells. Heel Pro Evolution tilbyder fortrinlig redistribuering af tryk og optimal positionering. Heel Pro Evolution består af et slidstærkt lavfriktionsmateriale yderst og et blødt materiale inderst samt 4 indbyggede luftceller.






Perfekt form og distribuering af tryk

Heel Pro Evolution er let og komfortabel, og kan anvendes af patienten i alle positioner. Hælaflasteren kan anvendes i liggende og/eller siddende position samt gående over korte strækninger.

- ✓ Kan anvendes forebyggende til patienter med øget risiko for at udvikle tryksår på hæl og/eller ankel forårsaget af tryk eller shearkræfter.
- ✓ Kan anvendes både til forebyggelse af tryksår samt et effektivt supplement til behandling af eksisterende tryksår.
- ✓ Mindsker smerte under længere perioder af sengeleje.
- ✓ Hjælper med til at forhindre dropfod.
- ✓ Vedligeholdelsesfrit produkt, som kan vaskes ved 60 grader.
- ✓ En løsning der giver 100% aflastning af hælen.



› **Heel Pro Evolution** findes i tre størrelser for at tilgodese de fleste fod- og fodleddimensioner. Patienter med en ankeldimension større end 43 cm anbefales størrelsen XL.



› **Heel Pro Evolution** er forsynet med burrebånd som kan tilpasses individuelt for optimal påsætning.

› **Heel Pro Evolution** tillader at patienten kan gå et par skridt til og fra stol eller seng. Den skridsikre underside gør det sikrere at forflytte sig.



Tekniske data ▼



Vægt ▼

0,1 kg



Rengøring ▼

60°C



Tørretumbling ▼

Må ikke
tørretumbles



Størrelser ▼

Small
Standard
XL



Garanti ▼

1 år

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

