



NOVITÀ

Invacare®

Action^{®3} NG Light

Scopri la nuova superleggera Invacare!





SUPER-leggera

Con solo 12,2 kg di peso nella configurazione standard, **Action³ NG Light** si rivela estremamente maneggevole, comoda e versatile. Grazie all'ampia gamma di colori telaio e agli innumerevoli accessori di cui dispone, questa superleggera è la giusta risposta a qualsiasi esigenza di stile e funzionalità. Moderna, leggera e dalle elevate performance.



Comfort e compattezza

Disponibile come optional, lo schienale inclinabile in continuo +/-15° permette di regolare l'inclinazione per trovare con estrema facilità il massimo comfort per l'utente. Inoltre, questo innovativo schienale è anche abbattibile sulla seduta per ridurre al minimo l'ingombro della carrozzina durante il trasporto. Comfort e minimo ingombro in un solo gesto!



Braccioli tubolari

I braccioli tubolari, ora disponibili come optional, attribuiscono a **Action³ NG Light** un look slanciato e ne esaltano lo stile dinamico da superleggera.



Dettagli di stile

La nuova **Action³ NG Light** monta di serie forcelle anteriori e supporto posteriore in lega superleggera. La particolare sagomatura e il materiale di alto livello qualitativo contribuiscono a ridurre il peso totale della carrozzina.



Ruote LightWeight

Di serie, questa superleggera monta ruote posteriori LightWeight con 24 raggi radiali neri e mozzo nero. È possibile dotarle anche di copertoni Marthon Plus per un look ancora più accattivante e sportivo.

Dati tecnici

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza seduta da terra	Inclinazione schienale	Altezza dello schienale I	Inclinazione portapedana	Lunghezza pedane
<i>Invacare Action³_{NG} Light</i>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	385 / 410 / 435 / 460 / 485 mm	7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0 - 80°	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm

	Altezza dei braccioli	Larghezza totale	Larghezza da piegata	Profondità totale	Profondità senza poggiatesta	Altezza totale	Pendenza max superabile
<i>Invacare Action³_{NG} Light</i>	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	+ 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm	9°


	Diametro di sterzata	Peso max utente	Peso complessivo	Peso solo telaio
<i>Invacare Action³_{NG} Light</i>	870 mm	125 kg	12,2 kg	7.1 kg



Colori telaio



Rivestimento



Tel.: +39 0445 380059
 Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
 e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
 Via dei Pini, 62 - 36016
 THIENE (VI) - Italy

Trusted Solutions,
 Passionate People

