

Sollevatori passivi BIRDIE EVO: modelli a confronto

		Birdie EVO Compact 150KG	Birdie EVO 180kg apert. manuale	Birdie EVO 180kg apert. elettrica	Birdie EVO Plus 180kg	Birdie EVO Xplus 210KG
Modello	Birdie EVO COMPACT (PL 4052)	150 kg	1650117			
	Birdie EVO apertura manuale base	180 kg		1650116		
	Birdie EVO apertura elettrica base	180 kg		1650155		
	Birdie EVO PLUS apertura elettrica base	180 kg			1650118	
	Birdie EVO XPLUS	210 kg				1656616
Smontaggio	Pieghevole senza attrezzi	X	X	X		
	Staccabile				X	X
Base	Apertura meccanica della base con pedale	X	X			
	Apertura elettrica della base			X	X	X
Ruote	Ruote anteriori Ø100 mm (senza freni)	X	X	X	X	X
	Ruote posteriori Ø100 mm (con freni)	X	X	X		
	Ruote posteriori Ø125 mm (con freni)				X	X
Elettronica	Elettronica CBJ-Home (batteria integrata)	X				
	Elettronica CBJ2		X			
	Elettronica CBJ1			X		
	Elettronico CBJ-Care				X	X
	Pulsantiera	X	X	X		
	Pulsantiera con indicatore di batteria e status				X	X
Imbracatura	Universale std M 1485883			X		
Bilancino	Bilancino a 2 punti 45 cm	X	X			
	Bilancino a 2 punti 55 cm					X
	Bilancino a 4 punti 45 cm			X	X	
	Slow'R - riduzione oscillazione	X	X	X	X	X
	Smartlock technology- bilancino staccabile	X	X	X	X	X
Accessori	Copri gambe in plastica protettiva	incluso	incluso	incluso	incluso	incluso
	Leva apertura base					
	Bilancia - omologata		AP1656598			
	Bilancia - homecare		AP1656596			
	Caricabatteria da muro		AP1651491			
	Batteria extra		AP1514573-7035			
	Imbracatura		vari modelli	VEDI BROCHURE		

