



 **Bodypoint**[®]
STRENGTHEN YOUR POSITION



I numeri 1 nel p

Josh Dueck sciatore professionista,
atleta paralimpico e utilizzatore Bodypoint®
Foto: Alain Sleigher

osizionamento.

Una scelta tutta personale.

Gareggiare alla stregua di un campione olimpico, fornire un sollievo alle zone soggette a maggior pressione, mantenere una posizione eretta per favorire una migliore percezione di sé: qualunque sia il motivo, l'importante è poter contare sempre su un corretto posizionamento nella carrozzina ed ottenere così un generale miglioramento della qualità di vita. Noi di Bodypoint® lavoriamo instancabilmente per elaborare soluzioni straordinarie per il posizionamento, senza mai dimenticare la nostra priorità: aiutare le persone a sfruttare al massimo le loro potenzialità.

Indice



4-5

POSIZIONAMENTO PELVICO

Cinture imbottite

Stabilizzatore pelvico Evoflex®

Kit di fissaggio T-slot



6-7

POSIZIONAMENTO DEL TRONCO

Stabilizzatori pettorali Stayflex™

Bretellaggio PivotFit™

Bretellaggio Trimline

Cinture pettorali Monoflex™



8

POSIZIONAMENTO ARTI INFERIORI

Cavigliere Ankle Huggers®

Pannelli poggia-polpacci e fasce per polpacci



9

TAGLIE



La presenza di questo simbolo garantisce che il prodotto è stato testato secondo i nuovi standard che regolamentano le attrezzature per il supporto posturale nelle carrozzine.



Per maggiori informazioni:

www.bodypoint.com/standards



Scegli la tua cintura pelvica Bodypoint®

1 SCEGLI IL TIPO DI CINTURA



Cintura pelvica due punti

Dotata di imbottitura, offre un sostegno confortevole per garantire l'allineamento posturale. Facile da utilizzare e pulire.



Cintura pelvica quattro punti

Garantisce un posizionamento stabile e un perfetto allineamento del bacino. I punti di fissaggio supplementari evitano che la cintura si sposti verso l'alto o scivoli sull'addome.



Stabilizzatore pelvico Evoflex®

Le fasce laterali rigide restano in posizione per consentire un rapido aggancio e non rischiano di impigliarsi nelle ruote della carrozzina. L'attacco assicura massima stabilità e controllo posturale.

2 SCEGLI IL TIPO DI FIBBIA



Fibbia con pulsante

Sottile, con superficie liscia e arrotondata. Guscio rimovibile per variare la misura del foro di sgancio e per consentire le operazioni di pulizia. In dotazione: guscio ad accesso standard.

Su richiesta si possono acquistare separatamente gusci ad accesso ridotto o di sicurezza.

GUSCI OPZIONALI:



Guscio ad accesso ridotto

FS018D-1 1-1/2", pulsante diam. 14 mm. Per utilizzo con cinture M46.

FS019D-1 2", pulsante diam. 14mm. Per utilizzo con cinture L62.



Guscio di sicurezza

FS018C-1 1-1/2", pulsante diam. 6mm. Per utilizzo con cinture M46.

FS019C-1 2", pulsante diam. 6mm. Per utilizzo con cinture L62.



Fibbia con sgancio laterale

Leggera e sicura



Fibbia con pulsante in metallo XS

Resistente, sicura, a prova di bambino



Fibbia Rehab Latch™

Leggera, resistente, sottile, di facile utilizzo anche per utenti con funzionalità della mano ridotte. Nota: Solo per stabilizzatore pelvico Evoflex®

3 SCEGLI IL TIPO DI TRAZIONE



Trazione centrale

Per utilizzatori con basso tono muscolare o debolezza fisica



Doppia trazione

Per utilizzatori che necessitano di maggior flessibilità in considerazione di potenziali variazioni di peso o in caso di maggior ingombro degli indumenti.



Trazione posteriore

Per utilizzatori con elevato tono muscolare. Contrasta la rotazione del bacino, consentendo all'assistente di posizionare il bacino da un lato, stabilizzarlo e quindi eseguire il posizionamento sull'altro lato.

4 SCEGLI LA TAGLIA

Si veda pag. 9 per maggiori informazioni sulle taglie e le modalità di misurazione.

5 SCEGLI IL TIPO DI ATTACCO



-B2 **Cinch-Mount™**
Veloce, preciso, di facile regolazione.

oppure



-B1 **Flat-Mount™**
Versatile, piatto.




BARRY

L'atteggiamento entusiastico di Barry verso la vita e il suo spirito di avventura sono veramente contagiosi. Un vero e proprio esploratore intrepido che, grazie alla sua grande passione per gli sport estremi, ha potuto testare direttamente sul campo i limiti e le potenzialità degli ausili montati sulla sua carrozzina. Lo stabilizzatore pelvico Evoflex® ha offerto a Barry maggior stabilità e un più ampio grado di mobilità.

Clicca il link seguente per saperne di più:

www.bodypoint.com/success-stories




6 IDENTIFICA IL CODICE



	CINTURA PELVICA DUE PUNTI			STABILIZZATORE PELVICO EVOFLEX		CINTURA PELVICA QUATTRO PUNTI
	Taglia	Pulsante	Sgancio laterale	Pulsante	Rehab Latch	Pulsante
TRAZIONE CENTRALE	S38	HB235-S38-B2		EB235XS		HB435-S38-B2
	M46	HB205-M46-B1 HB205-M46-B2			EB225M	HB405-M46-B1 HB405-M46-B2
	L62	HB205-L62-B1 HB205-L62-B2			EB225L	HB405-L62-B1 HB405-L62-B2
DOPPIA TRAZIONE	S38		HB216-S38-B2			
	M46		HB216-M46-B2			
	L62		HB216-L62-B2			
TRAZIONE POSTERIORE	S38		HB219-S38-B2			
	M46		HB219-M46-B2			
	L62					

7 ACCESSORI OPZIONALI



Kit di fissaggio T-Slot

Cinture pelviche Bodypoint ad attacco diretto con kit di fissaggio T-Slot da 10mm (1/4"), adatte per carrozzine elettriche Invacare®. Realizzato in lega d'acciaio, questo kit di facile utilizzo è provvisto di attacchi Cinch-Mount™ e Flat-Mount™. Utilizzato con lo stabilizzatore pelvico Evoflex®, l'ingombro a livello dell'attacco è ridotto al minimo.

Venduto in coppia: **HKA10-1**



JORDAN

Grazie al bretellaggio PivotFit™, Jordan ha acquisito maggior stabilità e controllo del capo. Questo gli consente di azionare facilmente, con il capo, l'emulatore di mouse per utilizzare il computer a scuola o nel tempo libero.

Clicca il link seguente per saperne di più:
www.bodypoint.com/success-stories

Scegli per gara



Stabilizzatore pettorale Stayflex™

Offre un sostegno deciso del tronco lasciando al contempo la massima libertà di movimento all'altezza delle spalle.

- Tessuto brevettato bielastico per evitare lo spostamento verso l'alto del supporto
- Perfetto equilibrio tra elasticità e resistenza per garantire nel tempo performance ottimali e massima stabilità.



Cintura pettorale Monoflex™

Offre un valido ed efficace supporto a livello addominale e pettorale.

- La particolare imbottitura dinamica regola l'estensibilità e garantisce stabilità anche in caso di movimenti spastici intensi.
- La particolare forma assottigliata alle due estremità consente di distribuire la pressione lungo la sezione centrale.



il supporto più adeguato per garantire comfort e funzionalità



La fibbia piroettante Bodypoint permette un posizionamento preciso delle imbottiture per una vestibilità personalizzata.



Bretellaggio PivotFit™

Offre un efficace posizionamento a livello delle spalle per consentire agli utilizzatori di mantenere una posizione eretta, facilitando la respirazione, un miglior controllo del capo e una maggiore stabilità.

- la particolare forma ergonomica offre un supporto ottimale e una pratica vestibilità.
- la fibbia piroettante ad alta tenuta consente un preciso posizionamento dell'imbottitura per una vestibilità personalizzata.
- disponibile con attacchi dinamici o standard (non-strech)



Modello con attacchi standard (non-strech) per un posizionamento più aggressivo.



Modello con attacchi dinamici per ridurre i movimenti spastici.

Bretellaggio Trimline

Offre un valido sostegno, lasciando al contempo all'utilizzatore massima libertà per il controllo del tronco. E' la soluzione più efficace per contrastare la retrazione delle spalle.

- Imbottiture indipendenti e configurazioni versatili: con fissaggio sul retro o con incrocio sullo sterno.
- La particolare conformazione delle imbottiture e l'assenza di fibbie nella parte anteriore lo rendono confortevole ed adatto anche per un'utenza femminile.



Nella configurazione con fissaggio sul retro, il bretellaggio Trimline assicura il massimo controllo delle spalle.



Tutti i modelli presentano un attacco a trazione anteriore

Questa soluzione offre la massima stabilità, consentendo la regolazione sia di fronte che alle spalle dell'utente.

Taglia	STAYFLEX		PIVOTFIT		TRIMLINE	MONOFLEX
	Standard senza cerniera	Stretto con cerniera	Standard	Dinamico		
XXS			SH250XXS-B2	SH270XXS-B2		
XS	SH311XS-B2		SH250XS-B2	SH270XS-B2		SH120XS-B3
S	SH311S-B2		SH250S-B2	SH270S-B2	SH230S-B2	SH120S-B3
M		SH330M-B2	SH250M-B2	SH270M-B2	SH230M-B2	SH120M-B3
L		SH330L-B2	SH250L-B2	SH270L-B2	SH230L-B2	SH120L-B3
XL		SH330XL-B2	SH250XL-B2	SH270XL-B2		SH120XL-B3

Come di prassi, si consiglia di utilizzare un supporto per il bacino in presenza di eventuali supporti frontali.



ADITYA

Aditya ha scelto i nostri ausili anche per la loro vestibilità discreta.

Grazie alle cavigliere con chiusura in velcro Bodypoint, riesce a mantenere i piedi saldamente in posizione e in totale sicurezza, evitando così che possano scivolare dalla pedana per effetto di spasmi repentini o urti accidentali.

Clicca il link seguente per saperne di più:
www.bodypoint.com/success-stories



Cavigliere Ankle Huggers® con sgancio laterale

Vendute in coppia.

Il cinturino di regolazione consente il perfetto posizionamento in ogni situazione e la fibbia con sgancio laterale assicura la massima tenuta anche in caso di utilizzo intenso.



Pannello poggia polpacci Aeromesh®

Realizzato con il nostro materiale brevettato Aeromesh®. Grazie ad un resistente rinforzo interno, offre massima traspirabilità senza alcuna deformazione.



Fascia imbottita per polpacci Aeromesh®


Offre un supporto confortevole e mantiene i piedi poggiati saldamente e in totale sicurezza sulla pedana. Non si deforma, a garanzia di una distribuzione della pressione corporea più efficace e una maggior durata nel tempo.



Taglia	CAVIGLIERE	PANNELLO POGGIA POLPACCI	FASCE PER POLPACCI
XS	FT220XS		
S	FT220S	SP103S	SP102S
M	FT220M	SP103M	SP102M
L	FT220L	SP103L	SP102L
XL	FT220XL		

Cinture pelviche e stabilizzatore pelvico Evoflex®


1. Individua la posizione migliore per la cintura.
2. Con un metro da sarto, misura la parte del corpo che andrà a trattenere. Questa misura corrisponde alla lunghezza dell'imbottitura della cintura (misura B)
3. Scegli la taglia della cintura



Taglia cintura	Range
S38	30-38cm (12-15")
M46	39-46cm (15-1/2 - 18")
L62	47-62cm (18-1/2 - 24-1/2")




Per saperne di più guarda il video:
www.youtube.com/user/BodypointInc



Misure per cinture pelviche

Taglia	A	B	C	D
S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	117cm (46")
M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	6cm (2-1/4")	142cm (56")
L62	5cm (2")	62cm (24-1/2")	7cm (2-3/4")	155cm (61")




Misure per stabilizzatori pelvici Evoflex®

Size	A	B	C	D
S38	2.5cm (1")	38cm (15")	5cm (2")	63cm (24-3/4")
M46	4cm (1-1/2")	46cm (18")	6cm (2-1/4")	76cm (29-3/4")
L62	5cm (2")	62cm (24-1/2")	7cm (2-3/4")	96cm (37-3/4")

Stayflex™, PivotFit™ e bretellaggio Trimline

Misura la larghezza delle spalle. Se la misura identificata ricade a cavallo di due diverse taglie, prendi in considerazione anche altri fattori, quali ad esempio l'eventuale presenza di indumenti più pesanti, la crescita dell'utilizzatore o potenziali oscillazioni di peso.




Taglia Larghezza delle spalle

XS	24-28cm (9-1/2-11")
S	28-33cm (11-13")
M	33-41cm (13-16")
L	41-48cm (16-19")
XL	48-56cm (19-22")

Monoflex™

Misura l'ampiezza del tronco (fino al punto di appoggio sullo schienale), all'altezza in cui sarà indossato il Monoflex™. Consulta le misure riportate in tabella.




Taglia Range di vestibilità (min/max)

XS	36-45cm (14-17-1/2")
S	46-55cm (18-21-1/2")
M	56-65cm (22-25-1/2")
L	66-75cm (26-29-1/2")
XL	76-85cm (30-33-1/2")

Supporto per polpacci Aeromesh®


Per una vestibilità ottimale, misura la larghezza della carrozzina



S	31cm-38cm (12-15")
M	38cm-48cm (15-19")
L	48cm-56cm (19-22")

Cavigliere Ankle Huggers®

Misura la circonferenza sopra la caviglia



XS	14cm-17cm (5-1/2-7")
S	17cm-20cm (6-1/2-8")
M	19cm-23cm (7-1/2-9")
L	22cm-29cm (8-1/2-11-1/2")
XL	28cm-33cm (11-13")

	Codice	Descrizione	
Cinture pelviche			
Serie HB205			
	HB205-M46-B1	Cintura a trazione centrale, con pulsante	Imbottitura M x 46cm, Flat-mount
	HB205-M46-B2	Cintura a trazione centrale, con pulsante	Imbottitura M x 46cm, Cinch-Mount
	HB205-L62-B1	Cintura a trazione centrale, con pulsante	Imbottitura L x 62cm, Flat-mount
	HB205-L62-B2	Cintura a trazione centrale, con pulsante	Imbottitura L x 62cm, Cinch-Mount
Serie HB405			
	HB405-M46-B1	Cintura 4 punti, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura M x 46cm, Flat-mount
	HB405-M46-B2	Cintura 4 punti, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura M x 46cm, Cinch-Mount
	HB405-L62-B1	Cintura 4 punti, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura L x 62cm, Flat-mount
	HB405-L62-B2	Cintura 4 punti, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura L x 62cm, Cinch-Mount
HB216			
	HB216-S38-B2	Cintura a doppia trazione, sgancio laterale	Imbottitura S x 38cm, Cinch-Mount
	HB216-M46-B2	Cintura a doppia trazione, sgancio laterale	Imbottitura M x 46cm, Cinch-Mount
	HB216-L62-B2	Cintura a doppia trazione, sgancio laterale	Imbottitura L x 62cm, Cinch-Mount
HB219			
	HB219-S38-B2	Cintura, trazione posteriore, sgancio laterale	Imbottitura S x 38cm, Cinch-Mount
	HB219-M46-B2	Cintura, trazione posteriore, sgancio laterale	Imbottitura M x 46cm, Cinch-Mount
Serie HB235			
	HB235-S38-B2	Cintura, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura S x 38cm, Cinch-Mount
Serie HB435			
	HB435-S38-B2	Cintura, 4 punti, trazione centrale, con pulsante	Imbottitura S x 38cm, Cinch-Mount
	EB235XS	Stabilizzatore pelvico Evoflex	X-S, con pulsante
	EB225M	Stabilizzatore pelvico Evoflex	Medium, Latch
	EB225L	Stabilizzatore pelvico Evoflex	Large, Latch
	FS018D-1	1-1/2", Foro 014mm, grigio	1-1/2", Foro 014mm, grigio
	FS019D-1	2", Foro 014mm, grigio	2", Foro 014mm, grigio
	FS018C-1	1-1/2", Foro 06mm, grigio	1-1/2", Foro 06mm, grigio
	FS019C-1	2", Foro 06mm, grigio	2", Foro 06mm, grigio
	FS029C-1	Fibbia 1" con pulsante	Fibbia 1" con pulsante

Cinture pettorali e bretellaggi

Monoflex

	SH120XS-B3	Monoflex, trazione anteriore	X-Small, Fascetta con anello
	SH120S-B3	Monoflex, trazione anteriore	Small, Fascetta con anello
	SH120M-B3	Monoflex, trazione anteriore	Medium, Fascetta con anello
	SH120L-B3	Monoflex, trazione anteriore	Large, Fascetta con anello
	SH120XL-B3	Monoflex, trazione anteriore	: X-Large, Fascetta con anello



Fibbia con pulsante



Fibbia con pulsante



Fibbia con sgancio laterale



Fibbia con sgancio laterale



Fibbia con pulsante XS



Fibbia con pulsante XS



Fibbia Rehab Latch M/L



	Codice	Descrizione	
PivotFit			
*	SH250S-B2	Bretellaggio PivotFit	Small, traz. ant., Cinch -Mount
*	SH250M-B2	Bretellaggio PivotFit	Medium, traz. ant., Cinch -Mount
*	SH250L-B2	Bretellaggio PivotFit	Large, traz. ant., Cinch -Mount
	SH250XL-B2	Bretellaggio PivotFit	X-Large, traz. ant. Cinch -Mount
*	SH250XS-B2	Bretellaggio PivotFit	X-Small, traz. ant., Cinch -Mount
*	SH250XXS-B2	Bretellaggio PivotFit	XX-Small, con CM096
	SH270L-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	Large, traz. ant., Cinch -Mount
	SH270M-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	Medium, traz. ant. Cinch -Mount
	SH270S-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	Small, traz. ant., Cinch -Mount
	SH270XL-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	X-Large, traz. ant. Cinch -Mount
	SH270XS-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	X-Small, traz. ant. Cinch -Mount
	SH270XXS-B2	Bretellaggio PivotFit Dinamico	XX-Small, traz. ant. Cinch -Mount
Stayflex			
*	SH311XS-B2	Stayflex, Std, trazione anteriore	X-Small, senza zip, Cinch -Mount,
*	SH311S-B2	Stayflex, Std, trazione anteriore	Small, senza zip, Cinch -Mount
*	SH330M-B2	Stayflex, stretto, trazione anteriore	Medium, con zip, Cinch -Mount,
*	SH330L-B2	Stayflex, stretto, trazione anteriore	Large, con zip, Cinch -Mount
	SH330XL-B2	Stayflex, stretto, trazione anteriore	X-Large, con zip, Cinch -Mount
Trimline			
	SH230S-B2	Bretellaggio, trazione anteriore	Small, Trimline, Cinch -Mount
	SH230M-B2	Bretellaggio, trazione anteriore	Medium, Trimline, Cinch -Mount
	SH230L-B2	Bretellaggio, trazione anteriore	Large, Trimline, Cinch -Mount



Cavigliere/supporti per polpacci

Cavigliera			
*	FT220XS	Cavigliera, sgancio laterale	X-Small, conf.
*	FT220S	Cavigliera, sgancio laterale	Small, conf.
*	FT220M	Cavigliera, sgancio laterale	Medium, con attacco regolabile, conf.
*	FT220L	Cavigliera, sgancio laterale	Large, con attacco regolabile, conf.
*	FT220XL	Cavigliera, sgancio laterale	X-Large, conf.



Fascia per polpacci			
*	SP102S	Fascia per polpacci, Aeromesh	Small, 32"
*	SP102M	Fascia per polpacci, Aeromesh	Medium, 36"
*	SP102L	Fascia per polpacci, Aeromesh	Large, 40"




Pannello poggia polpacci			
*	SP103S	Pannello poggia polpacci, Aeromesh	Small, 32-1/2"
*	SP103M	Pannello poggia polpacci, Aeromesh	Medium, 35-1/2"
*	SP103L	Pannello poggia polpacci, Aeromesh	Large, 38-1/2"



Accessori

	HKA10-1	Kit di fissaggio T-Slot	M6x 14 per T-Slot10mm, Pr
	HW303-B-2	Morsetto salvatelaio	spess. 22mm, vite M6, conf. 2 pz.



Invacare Meccsan s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Trusted Solutions, Passionate People

