

# Cosy Up



La poltrona che non c'era!



**Cosy Up** è la poltrona elevabile dal design unico; grazie al suo speciale rivestimento imbottito rimovibile, che copre completamente la seduta (braccioli e appoggiategambe compresi) è la soluzione ideale per chi è alla ricerca di comfort nei momenti di pausa e relax. Comfort unito al design, perchè grazie al suo look moderno si adatta ad ogni tipo di ambiente.



## FUNZIONALITA' ESCLUSIVE DI SERIE!

### Due profondità seduta in una

Grazie alle due piastre di aggancio, è possibile regolare la **profondità dello schienale** per ottenere due differenti misure della seduta : 450 mm e 540mm. In questo modo la poltrona risponde alle esigenze sia di persone minute che di statura elevata.



### Larghezza regolabile

Questo modello viene consegnato con due paia di rivestimenti dei braccioli, uno più imbottito e l'altro meno imbottito; questo consente di ridurre o aumentare la **larghezza della seduta**.



### Comfort e praticità

Tutti i rivestimenti imbottiti sono fissati alla struttura della poltrona elevabile tramite zip e strap. Tutti questi elementi possono essere **rimossi e lavati** in lavatrice a 30°.



## Dati tecnici

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di Invacare

		<b>2 motori</b>				450 or 540 mm	480 mm	450 or 530 mm		
<b>1644971</b>	Microfibra e vinile taupe	◆	◆	◆	◆					
										Densità imbottitura
		<b>2 motori</b>								
<b>1644971</b>	135°	1050 mm	770 <sup>1</sup> / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 <sup>1</sup> / 700 mm	125 kg	57 kg	Seduta 28 kg/m <sup>3</sup> Braccioli 18 kg/m <sup>3</sup>

1. Senza le imbottiture dei braccioli

Tel.: +39 0445 380059  
 Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
 e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
 Via dei Pini, 62 - 36016  
 THIENE (VI) - Italy

