

Comet[®] Ultra



Prestazioni al top e
massima affidabilità



Progettato espressamente per utenti bariatrici, lo scooter **Comet® Ultra** garantisce una guida stabile e sicura, senza rinunciare a stile e praticità. Predisposto con le opzioni di sicurezza e le funzionalità già note in tutti i modelli della serie **Comet**, lo scooter **Comet Ultra** offre eccellenti prestazioni di guida, garantendo al contempo massimo comfort e controllo del mezzo.

Caratteristiche e opzioni



Sistema di sospensioni dedicato

Sistema di sospensioni ottimizzato per assicurare un comfort maggiore agli utenti bariatrici.



Supporto del modulo seduta rinforzata

Assicura la massima stabilità e sicurezza quando l'utente è seduto.

Braccioli rinforzati e regolabili in altezza e larghezza

I braccioli possono essere facilmente regolati in funzione delle dimensioni corporee dell'utente e garantiscono un supporto ulteriore in fase di salita/discesa dallo scooter.

Potenza, affidabilità e personalizzazione

Comet Ultra, frutto di un accurato studio di progettazione e realizzato con materiali solidi e robusti, assicura la massima stabilità e sicurezza, anche per utenti bariatrici, con un peso corporeo fino a 220 kg. Specificamente realizzato utilizzando i migliori componenti presenti sul mercato e le più importanti dotazioni di sicurezza, questo scooter si rivela un prezioso alleato per qualsiasi spostamento. Grazie all'estrema flessibilità e all'ampia possibilità di personalizzazione, l'utente potrà modificare lo scooter sulla base dei propri gusti e preferenze.

Comfort e supporto assoluti


Lo speciale sedile sagomato Ultra è stato progettato seguendo le indicazioni dei terapisti per assicurare il massimo comfort e una postura ottimale.

Inoltre, su richiesta, è disponibile un ulteriore supporto lombare pneumatico regolabile per un comfort maggiore.

La base della seduta e i braccioli regolabili sono stati rinforzati per offrire un maggior sostegno durante le fasi di salita/discesa dallo scooter.

Dati tecnici

Consultate il nostro sito per avere maggiori informazioni e usate il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il vostro scooter.

	Larghezza schienale	Profondità seduta	Altezza seduta da pianale	Altezza schienale	Ingombro laterale	Lunghezza totale	Peso da vuoto	Componente più pesante
Comet Ultra	 660 mm	 535 mm	 Min. 440 mm Max. 515 mm	 630 mm	 685 mm	 1450 mm	 148 kg	 approx. 63 kg
Comet Ultra	Peso max utilizzatore	Capacità batteria	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Altezza da terra	Pendenza max di sicurezza	Autonomia	Velocità max
	 220 kg	 2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	 2750 mm	 100 mm	 100 mm	 10°	 49 km	 10 km/h
Comet Ultra	Capacità motore	Colore carenatura			Rivestimento			
	 10km/h: 650 W / 1800 W ¹	<p>Bianco marmo Blu zaffiro Verde giada Beige Luxor Rame Cristallino</p>  <p>Rosso carminio Grigio Crome Argento Diamante Blu elettrico Rosso diaspro</p> 			<p>Nero vinile</p> 			

1. Picco di potenza

Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

Codici NT (configurazione standard):

12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /163 + /169

Nr. Repertorio DM: 100063/R

(*) In alternativa, per omogeneità funzionale, a "Carrozzina elettrica per uso esterno"

INVACARE
Yes, you can.®