

Verticalizzatori ISA: modelli a confronto

			ISA Compact 140KG	ISA Standard 160KG	ISA Standard 160KG extra batt	ISA Xplus 200KG
Modello	ISA COMPACT	140 kg	1656044			
	ISA STANDARD	160 kg		1656045	1656046	
	ISA XPLUS	200 kg				1656047
Base	Apertura manuale della base		X	X	X	
	Apertura elettrica della base					X
Ruote	Ruote anteriori Ø100 mm (senza freni)		X	X	X	X
	Ruote posteriori Ø100 mm (con freni)		X	X	X	
	Ruote posteriori Ø125 mm (con freni)					X
Elettronica	Elettronica CBJ-Home (batteria interna)		X			
	Elettronica CBJ2 (batteria staccabile)			X	X	
	Elettronica CBJ-Care (batteria staccabile)					X
	Pulsantiera a 2 tasti		X	X	X	
	Pulsantiera a 4 tasti	Indicatore batteria e status				X
	Portacavi	Due pomelli sull'albero				X
Poggiagambe	Fisso		X	X		
	Ergo support	Adattivo			X	X
Poggiapiedi	Mod.1: alto e piano					
	Mod.2: medio e inclinato	Angolo di 5°rispetto ai talloni	incluso	incluso	incluso	incluso
	Mod.3: basso e piano					
Accessori	Imbracatura Stand assist	2 pti taglia S, M, L, XL	vari codici			
	Imbracatura Stand assist di trasferimento	4 pti taglia S, M, L, XL	vari codici			
	Poggiagambe Ergo support		SP1650437			
	Fascia permapolpacci	h. 140 mm con fibbia	AP60121192			incluso
	Pedana poggipiedi mod.1: alta e piatta		SP1650440			
	Pedana poggipiedi mod.2: media e inclinata			incluso	incluso	incluso
	Pedana poggipiedi mod.3: bassa e piatta		SP1650441			
	Copri base in plastica		-			incluso
	Leva apertura gambe per apertura manuale		-			incluso
	Batteria extra CBJ2, CBJ1 and CBJ-Care	stessa Birdie EVO	AP1514573-7035			incluso
Caricabatterie a muro	stessa Birdie EVO	AP1651491			incluso	

