



*Invacare*<sup>®</sup>

***Classic Visco***

La soluzione giusta per te!



Il cuscino **Classic Visco** è composto da una schiuma in visco elastico a lento ritorno, di densità circa 85 kg/m<sup>3</sup>. L'altezza di 75mm e la possibilità di utilizzarlo nei quattro lati, rendono questo cuscino un'ottima soluzione antidecubito per i pazienti a basso-medio rischio.

- **Materiale 100% visco elastico**
- **Cuscino con base piatta, reversibile**
- **Fodera traspirante, bi-elastica, impermeabile, dotata di maniglia**
- **Disponibile in 4 misure**

### Utilizzabile nei due sensi!

Il cuscino Classic Visco ha una base piatta, in modo da consentire un facile e pratico utilizzo.

### Fodera

La fodera è traspirante, bi-elastica e limita l'azione negativa delle forze di taglio. Il materiale è impermeabile per una maggiore protezione e per garantire una lunga durata.

Dotato di pratica maniglia.

Di serie viene consegnato con una seconda fodera per un utilizzo continuativo.

**Seconda fodera di ricambio inclusa!**

## Caratteristiche



### Fodera bi-elastica, impermeabile e traspirante

Lavabile a 90°



### Maniglia di presa

In posizione angolare, pratica e discreta



### Due portanze

Alta o molto alta a seconda della misura del cuscino

## Dati tecnici


Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito [www.invacare.it](http://www.invacare.it).

	Dimensioni <sup>1</sup>	Altezza	Peso totale	Peso massimo utilizzatore	Fodera lavabile in lavatrice
<b>Classic Visco</b>	375 x 400 mm 405 x 400 mm 430 x 430 mm 455 x 400 mm	75 mm	a partire da 0,950 kg	50 kg 100 kg 100 kg 100 kg	90°

1. Il cuscino può essere posizionato nei due sensi a seconda delle esigenze di larghezza / profondità

## Colore fodera

Fodera nera bi-elastica, impermeabile e idrorepellente



## Codici

1629078	<b>Classic Visco</b> 375 x 400 mm (portanza elevata)
1629079	<b>Classic Visco</b> 405 x 400 mm (portanza molto elevata)
1629080	<b>Classic Visco</b> 430 x 430 mm (portanza molto elevata)
1629081	<b>Classic Visco</b> 455 x 400 mm (portanza molto elevata)

Ogni cuscino viene consegnato con una fodera addizionale inclusa.

Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

Trusted Solutions,  
Passionate People

