


InvaSoft™ Hybrid

avanceret hybridmadras



Hybridmadras uden pumpe

Forebygger trykskader og forbedrer hudens mikroklima



Yes, you can.®

Innovativ hybridmadras

Den nye InvaSoft™ Hybrid er fremstillet ved hjælp af avanceret hybridteknologi, der modvirker de kritiske forhold, der er forbundet med trykskader.

InvaSoft™ Hybrid bruger en innovativ kombination af materialer og teknologier til forbedring af trykredistribution og shear, og sikrer et godt mikroklima for huden.

Ved hjælp af et optimeret design, udvikling og rådgivning fra eksperter, har vi udviklet en hybridmadras, der løser mange af de udfordringer, der er omkring gængse madrasser.

Uafhængige testresultater bekræfter, at InvaSoft Hybrid er yderst effektiv til at forebygge af trykskader, ved at påvirke flere af de væsentligste eksterne faktorer.



Betræk




> **Holdbart og åndbart betræk**
til brug i sundhedssektoren.



> **Strækbart i alle retninger**
reducerer shear og friktion.


1



Tryk- redistribution

Vores innovative og **automatiske justeringsteknologi** tillader trykfordeling i alle positioner uden behov for en pumpeenhed.

2



Reduktion af shear og friktion

InvaSoft™ anvender **innovative materialer** og en særlig konstruktion for at reducere shear og friktion

5°

> **Aflastende hælzone og et anti-shear materiale** sørger for at beskytte de sårbare hæle.



> **Et blødt og strækbart betræk** sørger for korrekt nedsynkning og giver maksimal støtte og support.



> **Otte horisontale luftceller** giver en individuel redistribution af trykket, hvor der er mest behov.



> **Reduktion af varme og fugt sikres** ved særlige ventilationskamre i siderne på skummet.

3



Mikroklima kontrol


Ved brug af **“Non-Powered Airflow Technology”** sikrer InvaSoft™ Hybrid en god regulering af mikroklimaet.



> **Exceptionel luftcirkulation** ved hjælp af en åben struktur med et unikt spongiøst materiale.



> **Kastelleret skum** for ekstra komfort og redistribuering af tryk.



Komfort



> **Ultra-blød og understøttende** opbygning af skumdelen giver ekstra komfort og stabilitet.



> **Brugervægt helt op til 230 kg.** sikrer anvendelse til en stor målgruppe.

Brugervenlig Effektiv Dokumenteret

Både de økonomiske og kliniske fordele ved brug af hybridmadrasser er unikke. InvaSoft™ Hybrids modulære design sikrer, at de innovative komponenter alle er udskiftelige, hvilket maksimerer produktets levetid og reducerer driftomkostninger og miljøpåvirkningen.



Brugervenlig

Let at bruge uden besværlige og tidskrævende indstillinger.

Let at rengøre og genanvende.

Let at servicere, da madrassens komponenter let kan udskiftes.



Effektiv

Let at vedligeholde uden behov for service.

Miljøvenlig uden anvendelse af strøm.

Sikker at bruge, da indstilling sker automatisk.



Dokumenteret



Effektiv og **dokumenteret trykaflastning**.

Effektiv og dokumenteret **reduktion af shear og friktion**.

Effektiv og **dokumenteret mikroklimakontrol**.

Miljøvenlig
Dokumenteret
Let at bruge






Uafhængige test

InvaSoft™ Hybrid har gennemgået et større antal uafhængige tests foretaget af Berlin Cert, et uafhængigt testinstitut med særlig erfaring indenfor madrasser.

Testresultaterne er sammenlignet med 3 andre hybridmadrasser på markedet og viser, at InvaSoft™ Hybrid er klart bedst i forhold til kontrol af hudens mikroklima, hvor temperatur og fugtighed er tydeligt lavere end de konkurrerende madrasser.

TEMPERATUR

FUGTIGHED



*Sammenligningstest med 3 andre hybridmadrasser.


Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Bredde ▼

83 - 88 cm



Højde ▼

17 cm



Længde ▼

200 cm



Vægt ▼

18 kg



Brugervægt ▼

230 kg



Vasketemperatur ▼

95 °C

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark

