

Comet[®] Pro

Upplev friheten



En premium-scooter för alla tillfällen

som erbjuder en bekväm och trygg körupplevelse utan kompromisser



Yes, you can.

Känn skillnaden

Våra scootrar har utvecklats tillsammans med extern kompetens inom området för medicintekniska produkter, för att på bästa sätt kunna erbjuda en hög standard gällande kvalitet, säkerhet och komfort.

På Invacare lägger vi stor vikt vid utveckling och har lång erfarenhet av att skapa flexibla hjälpmedel. Vi är stolta över våra scootrar, som gör vardagen enklare. Att känna trygghet, självständighet och förtroende för din scooter är viktigt.

Därför har vi noggrant utformat varje detalj – från ergonomiska styrreglage till bekväma och justerbara säten – för att göra din resa så smidig och bekväm som möjligt.



Kvalitet



Hög kvalitet med stor omtanke om varje detalj.

Säkerhet



Uppfyller de senaste europeiska standarderna för medicintekniska produkter.

Komfort



Flexibel och justerbar design för varaktig komfort.

Ta kontroll med Comet® Pro

Comet Pro är en avancerad och flexibel utomhusscooter. Designad med funktioner och alternativ för att ta dig dit du vill, med komfort, säkerhet och stil. Den är utformad för att ge bra körprestanda och full kontroll utan kompromisser.

Comet Pro har framstående köregenskaper och en modern design som ger hög prestanda och kontroll. De stora batterierna möjliggör längre åkturer bortom stadens gränser.

Den har även stora fram- och bakhjul, kombinerat med ett sofistikerat stötdämpningssystem som gör det möjligt att säkert passera ojämnheter och hinder på ett mjukt och bekvämt sätt.

Hastighet
upp till
15 km/h

Körsträcka
upp till
55 km
på en laddning

Brukarvikt
upp till
160 kg



Ökad prestanda

- Lättstyrd och kursstabil, vilket underlättar att hålla en rak kurs även vid höga hastigheter.
- Högpresterande fjädringssystem som säkerställer en stabil och behaglig körupplevelse på ojämnt underlag.
- Ergonomisk styrning som ger ökad kontroll
- Utvecklad för att ta sig fram på alla typer av underlag
- Stänkskydd



Säkerhet i fokus

- Automatisk hastighetsreducering då man svänger
- 2-stegs frikoppling, för att förhindra frirullning
- Bromsljus och blinkers
- Effektiv belysning för att både se och synas



Byggt med fokus på komfort

- Komfortabel och vadderad sits av hög kvalitet
- Justerbar styrpelare
- Ställbar sitshöjd
- Uppfällbara armstöd och 360° vridbar sits för enkel på- och avstigning



Justerbar styrpelare

För att ge bättre kontroll och ökad komfort



Automatisk hastighetsreducering

sänker hastigheten i svängar för ökad säkerhet



Högpresterande fjädringssystem



Vridbar sits för enkel på- och avstigning



Höjd & breddställbara armstöd



Anpassa din scooter

Skräddarsy Comet® Pro efter dina önskemål och behov. Vänd på sidan för att se ett urval av de tillbehör som finns tillgängliga.

Tillbehör

Man kan skräddarsy sin Comet Pro scooter tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Besök vår hemsida på www.invacare.se för mer information.



Korg bak



Backspegel
Hö/Vä



Extra Stötfångare
fram & bak



Telefonhållare



Kryck/
käpphållare



Höftbälte



Dryckeshållare



Utbytbara
färgpaneler

Tekniska data

För mer information om denna produkt exempelvis manualer och tillbehör, finner du på vår hemsida, www.invacare.se



Sittbredd ▼

510 mm



Sittdjup ▼

Deluxe: 470 mm
Premium: 460 mm



Sitthöjd ▼

Min. 440 mm
Max. 510 mm



Ryggstödshöjd ▼

Deluxe: 490 mm
Premium: 630 mm



Hjulbas ▼

665 mm



Totallängd ▼

1450 mm



Vikt ▼

136 kg



Tyngsta del ▼

63 kg



Max brukarvikt ▼

160 kg



Batterikapacitet ▼

2x12V 75Ah (C20) AGM
2x12V 74Ah (C20) GEL



Svängdiameter ▼

2750 mm



Max hindertagning ▼

100 mm



Markfrigång ▼

100 mm



Max säker lutning ▼

10°



Motoreffekt ▼

550 W / 1600 W¹



Körsträcka ▼

55 km



Hastighet ▼

Upp till 15km/h

¹ Max effekt

Färg*



Marmorvit



Alium blå



Diamantsilver



Granatröd



Svart vinyl

*Scooterfärgerna kan variera något.

Klädsel

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden



Yes, you can.®