



Design. Technology. Performance.



Yes, you can.®

AVIVA RX

# Onze elektrische rolstoelen

brenge(n) comfort  
naar een nieuw  
niveau

De **AVIVA RX** elektrische rolstoelen zijn ontworpen om de uitdagingen van het alledaagse moderne leven aan te gaan. Of het nu thuis, op het werk of buiten is met de AVIVA RX bent u klaar voor alles wat op uw pad komt. De elektrische rolstoelen zijn compact, verstelbaar en maakt onze meest comfortabele rit tot nu toe.







AVIVA chassis

# Gaan waar u wilt





U gaat gemakkelijk hellingen op, hobbelige paden rijden als een glad wegdek en met de verbeterde verlichting kunt u beter zien en gezien worden. Zo houdt u het tempo van het moderne leven bij. Personaliseer de stoel verder naar uw persoonlijke smaak.

## Goed om te weten

### > Vering

Het bijzondere aan deze basis is onze gepatenteerde CTC-ophanging. Het geeft je geweldige controle, superieure tractie en extra comfort. Het is een compacte stoel die grote afstanden kan rijden.

De vering kan eenvoudig van hard worden veranderd naar zacht voor jou. De technologie werkt een beetje als een kogelgewricht, zodat de basis kan bewegen in alle richtingen voor een soepele rit..

### > LINX® G-TRAC® technologie

De digitale gyroscopische technologie detecteert en corrigeert zelfs de kleinste afwijking van uw beoogde pad, dus u gaat precies waar u wilt gaan zonder de richting met de bediening aan te passen. Het is vooral handig als er van alternatieve bedieningen gebruik wordt gemaakt.

De perfecte balans

# Stabiel op oneven ondergrond zoals klinkers en kan bijna elk terrein aan

Omdat alle vier de wielen in contact blijven met de ondergrond, zult u een soepele en comfortabele rit hebben. Ook als u naast iemand rijdt.

## Basistechnologie

### > Heuvel op

Heuvels opgaan zal geen strijd zijn - dat doet u eenvoudig met voldoende motorkracht, veilig en moeiteloos.

### > Rijden in stilte

Geen gepiep van veren of in het chassis dankzij de elastomere vering.

**Om de kwaliteit van de AVIVA RX echt te waarderen, moet u een test rit maken om het te kunnen ervaren.**





**Slank ontwerp** voor krappe ruimtes

**635** mm

Breed

**420** mm

Zithoogte\*

**73.5** Ah

Maximale accu grootte

Onze stoelen zijn slechts 560 mm breed, hierdoor zullen smalle binnenruimtes net iets groter aanvoelen:

- > Thuis
- > Lokaal café
- > Winkelcentrum liften
- > Kantoorgangen

Navigeer door besloten ruimtes met gemak, terwijl u zich veilig voelt in uw elektrische rolstoel.

\* AVIVA RX Ultra

### **Kleine en compacte draaicirkel**

Het kleine onderstel op de AVIVA RX heeft een kleine draaicirkel. Draai in kleine ruimtes zoals smalle gangen en winkelgangpaden met gemak.





zeer smal, tot wel 560 mm



## Geen compromis op afstand

De AVIVA RX is geschikt voor batterijformaten tot een pittige 73,5 Ah waardoor u een groter vermogensbereik heeft. Deze combinatie is uniek in een elektrische rolstoel - Geen enkele andere elektrische rolstoel is zo compact met zo groot rijbereik. Vroeger werden kleinere onderstellen gehinderd door de afstand u ermee zou kunnen reizen, nu niet meer - je kunt beide hebben.







Laat uzelf zien

# Het is op maat gemaakt voor u

Kies uit een reeks kleuren voor de voorgevormde kappen en velg inzetstukken. Zwart wordt standaard meegeleverd, maar u kunt ook kiezen uit blauw, rood, zilver of paars. En als dat nog niet genoeg keuze is, kan er met de RAL-kleurencodering elke kleur onder de regenboog gekozen worden. We kunnen elke kleur toepassen (tegen meerprijs).

Onze elektrische rolstoelen hebben strakke lijnen en een modern ontwerp, zodat u zelfverzekerd kunt zijn en gezien kan worden in uw stoel.

## Beschikbare kleuren




Wanneer het donker wordt

**Extra sterke  
lichtstralen met  
rem bescherming,  
geen andere stoel  
biedt dit aan**







Met onze nieuwe krachtige AXENDO verlichtingssysteem kunt u op straat beter navigeren. Zij zijn sterker dan de meeste verlichtingssystemen die vandaag te krijgen zijn, zodat u meer ziet en meer gezien wordt.

**AXENDO verlichting** systeem heeft twee verschillende verkeersveilige verlichtings pakketten.





Zithoogte

# Kom dichter- bij

**De AVIVA RX heeft  
een indrukwekkend  
lage zithoogte zodat  
u nog dichterbij  
tafels en stoelen kan  
komen.**

Het maakt het ook gemakkelijker  
voor toegang tot rolstoel  
toegankelijke voertuigen.

**420 mm**



Verstellingen

# De stoel kan veranderen naar uw benodigdheden

Zodat u altijd comfortabel in uw stoel kunt zitten, kunnen aanpassingen snel aangebracht worden aan de breedte, lengte, vering, hoogte, zwaartemiddelpunt en zitpositie.

U kunt de stoel aanpassen aan wat het beste is voor u met verschillende accugroottes, motor snelheden, wielmaten en soorten, voorvorktypes, lichtopties en dockingstations.



**Kies een basis die bij je past  
560 mm of 635 mm, kies daarna uit  
de volgende opties:**

- > zacht, standaard, hard of heavy duty vering
- > 435 mm, 460 mm of 485 mm zithoogte (Modulite)
- > 420 mm, 435 mm, 460 mm of 485 mm zithoogte (Ultra)
- > 460 mm, 490 mm of 520 mm onderstellengte (smalle uitvoering)
- > 490 mm, 520 mm of 550 mm onderstellengte (standaard uitvoering)
- > Accuformaat 60 Ah of 73,5 Ah
- > 8 "of 9" zwenkwielen





bereik onverslaanbare hoogtes

# De zitlift optie zorgt voor een verhoging tot wel 300 mm.

**Bij gesprekken  
met vrienden  
op natuurlijke  
ooghoogte of  
het reiken naar  
voorwerpen op  
schappen.**

> Discreet en dynamisch

Dankzij een strak hoogtemechanisme, kunt u de hoogte van uw systeem discreet wijzigen, wanneer u maar wilt.

> Beweegt met u mee

Het is niet nodig om uw stoel eerder te stoppen voor het gebruiken van de zitlift; met de slimme AVIVA RX kunt u de zitlift gewoon tijdens het rijden gebruiken.







Het zitsysteem

# Ultra Low Maxx

We hebben de superieure onderstel van de AVIVA RX gekoppeld met Ultra - een hoogwaardige zitsysteem dat ervoor zorgt dat u van een goede houding geniet terwijl u zich comfortabel voelt in uw stoel.



# 170°

rugkanteling

# 50°

zitkanteling

## > Natuurlijke draaipunten

Natuurlijke draaipunten is hoe er gepraat wordt over onze Ultra functie. Het betekent dat je hoofd, schouders, heupen en voeten in contact blijven met de stoel, waarbij de natuurlijke draaipunten van het lichaam worden nagebootst. Het geeft u een goed en veilig gevoel in de stoel.

## > Ten allen tijde steun

Ongeacht welke dynamische positionering bewegingen het zitsysteem maakt, u zal altijd comfortabel ondersteund worden terwijl het Ultra zitsysteem precies met u meebeweegt.

## > Ingebouwde rail

Hierdoor kunnen accessoires worden toegevoegd aan uw elektrische rolstoel afhankelijk van uw behoeften en behoeften.

## > Kies uw stoel

Breedte: 405-610 mm

Diepte: 405-580 mm

Hoogte rugleuning: 355-505 mm

Hoogte arMLEuning: 230-405 mm





Het zitsysteem

# Modulite

Modulite geeft u keuzes. Comfort en correcte drukverdeling leidt vaak tot een compromis in de zitmogelijkheden. Als uw situatie verandert, kan ook de oplossing veranderen. We kunnen bijvoorbeeld een zitsysteem makkelijk voor een andere wijzigen.

- > Een multifunctioneel, flexibel zitsysteem geeft een compleet assortiment houdingsoplossingen
- > Modulite biedt een verscheidenheid aan steun- en kussenopties voor uitlijning en comfort

## Een persoonlijke pasvorm

Past zich aan uw behoeften aan:

- > Zitdiepte
- > Zitbreedte
- > Hoogte rugleuning
- > Hoogte armleuning
- > Zithoogte
- > Lengte voetsteunen

Het zitsysteem

# Pro Seating

Bij een Pro Seating zitsysteem is er keuze uit verschillende stabiliteitsniveaus en risiconiveaus. De kussens zorgen voor een goede drukverdeling en met de verschillende basissen en bekledingen zijn er vele oplossingen mogelijk.





## REM400 bediening

# 3.5"

## Kleuren Touch screen

### Ingebouwde Bluetooth

Maak verbinding met uw smart phone, laptop en slimme speaker

### Directe toegang

Met een toets op het menu - u heeft directe toegang tot de prof functies.

### Touch screen technologie

Veeg of tik op onze kleuren touch screen en bepaal waar je heen gaat met onze REM400-besturing


### Tweehandig

De bedieningselementen zijn aanpasbaar voor links als rechtshandig gebruik. Als een stuurjoystick niet voor u is, kunt u uw stoel met bedieningselementen uitrusten.

### Duidelijke snelheidsmeter

Linksboven op het scherm is een snelheidsmeter, die aangeeft wat de snelheid van uw stoel is als u ermee rijdt. Een kilometerteller is er ook aanwezig om de afstand die u heeft gerediseerd vast te leggen.







# Speciale bedieningen



**Proportionele Heavy Duty**

Joystick



**MEC proportioneel**

Joystick



**Proportionele pediatische compact**

Joystick



**Proportionele Compact bediening**

Joystick



**Proportionele kinbediening**

Joystick

**Product**

**Description**

**Type**

> Proportionele kinbediening

Kleine joystick, ideaal voor kinbediening, en wordt geleverd met een hoofdsteun en egg switch

Joystick

> MEC proportionele joystick

Ideaal bij spierzwakte of fijne motoriek. Het heeft heel weinig kracht nodig

Joystick

> Proportionele compact bediening

Perfect als je een beperkt bewegingsbereik hebt en / of verminderde kracht

Joystick

> Proportionele pediatische compacte joystick

De ondiepe basis maakt het een goede optie voor een midden bevestiging

Joystick

> Proportionele Heavy Duty joystick

Gemaakt voor mensen met een hoge spierspanning of ongecontroleerde bewegingen

Joystick

### Sip 'n' puff head array with lip switch

Head controls



### ATOM/PROTON head array

Head controls



### Proximity switch

Switches



### Attendant control unit

Dual control



### IDC dual control

Dual control



**U kunt een besturing van derde partij kiezen en gebruiken met onze intelligente LINX systeem. Het werkt met verschillende sturingangen.**

Product	Description	Type
> Sip 'n' puff met hoofdbesturing	Het maakt gebruik van zuig en blaas bediening met hoofdbewegingen	Hoofdbesturing
> ATOM/PROTON hoofdbesturing	Er zijn drie naderingssensoren gemonteerd in de hoofdsteun met ingebouwde Bluetooth	Hoofdbesturing
> Proximity array	Ideaal bij een beperkt bewegingsbereik en kracht, bij benadering worden de sensoren in het blad geactiveerd	Schakelaars
> Compact Dual Control	Hiermee kan een begeleider enkele stoelfuncties gebruiken	Begeleidersbediening
> IDC	Intuïtieve besturing voor de begeleider.	Begeleidersbediening





# Op pad en er ontstaan fouten? Onze app kan uw dealer waarschuwingen sturen zodat de problemen verholpen kunnen worden.

## > MyLiNX

MyLiNX is een app die een einde maakt aan de gewone zorgen die u zou kunnen hebben over de levensduur van de accu en wuift ongerustheden weg over dat er iets mankeert met uw rolstoel. Het toont belangrijke informatie over uw rolstoel rijtijd, levensduur van de accu en algemeen gebruik. Dit is allemaal op afstand door uw dealer uit te lezen.







Making your mind up

# Maak een testrit met de stoel

Het kiezen van een elektrische rolstoel is een grote beslissing en niet altijd een makkelijke. We zijn aan de andere kant van de telefoon om te helpen, als u vragen heeft kunt u dus altijd bellen. Als naar een dealer gaan om een stoel te testen lastig is, laat hen het weten - misschien zijn ze wel in staat om u een bezoek te brengen.

**Nu u alle AVIVA RX-functies heeft gezien, is het tijd om de stoel zelf te proberen.**

De enige manier waarop u echt weet dat u de juiste stoel hebt gevonden is om de stoel uit te proberen.

U kunt met al onze elektrische rolstoellen proefritten maken.

Regel uw gratis demo bij u lokale dealer vandaag.





Design. Technology. Performance.

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede

 [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

© 2020 Invacare International GmbH

Alle rechten voorbehouden

Alle vermelde informatie is correct op het moment van drukken.  
Invacare behoudt zich het recht om productspecificaties te wijzigen  
zonder voorafgaand overleg. Voor meer voorverkoopinformatie over  
deze rolstoel, raadpleeg [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Voor informatie over typische gebruikersbeschrijving,  
beoogd gebruik, aanpassingen en transport, raadpleeg de  
gebruikershandleiding.

