

# WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ALBER E-MOTION M15 EN DE NIEUWE E-MOTION M25?



**Alber e-motion M15**

**Alber e-motion M25**

	Alber e-motion M15	Alber e-motion M25
Gewicht per wiel	10,5 kg	7,8 kg
Krachtsondersteuning	30 Nm	40 Nm
Max. gebr. gewicht	130 kg	150 kg
Maximum snelheid	6 km/u	6 - 8,5* km/u
Maatvoering wielen	22" en 24"	22", 24" en 25"
ECS bediening (2 ondersteuningsniveau's, terugrolvertraging)	optioneel	standaard
Garantie Lithium Ion accu's	2 jaar	3 jaar
Aantal soorten hoepels	3	5
Keuze uit 4 voorgeprogrammeerde rijprofielen	✗	✓
Te combineren met handbike	✗	✓
Magnetische laadplug	✗	✓
Visuele terugkoppeling tijdens programmeren	✗	✓
Indicatie snelheid, afgelegde afstand	✗	✓
Cruise Modus*	✗	✓
Op afstand bedienbare rolstoel*	✗	✓
Easy Navi*	✗	✓
Push counter*	✗	✓
Indicatie foutmeldingen plus voorgestelde oplossing op smartphone	✗	✓
Software updates	✗	✓
Accu ontladingen voor vluchten/lang opslaan	✗	✓

\* verkrijgbaar bij optionele Mobility Plus Pakket

