

# H340 Izzo



De *Invacare H340 Izzo* kan boven het toilet worden gebruikt als toiletframe of toiletverhoger. Hij kan, indien gewenst, ook worden ingezet als toiletstoel, compleet met toiletemmer en deksel.

De eenvoudig te gebruiken, neerklapbare armsteunen en de in hoogte verstelbare zitting ondersteunen het maken van een transfer.



### Product omschrijving:

- Eenvoudige zithoogteverstelling in 5 stappen, van 45 to 55 cm
- Neerklapbare armsteunen
- Compleet met ovale toiletzitting met deksel en toiletemmer met deksel
- Montage zonder gereedschap
- Max. belastbaar gewicht: 113 kg

---

### Technische gegevens

---

Meer informatie over dit product kunt u vinden op onze [Invacare-website](http://www.invacare.nl).

Bestelnummer		<i>H340 Izzo</i>	
Toilet Commode		H340	
Afmetingen			
Zitbreedte		360 mm	
Zitdiepte		430 mm	
Zithoogte		450-550 mm	
Totale breedte		470 mm	
Totale diepte		530 mm	
Totale hoogte		820-920 mm	
Meer info			
Belastbaar gewicht		113 kg	
Gewicht		8,8 kg	
Kleur		Wit / lichtgrijs	

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58  
[nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

