

Orion[®] Pro

Ervaar de Vrijheid

Met Lithium Accu
en Noodrem



Comfort, veiligheid en betrouwbaarheid
met krachtige rijprestaties



Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om een uitstekende mate van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Dankzij voortdurend onderzoek en ongeëvenaarde ervaring met het ontwerpen voor mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op onze scootmobielen, die de levenskwaliteit verbeteren. Het is belangrijk dat je dankzij jouw scootmobiel weer vertrouwen en zelfstandigheid ervaart.

Van ergonomische bedieningselementen tot aanpasbare, comfortabele zittingen en verstelbare stoelliften: elk detail van onze scootmobielen is zorgvuldig overwogen en verfijnd, zodat je jezelf goed voelt wanneer je eropuit gaat.

Kwaliteit



Toonaangevende bouwkwiteit met speciale aandacht voor detail.

Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.



Ervaar de Controle met de Orion® Pro

Ontdek onze Orion Pro met lithium accu. Een hoogwaardige scootmobiel, ontworpen voor comfort, veiligheid en betrouwbaarheid, waar je ook heen gaat.

De Orion Pro is ontworpen voor langere ritten en biedt – in combinatie met de optionele lithiumaccu – een uitzonderlijk grote actieradius en totale gemoedsrust. Rij verder en langer, zonder bang te hoeven zijn dat de accu leeg raakt. Zo geniet je van de vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt!

Dankzij de geavanceerde vering en grote wielen rijd je soepel en stabiel over oneffen terrein, door bochten en over obstakels. De scootmobiel is uiterst eenvoudig te besturen en te starten, zodat je altijd vol vertrouwen de controle behoudt.



Optimale rijcontrole

- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Ontworpen voor prestaties op elk soort terrein
- Anti-spatschermen



Lithium kracht voor ultieme vrijheid

- Optionele krachtige lithiumaccu
- Aanzienlijk grotere actieradius op één lading
- Geniet van zorgeloze ritten zonder actieradiusstress
- Meer tijd om te rijden en minder tijd om te laden
- Ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en gemoedsrust
- Constante prestaties, zelfs bij een afnemende lading
- Onderhoudsvrij en een lange levensduur



Ontworpen voor **verbeterde tractie in bochten** en veilige prestaties op elk terrein



Veiligheid in gedachten

- Automatische snelheidsreductie om bochten veilig te nemen
- De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving
- Remlichten en richtingaanwijzers
- Koplampen voor beter zicht
- Noodstopknop



Afgestemd op comfort

- Hoogwaardige zitkussens
- Instelbare stuurkolom
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armleuningen en draaibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Noodrem

voor intuïtieve veiligheid

- Handig geplaatst op het stuur
- Maakt direct remmen mogelijk in geval van gevaar
- Zorgt voor een meer intuïtieve remervaring, vooral voor gebruikers die gewend zijn aan traditionele fietsremmen
- Biedt een vertrouwde en geruststellende rijervaring met meer veiligheid



Draaibare zitting voor eenvoudige transfers



Hoogwaardige verlichting



Noodstopknop



Voeg toe aan je scootmobiel

Pas de Orion® Pro aan naar jouw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.



Voeg toe aan jouw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat je jouw Orion® Pro scootmobiel kunt personaliseren.



Mand achterzijde



Zij- en achteruitkijkspiegels



Voor- en achterbumper



Telefoonhouder



Stokhouder



Veiligheidsgordel



Bekerhouder



Uitwisselbare kleurpanelen

Technische gegevens

Kijk voor meer informatie over dit product op onze website.



Zitbreedte ▼

510 mm



Zitdiepte ▼

470 mm



Zithoogte vanaf de vloer ▼

Min. 440 mm
Max. 465 mm



Rughoogte ▼

490 mm



Totale breedte ▼

690 mm



Totale lengte ▼

1300 mm



Ledig gewicht ▼

126 kg



Zwaarste onderdeel ▼

62 kg



Max. gebruikersgewicht ▼

127 kg



Accupaciteit ▼

2 x 12 V / 100 Ah lithium



Draaicirkel ▼

2500 mm



Max. obstakelhoogte ▼

100 mm



Bodemvrijheid ▼

100 mm



Max. veilige helling ▼

10 °



Motorcapaciteit ▼

550W / max. 1600W



Max. actieradius ▼

70 km



Max. rijsnelheid ▼

18km/u

Kleuren*



Alium Blue

Bekleding



Black Vinyl

* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede, Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare NV
Autobaan 22
8210 Loppem, België
Tel. : +32 (0)50 83 10 10
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

©2026 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk.
Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Invacare Orion - NL - 03082026

