

Sängbord



Sängbord och läsbord
med många valmöjligheter





Invacare Sonnet Dual

► *Invacare Sonnet Dual* har en mat-/lässkiva som kan vinklas och anpassas i höjd mellan 75-105 cm samt flyttas från höger till vänster sida av bordet. Sängbordet har två lådor, ett skåp och en hylla. Två låsbara hjul. Maxbelastning 6 kg. Finns i ljus bok, bok, ljus ek, ek, umbra och körsbär.



Invacare Sonnet Combi

► *Invacare Sonnet Combi* har en matskiva som kan anpassas i höjd mellan 31-93 cm samt flyttas från höger till vänster sida av bordet. Sängbordet har en låda, ett skåp och två hyllor. Två låsbara hjul. Maxbelastning 4 kg. Finns i ljus bok, bok, ljus ek, ek, umbra och körsbär.



Invacare Sonnet Basic

► *Invacare Sonnet Basic* har en skiva som kan anpassas i höjd mellan 65-100 cm. Bordsskivan är vinklignsbar i sex olika lägen och har en liten plan avlastningsyta. Två låsbara hjul. Finns i ljus bok, bok, ek och umbra.

Tekniska data ▼


Ytterligare information om denna produkt finns på vår hemsida, www.invacare.se



Total höjd ▼



Överdel ▼



Höjdställning ▼



Vikt ▼

	Total höjd ▼	Överdel ▼	Höjdställning ▼	Vikt ▼
Sonnet Dual	850 mm	400 x 400 mm Innermått: 360 mm Yttermått: 490 mm	750 - 1050 mm Storlek på matbordsskiva: 630 x 320 mm	37 kg
Sonnet Combi	870 mm	400 x 400 mm Innermått: 360 mm Yttermått: 510 mm	310 - 930 mm Storlek på matbordsskiva: 650 x 380 mm	27 kg 28 kg
Sonnet Basic		640 x 1000 mm Avlastningshylla: 180 x 300 mm	650 - 1000 mm Storlek på matbordsskiva: 650 x 400 mm	11 kg

Färger ▼



Ljus bok



Bok



Ljus ek



Ek



Umbrå



Körsbår

Ramfärg ▼



Aluminiumgrå

Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

Invacare AB
Box 66 - 163 91 Spånga
Sweden