

Aquatec | Sorrento

NIEUW /
NOUVEAU



Modern, innovatief en modulair badkamerconcept / *Un choix innovant, modulable et fonctionnel pour la salle de bains*

Aquatec **Sorrento** is een modern en modulair badkamerconcept bestaande uit een Douchestoel en Douchekruk (met of zonder hygiënische opening) en een Draaiende Badzit of Vaste Badzit. Het zachte anti-slip oppervlak en de comfortabele rugbekleding zorgen voor extra comfort en ondersteuning.

Aquatec **Sorrento** est une gamme modulaire et moderne pour la salle de bains qui consiste d'une Chaise de Douche et d'un Tabouret de douche (avec ou sans découpe intime) et d'un Siège de Bain Fixe ou d'un Siège de Bain Pivotant. La surface douce et anti-dérapante ainsi que la toile de dossier souple réglable en tension procurent un confort élevé et un bon maintien.

AQUATEC



Yes, you can.



Opties / Options

Zacht anti-slip oppervlak / Surface douce anti-dérapante

De Aquatec **Sorrento** is de eerste douchestoel met het bijzonder comfortabele TPE oppervlak (thermoplastisch elastomeer) op de zitting en op de armsteunen.

*La chaise de douche Aquatec **Sorrento** est la première chaise de douche qui offre une surface douce en TPE (elastomère thermoplastique), tant au niveau des accoudoirs et de l'assise.*

Licht en verstelbaar / Léger et réglable

De aluminium pootjes zijn hoogteverstelbaar (15 cm, per 2 cm) en kunnen opgeklapt worden onder de zitting om zo plaats te winnen.

Les pieds en aluminium sont réglables en hauteur (15 cm, tous les 2 cm) et sont rabattables sous l'assise pour un encombrement minimal une fois pliés.



Sorrento Douchestoel / Chaise de douche



Sorrento Draaiende Badzit / Siège de bain Pivotant



Sorrento Vaste badzit / Siège de bain fixe

Het volledige gamme douchestoelen en krukken is ook beschikbaar ZONDER hygiënische opening.
Toute la gamme de chaises et tabourets existe également SANS découpe intime.

Technische eigenschappen / Données techniques

	Douchestoel / Chaise de douche	Douchekruk m/ armsteunen / Tabouret de douche avec accoudoirs	Douchekruk / Tabouret de douche	Douchestoel z/ opening / Chaise de douche s/ ouverture	Douchekruk m/ armsteunen, z/ opening / Tabouret de douche avec accoudoirs, s/ ouverture	Douchekruk z/ opening / Tabouret de douche s/ ouverture	Draaiende badzit / Siège de bain pivotant	Vaste badzit / Siège de bain fixe
Douchestoel / Chaise de douche	1532633			1532730				
Douchekruk met armsteunen / Tabouret de douche avec accoudoirs		1532660			1532729			
Douchekruk / Tabouret de douche			1532661		1532728			
Draaiende badzit / Siège de bain pivotant							1532693	
Vaste badzit / Siège de bain fixe								1532715

Afmetingen / Dimensions

Zitbreedte / Largeur d'assise (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Zitdiepte / Profondeur d'assise (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Zithoogte / Hauteur d'assise (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Tot. breedte / Largeur tot. (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Tot. diepte / Profondeur tot. (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Tot. hoogte / Hauteur tot. (mm)	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	850 - 990	520	670 - 725
Verstelling zithoogte / Réglage hauteur d'assise (mm)	150	150	150	150	150	150		
Breedte tss. armsteunen / Largeur entre accoudoirs (mm)	450	450		450	450		450	450
Lengte armsteun / Longueur accoudoir (mm)	280	280		280	280		280	280
Hoogte armsteun / Hauteur accoudoir (mm)	200	200		200	200		200	200
Breedte rugsteun / Largeur dossier (mm)	500			500			500	500
Hoogte rugsteun / Hauteur dossier (mm)	380			380			380	380
Hoogte rugbekleding / Hauteur toile de dossier (mm)	280			280			280	280
Breedte hygiënische opening / Largeur découpe intime (mm)	140	140	140				140	140
Diepte hygiënische opening / Profondeur découpe intime (mm)	170	170	170				170	170
Max. belasting / Charge de fonctionnement max.	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Gewicht / Poids	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg

CE Kleur / Couleur

Invacare N.V.
 Autobaan 22 . 8210 Loppem
 Belgium
 Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
 Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
 Email : belgium@invacare.com
 www.invacare.be

© 2012 Invacare International Sàrl
 Alle rechten voorbehouden.
 Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Sorrento - BE - 03/2012



Yes, you can.®