



Jazz 2



L'alliance parfaite entre
design et fonctionnalité



Yes, you can.

Dolomite Jazz 2 est un rollator innovant, stable et léger : le partenaire idéal pour l'aide à la marche, en intérieur comme en extérieur. Ce rollator combine plusieurs fonctionnalités et offre à l'utilisateur une position de marche tout à fait naturelle : cela fait de lui un compagnon indispensable. 2 hauteurs d'assise: 510 ou 610 mm (hauteur 510 recommandée pour les utilisateurs faisant moins de 1m65). Le monte-trottoir de série, qui peut être positionné à droite ou à gauche, aide à appréhender les obstacles.

Pliant

Dolomite Jazz est équipé d'un système de pliage innovant qui laisse à l'utilisateur un grand espace de marche. Une fois plié il tient seul en position debout. Les poignées sont facilement réglables en hauteur, des repères sur les tubes permettent un réglage précis. Un système de mémoire permet de retrouver la hauteur initiale des poignées. Les larges poignées sont ergonomiques et assurent un bon appui.

Stylisé

Un look moderne, un châssis anthracite, quelques touches de gris clair, **Dolomite Jazz** vous suit partout, au quotidien. Aucun câble de frein n'est apparent, ce qui le rend discret et évite d'accrocher des objets dans l'environnement extérieur ou dans la maison.

Caractéristiques et Options



Panier et assise rembourrée de série

Facile à mettre en place et à enlever, il peut être utilisé comme sac de shopping. Assise rigide rembourrée pour plus de confort et de sécurité.



Accroche-cannes (Accessoire)

Votre canne ou canne Anglaise toujours à portée de main (Réf. SP1512912).



Plateau transparent (Accessoire)

Amovible, il permet de transporter de petits objets (assiette, verre...) (Réf. SP1546264).



Grand panier (Accessoire)

Offrant plus d'espace. Existe en gris (Réf. SP1582961) ou en rouge (Réf. SP1582962). Charge Maxi.: 10 kg



Sangle de dossier (Accessoire)

Confortable et sécurisante elle permet de s'appuyer en position assise. Sangle réf 1522062, renfort réf SP1551654



Freins de ralentissement (la paire)

Pour une meilleure sécurité et un plus grand contrôle de votre rollator. Réf : SP1571260

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
Jazz 610	595 mm	690 mm	510 mm	750 - 1000 mm	610 mm	450 mm	200 mm	7,8 kg
Jazz 510	595 mm	690 mm	510 mm	650 - 800 mm	510 mm	450 mm	200 mm	7,5 kg

	Poids max. utilisateur	Largeur plié
Jazz 610 / 510	150 kg	215 mm

Coloris

Gris anthracite



Codes

1559202-46-27
JAZZ 610
1559201-46-27
JAZZ 510



reddot design award
winner 2013

