



DO WHAT YOU DO WITH

PASSION

K-SERIES



TECHNISCHE GEGEVENS K-SERIES

De **küschall K-Series** heeft een doorbraak veroorzaakt in het design van vele huidige rolstoelen. Het minimale design is uitermate geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar een aantrekkelijke, zeer betrouwbare en goed presterende rolstoel.

Doordat het zitframe onafhankelijk van het rijframe in te stellen is, is de **K-Series** geschikt om aan een brede range van persoonlijke wensen tegemoet te komen.



Küschall rolstoelen zijn ook uit te voeren met Matrix ruggen en kussens



Een «no limits» range



Lichtgewicht en perfecte prestaties



Rugsteun adapter met gelaserde swooshes



Instelbaarheid van het zitframe



Framehoek

75°/90°

V-frame of toelopend



Zithoogte

voor: 450 – 520 mm
achter: 380 – 490 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek

7°



Gewicht

ca. 7,8 kg



Zitbreedte

320 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte

290 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel

920 – 1230 mm



Transportgewicht (zonder achterwielen)

ca. 5,1 kg



Zitdiepte

350, 375-525 mm
in stappen van 20 mm



Zwaartepunt

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Totale breedte

ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht

130 kg



Rughoogte

270 – 480 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek

74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Crash Test veilig

Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19