

# Küschall®

## FRMA

### Küschall® K-SERIES



Yes, you can.®



**NOUVEAU** : Découvrez le  
Küschall *K-series* avec un  
châssis **carbone** !

**Gain de poids : 300g**

Prix public TTC (LPPR/PLV)

**6 276,00 € TTC**

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

alber SMOOV

SMOOV 100% LPPR  
Prise en charge : 3.500 €



Sacoche  
de transport  
offerte



Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Rigide
Référence d'achat :	Matière : Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences : Fixes
Cachet du distributeur :	Dossier : Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
	Poids total* : <b>7,5 kg</b> (carbone) - 7,8 kg (aluminium)
	Poids de transport* : <b>4,8 kg</b> (carbone) - 5,1 kg (aluminium)
	Crash-testé : Oui (avec option DKA7600)
	Positionnement : Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
	Motorisation en option montée : <i>alber e-motion</i>
	Poids max utilisateur : 130 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

#### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


\* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® K-SERIES			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DKA0067	<input type="checkbox"/> Küschall® K-Series® - Châssis Aluminium FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
DKA0074	<input type="checkbox"/> Küschall® K-Series® - Châssis Carbone Gain de poids : 300g ! FRMA - Code LPPR : 9547071	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090	5 948,82	6 276,00	6276,00
<b>FABRICATION SPECIALE</b>					
DKA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
UKA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****				
<b>PACKS POSITIONNEMENT ET PREVENTION D'ESCARRES</b>					
DKA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement <b>Matrx MX2 &amp; Libra</b> incluant : - Dossier <b>Matrx MX2</b> (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin <b>Matrx Libra</b> (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points - <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement <b>Matrx Elite E2 &amp; Libra</b> incluant : - Dossier <b>Matrx Elite E2 / Elite Deep E2</b> (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin <b>Matrx Libra</b> (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0240	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres <b>Matrx Elite E2 &amp; Vicair Active O2</b> incluant : - Dossier <b>Matrx Elite E2 / Elite Deep E2</b> (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin <b>Vicair Active O2</b> (DKA2750) - Ceinture de hanche 2 points <b>Bodypoint® Evoflex®</b> (taille au choix DKA7810 à DKA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
<b>TYPE D'ASSISE</b>					
<b>Châssis</b>					
DKA1040	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> , potences 75°		◆	◆	
DKA1050	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> avant rétréci 75°		○	○	
DKA1060	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> 75° + 50 mm (longueur du châssis)		○	○	
DKA1070	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DKA1080	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> avant rétréci 90°		○	○	
DKA1090	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Aluminium</b> 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DKA1095	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Carbone</b> , potences 75° <i>Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche</i>	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 1770, 1775, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300, 7240	○	○	
DKA1110	<input type="checkbox"/> Châssis <b>Carbone</b> , potences 90° - <i>Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche</i> Roues de 3" et 4" uniquement	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 1770, 1775, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					




Châssis 90° : 1070

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Suspensions en fonction du poids max utilisateur</b>						
DKA1200	<input type="checkbox"/>	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1450	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 2740, 2746	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1465	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1475	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1495	<input type="checkbox"/>	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)</b>						
DKA1500	<input type="checkbox"/>	Position 1 = 140 mm (la plus active)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1510	<input type="checkbox"/>	Position 2 = 125 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1520	<input type="checkbox"/>	Position 3 = 110 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DKA1530	<input type="checkbox"/>	Position 4 = 95 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DKA1540	<input type="checkbox"/>	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Hauteur de dossier (BH)</b>						
DKA1605	☐	270 mm		○	○	
DKA1610	☐	285 mm		○	○	
DKA1615	☐	300 mm		○	○	
DKA1620	☐	315 mm		○	○	
DKA1625	☐	330 mm		○	○	
DKA1630	☐	345 mm		○	○	
DKA1635	☐	360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	☐	375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	☐	390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	☐	405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	☐	420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	☐	435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	☐	450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	☐	465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	☐	480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
<b>Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant</b>						
DKA1740	☐	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	☐	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	☐	470 mm		○	○	
DKA1755	☐	480 mm		○	○	
DKA1760	☐	490 mm		○	○	
DKA1765	☐	500 mm		◆	◆	
DKA1770	☐	510 mm		○	○	
DKA1775	☐	520 mm		○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (RSTF)</b>						
DKA1815	☐	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	☐	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	☐	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	☐	420 mm		○	○	
DKA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1840	☐	440 mm		○	○	
DKA1845	☐	450 mm		○	○	
DKA1850	☐	460 mm		○	○	
DKA1855	☐	470 mm		○	○	
DKA1860	☐	480 mm		○	○	
DKA1865	☐	490 mm	NC : 6410	○	○	
<b>Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL &lt; 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2</b>						
DKA1918	☐	290 mm		○	○	
DKA1920	☐	300 mm		○	○	
DKA1922	☐	310 mm		○	○	
DKA1924	☐	320 mm		○	○	
DKA1926	☐	330 mm		○	○	
DKA1928	☐	340 mm		○	○	
DKA1930	☐	350 mm		○	○	
DKA1932	☐	360 mm		○	○	
DKA1934	☐	370 mm		○	○	
DKA1936	☐	380 mm		○	○	
DKA1938	☐	390 mm		○	○	
DKA1940	☐	400 mm		○	○	
DKA1942	☐	410 mm		○	○	
DKA1944	☐	420 mm		○	○	
DKA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1948	☐	440 mm		○	○	
DKA1950	☐	450 mm		○	○	
DKA1952	☐	460 mm		○	○	
DKA1954	☐	470 mm		○	○	
DKA1956	☐	480 mm		○	○	

UL fauteuil =  
UL patient -  
épaisseur coussin



Euros		
Prix Public		LPPR/PLV
HT	TTC	

**TYPE DE DOSSIER**

**Montants de dossier**

DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	○	○	

**Type de dossier**

DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○	

**Garniture de dossier**

DKA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier <b>Matrix</b> commandé		○	○	



2230

**UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back**

UKA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		

**UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back**

UKA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuscall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

**UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier**

UKA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		

**Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure**

**Matrix!** - Dossier **Matrix MX2** poids max. utilisateur: 114 kg

DKA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix MX2</b> , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)






















2300, 2305, 2310, 2315







**MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !**

(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €

(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2316 à 2331	
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2332 à 2357	
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
<b>Largeur du dossier - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure</b>							
DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm	○	○			
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm	○	○			
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm	○	○			
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm	○	○			
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm	○	○			
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm	○	○			
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm	○	○			
<b>Poignées à pousser</b>							
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée 	◆	◆		 2430 2450	
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	○	○			
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues	○	○			
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	○	○	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480		
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	○	○			
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	○	○	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480		
<b>Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)</b>							
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°	○	○		 Angle de dossier BA	
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°	◆	◆			
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°	○	○			
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	○	○	DKA2590 <input type="checkbox"/> 94°		
<b>TOILE D'ASSISE</b>							
DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec bande scratch centrale - face douce	◆	◆		 2600	
DKA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	○	○		 2601	
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch	○	○		 2610	
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Toile <b>Air Light</b> 	○	○			
DKA2640	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise rigide	○	○		 2630	
<b>UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise</b>							
UKA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo	113,74	120,00			
UKA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo	113,74	120,00			
UKA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu	113,74	120,00			
UKA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc	113,74	120,00			
UKA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge	113,74	120,00			
UKA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur devis				
(4) code LPPR : 4954096 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Coussin d'assise</b>							
DKA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-Tech Lite</b> - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710
DKA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Libra</b> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	 2720
DKA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	 2740 / 2742 2744 / 2746
DKA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Classic Visco</b> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	 2748
DKA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx Contour ViscoNG</b> - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	 2750
DKA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Vicair Active O2</b> - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	568,72	600,00	600,00 (5)	
<b>Pochette d'assise</b>							
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2800
<b>Premier accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif</b>							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2820
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2830
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2840
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2850
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2850
<b>Second accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif</b>							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<b>Base rigide</b>							
DKA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2860
<b>Pochette sous toile d'assise</b>							
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur</b>						
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆	◆	 3200
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)		○	○	
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	○	○	
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	○	○	
<b>Socle plastique vissé pour repose-pieds</b>						
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○	 3305
<b>Sangles</b>						
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○	
<b>Palettes séparées avec barre de renfort (carbone régl. en angle)</b>						
	<input type="checkbox"/>	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines		Sur devis	Sur devis (9)
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>						
<b>Protège-vêtements</b>						
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite		◆	◆	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		○	○	
<b>Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)</b>						
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	
<b>Appui-bras</b>						
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950	○	○	 3480
<b>Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)</b>						
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	 3490
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	
<b>COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
DKA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	           <b>Délai supplémentaire + 15 jours</b>
DKA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DKA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DKA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DKA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DKA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○	
DKA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○	
DKA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		○	○	
DKA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré		○	○	
DKA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○	
DKA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		○	○	
DKA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○	
DKA4185	<input type="checkbox"/>	<b>Finition Carbone vernis</b>	<b>NOUVEAU</b>	○	○	
UKA4101	<input type="checkbox"/>	Poli-miroir		696,68	735,00	
UKA4102	<input type="checkbox"/>	Vert Pastel		750,71	792,00	
UKA4103	<input type="checkbox"/>	Bleu Ciel		750,71	792,00	
UKA4104	<input type="checkbox"/>	Prune		750,71	792,00	
UKA0008	<input type="checkbox"/>	<b>Coloris Spécial :</b> - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . <b>OU</b> - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande ( <b>sous réserve de faisabilité</b> ) - préciser N° RAL		<i>sur devis</i>		
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Vernis céramique</b>						
UKA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique ( <i>Uniquement pour coloris UKA410*</i> )		643,60	679,00	
<b>Style de décalcomanie</b>						
DKA4190	<input type="checkbox"/>	<b>Bold (Dynamique)</b> : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		○	○	
DKA4195	<input type="checkbox"/>	<b>Tag (Elégance)</b> : Bague <b>K</b> sur flanc gauche du châssis - <b>UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE</b>		◆	◆	
DKA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie		○	○	
<b>Coloris de la décalcomanie Bold</b>						
DKA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DKA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DKA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DKA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
<b>Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis</b>						
UKA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
<b>Coloris de la décalcomanie Tag</b>						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
<b>Roues avant</b>						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
<b>UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée</b>						
UKA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		○	110,00	
UKA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		○	110,00	
UKA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	110,00	
UKA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		○	110,00	
UKA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	110,00	
UKA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		○	110,00	
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs</b>						
UKA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	
<b>Position des roues arrière</b>						
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
<b>Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)</b>						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	



BOLD



TAG



5000





5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350



5050 / 5300



2ème barre 1ère barre








(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis








Euros	
Prix Public	LPPR/PLV
HT	TTC

Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)					
DKA6100	<input type="checkbox"/>	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6230, 6240	○	○
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3	NC : 6230, 6240	◆	◆
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6230, 6240	○	○
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5	NC : 6230, 6240	○	○
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)					
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270	○	○
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆	◆
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)					
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)					
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°		○	○
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°		○	○
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°		○	○
Axes à démontage rapide Tétra-clip					
DKA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)					
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	○	○
Type des roues arrière					
DKA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" ( main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆
DKA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"	○	○
DKA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660	○	○
DKA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée ) 600 g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	○	○
UKA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix ) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00
UKA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00
UKA6553	<input type="checkbox"/>	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00



Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UKA6554	<input type="checkbox"/>	<b>Spinergy CLX, Fibre de carbone</b> (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
<b>UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy</b>						
UKA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6558	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6559	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6560	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6562	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy</b>						
UKA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6564	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6565	<input type="checkbox"/>	Gris		162,09	171,00	
UKA6566	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6567	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6569	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy</b>						
UKA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6571	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6572	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		162,09	171,00	
UKA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6575	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UKA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc		162,09	171,00	
UKA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière</b>						
UKA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	
<b>Pneus arrière</b>						
DKA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Maxxis Lite Guard</b> (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6600
DKA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Maxxis Alpha Protect</b> (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	○	○	 6625
DKA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>MBL Speedlite</b> (protection anti-crevaison)	24"	○	○	 6630
DKA6640	<input type="checkbox"/>	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi)	24" NC : 7230	○	○	
DKA6655	<input type="checkbox"/>	Bandage à crampons, noir	24" NC : 6680	○	○	
DKA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	 6660
<b>Mains-courantes</b>						
DKA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"	○	○	
DKA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	○	○	
DKA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DKA6740	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	○	○	 6740
DKA6750	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko S</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	○	○	 6700 6710
DKA6760	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6770	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Quadro</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	 6790 6760
DKA6775	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L Tetra Grip</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DKA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm 	24", 25", 26"	◆	◆	
DKA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"	○	○	
<b>Protège-rayons, la paire</b>						
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	24", 26"	○	○	
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	24", 26"	○	○	
<b>Motorisation alber</b>						
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber <b>e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	○	○	<b>NOUVEAU :</b> Inscription à la LPP en catégorie AAP de la motorisation alber <b>e-motion M25</b> à venir !
<b>Conseil :</b> pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
<b>UNIQUE - Kits anodisation</b>						
UKA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UKA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		551,66	582,00	
UKA6962	<input type="checkbox"/>	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
<b>UNIQUE - Coloris Premium Anodisation</b>						
UKA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
UKA6964	<input type="checkbox"/>	Violet		○	○	
UKA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre		○	○	
UKA6966	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
UKA6967	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	
UKA6968	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
UKA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
UKA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		○	○	
UKA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
UKA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir		○	○	
<b>Freins</b>						
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés 		◆	◆	 7210 7230 7240
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300	○	○	
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs	NC : 7300	○	○	
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers 	NC : 7300	○	○	
<b>Leviers de freins rallongés</b>						
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		○	○	 7250
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
<b>Roulettes anti-basculer</b>						
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Droite		○	○	 7500 / 7520
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche		○	○	
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Deux roulettes anti bascule		○	○	
<b>Kit de transport</b>						
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	○	○	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Ceintures</b>						
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture à boucle		○	○	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	<b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	<input type="checkbox"/>	<b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7830	<input type="checkbox"/>	<b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
<b>Catadioptrés</b>						
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		○	○	
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Protections de châssis</b>						
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
<b>Porte-canne</b>						
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		○	○	
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche		○	○	
<b>Roues de transit</b>						
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des deux côtés)		○	○	
<b>Autres</b>						
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00	
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility <b>Bodypoint®</b>		104,27	110,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Planches de transfert</b>						
MH-H01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-T01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-O01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-N01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	<b>NOUVEAU</b>	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**




7810 / 7820 / 7830



8300



8680




MH-H01



MH-T01



MH-O01



MH-N01