

## FRMA

# Küschall® K-SERIES version pédiatrique



Découvrez la version pédiatrique de notre fauteuil roulant **Küschall® K-Series** également disponible en catégorie **FRMA** !

Largeur d'assise à partir de 260 mm  
Profondeur à partir de 250 mm  
Hauteur d'assise avant à partir de 370 mm  
Hauteur d'assise arrière à partir de 310mm  
Distance UL : 200 mm

*Délai de fabrication : 8 semaines*

Prix public TTC (LPPR/PLV)

**6 276,00 € TTC**

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

**NOUVEAU**

### Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

**Küschall®**

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.

**alber**

**Bodypoint®**

**matrx®**  
SCIENCE OF SEATING

**meinholz**  
developed by Transatlantic

**VICAIR®**

#### Informations client

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :



#### Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes
Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
Poids total*	
Poids de transport*	
Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Vicair</b> et <b>Matrx</b>
Poids max utilisateur	80 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

#### Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, envoyez votre fiches de mesures par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)


Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


\* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
	<input type="checkbox"/> Küschall® K-Series - Version pédiatrique FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00	
<b>FABRICATION SPECIALE</b>						
DKA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schéma		Sur demande de fabrication spéciale			
UKA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****					
<b>TYPE D'ASSISE</b>						
<b>Châssis</b>						
DKA1040	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 75°		◆	◆		
DKA1070	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium, potences 90°		○	○		
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
	<input type="checkbox"/> 260 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> 280 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○		
DKA1310	<input type="checkbox"/> 320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	◆	◆		
DKA1315	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 2300 à 2357, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○		
DKA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2640, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○		
DKA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2640	○	○		
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
	<input type="checkbox"/> 250 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> 275 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> 325 mm		○	○		
DKA1410	<input type="checkbox"/> 350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	◆	◆		
DKA1420	<input type="checkbox"/> 375 mm	NC : 2640, 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○		
DKA1435	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2640	○	○		
<b>Position du centre de gravité au choix, les réglages sont toujours possibles (SP)</b>						
DKA1500	<input type="checkbox"/> Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○		
DKA1510	<input type="checkbox"/> Position 2 = 125 mm		○	○		
DKA1520	<input type="checkbox"/> Position 3 = 110 mm		○	○		
DKA1530	<input type="checkbox"/> Position 4 = 95 mm		○	○		
DKA1540	<input type="checkbox"/> Position 5 = 80 mm		◆	◆		
	<input type="checkbox"/> Position 6 = 65 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> Position 7 = 50 mm		○	○		
	<input type="checkbox"/> Position 8 = 35 mm (la plus stable)		○	○		
<b>Hauteur de dossier (BH)</b>						
DKA1605	<input type="checkbox"/> 270 mm		○	○		
DKA1610	<input type="checkbox"/> 285 mm		○	○		
DKA1615	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○		
DKA1620	<input type="checkbox"/> 315 mm		○	○		
DKA1625	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○		
DKA1630	<input type="checkbox"/> 345 mm		○	○		
DKA1635	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2150	○	○		
DKA1640	<input type="checkbox"/> 375 mm	NC : 2150	◆	◆		
DKA1645	<input type="checkbox"/> 390 mm	NC : 2150	○	○		
DKA1650	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 2150	○	○		
DKA1655	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2150	○	○		
DKA1660	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 2150, 2210	○	○		
DKA1665	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 2150, 2210	○	○		
DKA1670	<input type="checkbox"/> 465 mm	NC : 2150, 2210	○	○		
DKA1675	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2150, 2210	○	○		



Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
<b>Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant</b>						
	<input type="checkbox"/>	370 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	380 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	390 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	430 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
DKA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	◆	◆	
DKA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		○	○	
DKA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (RSTF)</b>						
	<input type="checkbox"/>	310 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	320 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	330 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	340 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	370 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	380 mm		○	○	
DKA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	◆	◆	
DKA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DKA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm		○	○	
DKA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
DKA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
<b>Distance UL (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL &lt; 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut)</b>						
	<input type="checkbox"/>	200 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	210 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	220 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	230 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	240 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	250 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	260 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	270 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	280 mm		○	○	
DKA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm		◆	◆	
DKA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm		○	○	
DKA1922	<input type="checkbox"/>	310 mm		○	○	
DKA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm		○	○	
DKA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm		○	○	
DKA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm		○	○	
DKA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
DKA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
DKA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm		○	○	
DKA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm		○	○	
DKA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		○	○	
DKA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
DKA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DKA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DKA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
<b>TYPE DE DOSSIER</b>						
<b>Montants de dossier</b>						
DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
<b>Type de dossier</b>						
DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	

UL fauteuil  
=  
UL patient -  
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
<b>Garniture de dossier</b>						
	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, nylon noir		○	○	
DKA2200	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier <b>Matrix</b> commandé		○	○	
<b>UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back</b>						
UKA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
<b>UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back</b>						
UKA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
<b>UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier</b>						
UKA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
<b>Dossiers Matrix</b> - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrix</b> !						
	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Mini</b> , hauteur 180 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Mini</b> , hauteur 260 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Mini</b> , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>Matrix Mini</b> , hauteur 360 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
<b>Largeur du dossier Matrix</b> - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
	<input type="checkbox"/>	260 mm - largeur de buste indic. 165 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	280 mm - largeur de buste indic. 190 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	310 mm - largeur de buste indic. 215 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	330 mm - largeur de buste indic. 240 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée		○	○	
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes		○	○	
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆	
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	○	○	
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	○	○	
UN1685829	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		○	○	
UN1685831	<input type="checkbox"/>	Poignées poussettes		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00€						



2230



2430 2450

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros					
				Prix Public		LPPR/PLV			
				HT	TTC				
<b>Angle de dossier</b> par rapport à l'assise (BA)									
DKA2500	<input type="checkbox"/>	74°							
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°							
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°		○	○				
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°		○	○				
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	DKA2590	<input type="checkbox"/>	94°		○	○	
<b>TOILE D'ASSISE</b>									
DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec bande scratch centrale - face douce			◆	◆		 2600	
DKA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)			○	○		 2601	
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch			○	○		 2610	
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Toile <b>Air Light</b>			○	○		 2630	
<b>UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise</b>									
UKA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo			113,74	120,00			
UKA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo			113,74	120,00			
UKA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu			113,74	120,00			
UKA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc			113,74	120,00			
UKA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge			113,74	120,00			
UKA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients			Sur devis				
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>									
<b>Coussin d'assise</b>									
	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Vicair Vector Junior</b> - 60 mm de hauteur			568,72	600,00	600,00 (5)	 2800	
<b>Appui-tête</b>									
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête			151,66	160,00	160,00 (1)		
<b>Pochette d'assise</b>									
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible			○	○			
<b>Pochette sous toile d'assise</b>									
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)			○	○		2800	
<b>REPOSE-PIEDS</b>									
<b>Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur</b>									
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds			○	○			
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290		◆	◆			
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290		○	○			
	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en carbone pour repose-jambes court			○	○			
<b>Socket plastique vissé pour repose-pieds</b>									
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Socket plastique vissé pour repose-pieds			○	○			
<b>Sangles</b>									
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis			◆	◆		 3305	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences			○	○			
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>									
<b>Protège-vêtements</b>									
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone			○	○			
<b>Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)</b>									
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553		○	○		 3480	
<b>Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)</b>									
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950		○	○		 3490	
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles			○	○			
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles			○	○			
<b>COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION</b>									
<b>Coloris de châssis</b>									
DKA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)			○	○			
DKA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)			○	○			
DKA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220		○	○			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 €									
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €									

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DKA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DKA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)		○	○	
DKA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)		○	○	
DKA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)		○	○	
DKA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré		○	○	
DKA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)		○	○	
DKA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite		○	○	
DKA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)		○	○	
UKA0008	<input type="checkbox"/>	<b>Coloris Spécial :</b> - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . <b>ou</b> - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande ( <b>sous réserve de faisabilité</b> ) - préciser N° RAL		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
<b>Style de décalcomanie</b>						
DKA4190	<input type="checkbox"/>	<b>Bold (Dynamique) :</b> Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		○	○	
DKA4195	<input type="checkbox"/>	<b>Tag (Elégance) :</b> Bague <i>K</i> sur flanc gauche du châssis - <b>UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE</b>		◆	◆	
DKA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie		○	○	
<b>Coloris de la décalcomanie Bold</b>						
DKA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DKA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DKA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DKA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
<b>Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis</b>						
UKA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		<i>Sur demande de fabrication spéciale</i>		
<b>Coloris de la décalcomanie Tag</b>						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
<b>Roues avant</b>						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
<b>UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée</b>						
UKA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		○	110,00	
UKA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		○	110,00	
UKA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	110,00	
UKA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		○	110,00	
UKA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	110,00	
UKA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		○	110,00	
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs</b>						
UKA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG



5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350









5050 / 5300


Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Position des roues arrière</b>						
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
<b>Barre de carrossage</b> (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	
<b>Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre</b> (depuis l'avant)						
DKA6100	<input type="checkbox"/>	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5	NC : 6230, 6240	○	○	
<b>Carrossage</b> (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆	◆	
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
<b>Déport arrière : 2ème barre</b> (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
<b>Carrossage de la 2ème barre</b> (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°		○	○	
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°		○	○	
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°		○	○	
<b>Axes à démontage rapide</b>						
DKA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	○	○	
<b>Diamètre des roues arrière</b> (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
	<input type="checkbox"/>	20"		○	○	
	<input type="checkbox"/>	22"		○	○	
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
<b>Type des roues arrière</b>						
	<input type="checkbox"/>	Roues légères (jantes en aluminium noires et pneus lisses)	20", 22"		○	○
DKA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" ( mains-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆
DKA6510	<input type="checkbox"/>	Küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	22", 24"		○	○
DKA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24"	NC : 6660	○	○
DKA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tressée ) 600g par roue	20", 22", 24"	NC : 6660, 6910	○	○
UKA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	22", 24"		1060,66	1119,00
UKA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	22", 24"		1140,28	1203,00



Taille des pneus	
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :	
24" :	25-540
25" :	25-559
MBL SPEEDLITE :	
24" :	25-540

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UKA6553	<input type="checkbox"/>	<b>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</b> (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24"	1206,64	1273,00	
UKA6554	<input type="checkbox"/>	<b>Spinergy CLX, Fibre de carbone</b> (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570 g par roue	24"	1358,29	1433,00	
<b>UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy</b>						
UKA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6558	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6559	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6560	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6562	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy</b>						
UKA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6564	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6565	<input type="checkbox"/>	Gris		162,09	171,00	
UKA6566	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6567	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6569	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy</b>						
UKA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6571	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6572	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		162,09	171,00	
UKA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6575	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UKA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc		162,09	171,00	
UKA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune		162,09	171,00	
<b>UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière</b>						
UKA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	
<b>Pneus arrière</b>						
	<input type="checkbox"/>	Pneu <b>Right Run</b> 20" x 1" pour roues <b>Légères</b> et roues <b>Spinergy</b>	20"	○	○	 6600
	<input type="checkbox"/>	Pneu <b>Primo Sentinel</b> 22" x 1" pour roues <b>Spinergy</b>	22"	○	○	
DKA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Maxxis Lite Guard</b> (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6625
DKA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>Maxxis Alpha Protect</b> (protection anti-crevaison)	22", 24"	○	○	 6630
DKA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir <b>MBL Speedlite</b> (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DKA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	
<b>Mains-courantes</b>						
DKA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"	○	○	 6700 6710
DKA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	22", 24"	○	○	
DKA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DKA6740	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	 6740

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6750	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Gekko S</b> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6760	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L</b> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	
DKA6770	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Quadro</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6775	<input type="checkbox"/>	<b>Carbolife Curve L Tetra Grip</b> , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"	◆	◆	
DKA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	20", 22"	○	○	
<b>Protège-rayons, la paire</b>						
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	20", 22"	○	○	
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	20", 22"	○	○	
	<input type="checkbox"/>	Personnalisés		142,18	150,00	
<b>UNIQUE - Kits anodisation</b>						
UKA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UKA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		551,66	582,00	
UKA6962	<input type="checkbox"/>	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
<b>UNIQUE - Coloris Premium Anodisation</b>						
UKA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
UKA6964	<input type="checkbox"/>	Violet		○	○	
UKA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre		○	○	
UKA6966	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
UKA6967	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	
UKA6968	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
UKA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
UKA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		○	○	
UKA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
UKA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir		○	○	
<b>Freins</b>						
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300	○	○	
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs	NC : 7300	○	○	
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	NC : 7300	○	○	
<b>Leviers de freins rallongés</b>						
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		○	○	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit						
<b>Roulettes anti-bascule</b>						
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Droite		○	○	
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche		○	○	
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Deux roulettes anti-bascule	NC : 8300	○	○	



6790 6760



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
<b>Ceintures</b>						
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture à boucle		○	○	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	<b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	<input type="checkbox"/>	<b>Bodypoint® Evoflex®</b> ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
<b>Catadioptrés</b>						
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		○	○	
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Protections de châssis</b>						
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
<b>Aide au basculement</b>						
DKA8100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur, à droite		○	○	
DKA8110	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur, à gauche		○	○	
DKA8120	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur des deux côtés		○	○	
<b>Porte-canne</b>						
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		○	○	
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche		○	○	
<b>Roues de transit</b>						
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		○	○	
<b>Autres</b>						
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24")		71,09	75,00	
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility <b>Bodypoint®</b>		104,27	110,00	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Planches de transfert</b>						
MH-H01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-T01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-O01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	<b>NOUVEAU</b>	150,71	159,00	
MH-N01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	<b>NOUVEAU</b>	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par**



7810 / 7820



8300



8680

