

Küschall®

FRMA

Küschall® K-SERIES version pédiatrique



Découvrez la version pédiatrique de notre fauteuil roulant **Küschall® K-Series** également disponible en catégorie **FRMA** !

Largeur d'assise à partir de 260 mm
Profondeur à partir de 250 mm
Hauteur d'assise avant à partir de 370 mm
Hauteur d'assise arrière à partir de 310mm
Distance UL : 200 mm

Délai de fabrication : 8 semaines

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

NOUVEAU

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.




Bodypoint®

matrx® meinholtz
SCIENCE OF SEATING developed by Transatlantic

VICAIR®


Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	
		Poids de transport*	
		Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair et Matrx
		Poids max utilisateur	80 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure
Commandes			
			
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, envoyez votre fiches de mesures par e-mail à : commandesfr@dhcare.com			
Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.			
☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix			
Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.			
* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm			

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
	☐	Küschall® K-Series - Version pédiatrique FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
FABRICATION SPECIALE						
DKA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schéma		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****				
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DKA1040	☐	Châssis Aluminium, potences 75° - flancs parallèles		◆	◆	
DKA1070	☐	Châssis Aluminium, potences 90° - flancs parallèles		○	○	
Largeur d'assise (SW)						
	☐	260 mm		○	○	
	☐	280 mm		○	○	
	☐	300 mm		○	○	
DKA1310	☐	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	◆	◆	
DKA1315	☐	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2640, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2640	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
	☐	250 mm		○	○	
	☐	275 mm		○	○	
	☐	300 mm		○	○	
	☐	325 mm		○	○	
DKA1410	☐	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	◆	◆	
DKA1420	☐	375 mm	NC : 2640, 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	☐	400 mm	NC : 2640	○	○	
Position du centre de gravité au choix, les réglages sont toujours possibles (SP)						
DKA1500	☐	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	☐	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	☐	Position 3 = 110 mm		○	○	
DKA1530	☐	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	☐	Position 5 = 80 mm		◆	◆	
	☐	Position 6 = 65 mm		○	○	
	☐	Position 7 = 50 mm		○	○	
	☐	Position 8 = 35 mm (la plus stable)		○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1605	☐	270 mm		○	○	
DKA1610	☐	285 mm		○	○	
DKA1615	☐	300 mm		○	○	
DKA1620	☐	315 mm		○	○	
DKA1625	☐	330 mm		○	○	
DKA1630	☐	345 mm		○	○	
DKA1635	☐	360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	☐	375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	☐	390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	☐	405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	☐	420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	☐	435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	☐	450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	☐	465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	☐	480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	



Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
	☐ 370 mm			○	○	
	☐ 380 mm			○	○	
	☐ 390 mm			○	○	
	☐ 400 mm			○	○	
	☐ 410 mm			○	○	
	☐ 420 mm			○	○	
	☐ 430 mm			○	○	
	☐ 440 mm			○	○	
DKA1740	☐ 450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500		◆	◆	
DKA1745	☐ 460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500		○	○	
DKA1750	☐ 470 mm			○	○	
DKA1755	☐ 480 mm			○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
	☐ 310 mm			○	○	
	☐ 320 mm			○	○	
	☐ 330 mm			○	○	
	☐ 340 mm			○	○	
	☐ 350 mm			○	○	
	☐ 360 mm			○	○	
	☐ 370 mm			○	○	
	☐ 380 mm			○	○	
DKA1815	☐ 390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430		◆	◆	
DKA1820	☐ 400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430		○	○	
DKA1825	☐ 410 mm	NC : 3490, 3495		○	○	
DKA1830	☐ 420 mm			○	○	
DKA1835	☐ 430 mm			○	○	
DKA1840	☐ 440 mm			○	○	
DKA1845	☐ 450 mm			○	○	
Distance UL (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut)						
	☐ 200 mm			○	○	UL fauteuil = UL patient - épaisseur coussin
	☐ 210 mm			○	○	
	☐ 220 mm			○	○	
	☐ 230 mm			○	○	
	☐ 240 mm			○	○	
	☐ 250 mm			○	○	
	☐ 260 mm			○	○	
	☐ 270 mm			○	○	
	☐ 280 mm			○	○	
DKA1918	☐ 290 mm			◆	◆	
DKA1920	☐ 300 mm			○	○	
DKA1922	☐ 310 mm			○	○	
DKA1924	☐ 320 mm			○	○	
DKA1926	☐ 330 mm			○	○	
DKA1928	☐ 340 mm			○	○	
DKA1930	☐ 350 mm			○	○	
DKA1932	☐ 360 mm			○	○	
DKA1934	☐ 370 mm			○	○	
DKA1936	☐ 380 mm			○	○	
DKA1938	☐ 390 mm			○	○	
DKA1940	☐ 400 mm			○	○	
DKA1942	☐ 410 mm			○	○	
DKA1944	☐ 420 mm			○	○	
DKA1946	☐ 430 mm			◆	◆	
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	☐ Aluminium	NC : SW 320 mm		◆	◆	
Type de dossier						
DKA2100	☐ Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440		◆	◆	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros	
				Prix Public	LPPR/PLV
				HT	TTC
Garniture de dossier					
	☐ Rembourrée, nylon noir		○	○	
DKA2200	☐ Standard		◆	◆	
DKA2210	☐ Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	☐ Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2230	☐ Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	☐ Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiquûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
UKA2241	☐ Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	☐ Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	☐ Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	☐ Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	☐ Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	☐ Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back					
UKA2246	☐ Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	☐ Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	☐ Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	☐ Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	☐ Logo Kusshall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	☐ Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier					
UKA2253	☐ Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	☐ Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	☐ Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	☐ Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	☐ Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	☐ Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !					
	☐ Dossier Matrix Mini , hauteur 180 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	☐ Dossier Matrix Mini , hauteur 260 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	☐ Dossier Matrix Mini , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
	☐ Dossier Matrix Mini , hauteur 360 mm (fixations latérales à démontage rapide)		568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrix - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure					
	☐ 260 mm - largeur de buste indic. 165 mm		○	○	
	☐ 280 mm - largeur de buste indic. 190 mm		○	○	
	☐ 310 mm - largeur de buste indic. 215 mm		○	○	
	☐ 330 mm - largeur de buste indic. 240 mm		○	○	
	☐ 360 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
Poignées à pousser					
DKA2400	☐ Sans poignée		○	○	
DKA2410	☐ Standards courtes		○	○	
DKA2420	☐ Standards longues		◆	◆	
DKA2430	☐ Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	○	○	
DKA2440	☐ Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DKA2450	☐ Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	○	○	
UN1685829	☐ Barre de poussée réglable en angle		○	○	
UN1685831	☐ Poignées poussettes		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur dans la limite de 600,00€					



2230



2430 2450



2230



2430 2450

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DKA2500	☐	74°				
DKA2520	☐	78°		○	○	
DKA2540	☐	82°		◆	◆	
DKA2560	☐	86°		○	○	
DKA2580	☐	90°	DKA2590 ☐ 94°	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DKA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆	2600
DKA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	2601
DKA2610	☐	Réglable en tension par scratch		○	○	2610
DKA2630	☐	Toile Air Light		○	○	2630
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise						
UKA2602	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2603	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2604	☐	Bleu		113,74	120,00	
UKA2605	☐	Blanc		113,74	120,00	
UKA2606	☐	Rouge		113,74	120,00	
UKA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
	☐	Coussin d'assise Vicair Vector Junior - 60 mm de hauteur		568,72	600,00	600,00 (5)
Appui-tête						
	☐	Appui-tête		151,66	160,00	160,00 (1)
Pochette d'assise						
DKA2800	☐	Pochette d'assise amovible		○	○	
Pochette sous toile d'assise						
DKA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		○	○	
REPOSE-PIEDS						
Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur						
DKA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		○	○	
DKA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	◆	◆	
DKA3230	☐	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	○	○	
	☐	Repose-pieds en carbone pour repose-jambes court		○	○	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DKA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		○	○	
Sangles						
DKA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆	
DKA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		○	○	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DKA3420	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		○	○	
Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)						
DKA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	○	○	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DKA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950	○	○	
DKA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	
DKA3495	☐	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		○	○	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DKA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	
DKA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DKA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait 8 adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
DKA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)	☐	☐	
DKA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)	☐	☐	
DKA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)	☐	☐	
DKA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)	☐	☐	
DKA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)	☐	☐	
DKA4145	☐	Bleu Nuit Nacré	☐	☐	
DKA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)	☐	☐	
DKA4170	☐	Orange Dynamite	☐	☐	
DKA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)	☐	☐	
UKA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL	Sur demande de fabrication spéciale		
Style de décalcomanie					
DKA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	☐	☐	
DKA4195	☐	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	◆	◆	
DKA4197	☐	Sans décalcomanie	☐	☐	
Coloris de la décalcomanie Bold					
DKA4200	☐	Noir	☐	☐	
DKA4210	☐	Gris Foncé	☐	☐	
DKA4220	☐	Gris Clair	☐	☐	
DKA4230	☐	Rouge	☐	☐	
DKA4240	☐	Bleu	☐	☐	
DKA4250	☐	Doré	☐	☐	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis					
UKA4252	☐	Jaune Fluo - stickers	161,14	170,00	
UKA4253	☐	Vert Fluo - stickers	161,14	170,00	
UKA4254	☐	Orange Fluo - stickers	161,14	170,00	
UKA4255	☐	Rose Fluo - stickers	161,14	170,00	
UKA4256	☐	Rouge Fluo - stickers	161,14	170,00	
UKA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag					
DKA4300	☐	Noir	☐	☐	
DKA4310	☐	Rouge	☐	☐	
Roues avant					
DKA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport	☐	☐	
DKA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir	◆	◆	
DKA5100	☐	4" Bandage Soft noir	☐	☐	
DKA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE		
DKA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐	
DKA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir	☐	☐	
DKA5350	☐	5" Bandage Soft noir	☐	☐	
DKA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire	☐	☐	
DKA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE		
DKA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise	☐	☐	
UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée					
UKA5502	☐	Rose	☐	110,00	
UKA5504	☐	Orange	☐	110,00	
UKA5506	☐	Bleu	☐	110,00	
UKA5507	☐	Violet Atomique	☐	110,00	
UKA5508	☐	Rouge	☐	110,00	
UKA5509	☐	Doré	☐	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs					
UKA5510	☐	Roulements en céramique	☐	☐	

Délai supplémentaire + 15 jours


BOLD


TAG


5000


5200 / 5250 / 5450 / 5500


5350


5050 / 5300



BOLD



TAG



5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500





5350



5050 / 5300

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Position des roues arrière						
DKA6020	☐	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	☐	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	☐	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	☐	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	☐	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)						
DKA6100	☐	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	☐	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	☐	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	☐	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	☐	5	NC : 6230, 6240	○	○	
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	☐	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	☐	3°		◆	◆	
DKA6220	☐	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	☐	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	☐	0°		○	○	
DKA6260	☐	3°		○	○	
DKA6270	☐	6°		○	○	
Axes à démontage rapide						
DKA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
	☐	20"		○	○	
	☐	22"		○	○	
DKA6410	☐	24"		◆	◆	
Type des roues arrière						
	☐	Roues légères (jantes en aluminium noires et pneus lisses)	20", 22"	○	○	
DKA6500	☐	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
DKA6510	☐	Küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	22", 24"	○	○	
DKA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24" NC : 6660	○	○	
DKA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tressée) 600g par roue	20", 22", 24" NC : 6660, 6910	○	○	
UKA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	22", 24"	1060,66	1119,00	
UKA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	22", 24"	1140,28	1203,00	







Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



Taille des pneus	
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :	
24" : 25-540	
25" : 25-559	
MBL SPEEDLITE :	
24" : 25-540	

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UKA6553	☐ Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24"		1206,64	1273,00	
UKA6554	☐ Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570 g par roue	24"		1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UKA6557	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6558	☐ Doré			162,09	171,00	
UKA6559	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6560	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6561	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6562	☐ Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UKA6563	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6564	☐ Doré			162,09	171,00	
UKA6565	☐ Gris			162,09	171,00	
UKA6566	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6567	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6568	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6569	☐ Violet			162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UKA6570	☐ Bleu			162,09	171,00	
UKA6571	☐ Vert			162,09	171,00	
UKA6572	☐ Orange			162,09	171,00	
UKA6573	☐ Rose Fluo			162,09	171,00	
UKA6574	☐ Rouge			162,09	171,00	
UKA6575	☐ Violet			162,09	171,00	
UKA6576	☐ Blanc			162,09	171,00	
UKA6577	☐ Jaune			162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UKA6579	☐ Roulements en céramique			○	○	
Pneus arrière						
	☐ Pneu Right Run 20" x 1" pour roues Légères et roues Spinergy	20"		○	○	
	☐ Pneu Primo Sentinel 22" x 1" pour roues Spinergy	22"		○	○	
DKA6600	☐ Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"		◆	◆	
DKA6625	☐ Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	22", 24"		○	○	
DKA6630	☐ Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"		○	○	
DKA6660	☐ Bandage noir	24" NC : 7230		○	○	
Mains-courantes						
DKA6700	☐ Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"		○	○	
DKA6710	☐ Acier inoxydable, écartement 30 mm	22", 24"		○	○	
DKA6720	☐ Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		○	○	
DKA6740	☐ Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"		○	○	



6600



6625



6630




6700 6710



6740

Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+15 mm de largeur hors-tout)	22", 24"	○	○	
DKA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	22", 24"	○	○	
DKA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	22", 24"	◆	◆	
DKA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	20", 22"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DKA6900	☐	Transparent	20", 22"	○	○	
DKA6910	☐	Noir	20", 22"	○	○	
	☐	Personnalisés		142,18	150,00	
UNIQUE - Kits anodisation						
UKA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UKA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		551,66	582,00	
UKA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UKA6963	☐	Rouge		○	○	
UKA6964	☐	Violet		○	○	
UKA6965	☐	Cuivre		○	○	
UKA6966	☐	Vert		○	○	
UKA6967	☐	Orange		○	○	
UKA6968	☐	Doré		○	○	
UKA6969	☐	Champagne		○	○	
UKA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UKA6971	☐	Bleu		○	○	
UKA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DKA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DKA7230	☐	Performance	NC : 7300	○	○	
DKA7240	☐	Actifs	NC : 7300	○	○	
DKA7250	☐	Actifs légers	NC : 7300	○	○	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-bascule						
DKA7500	☐	Droite		○	○	
DKA7510	☐	Gauche		○	○	
DKA7520	☐	Deux roulettes anti-bascule	NC : 8300	○	○	



Küschall® K-SERIES - Version Pédiatrique				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Ceintures						
DKA7800	☐	Ceinture à boucle		○	○	
DKA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DKA7900	☐	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DKA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Aide au basculement						
DKA8100	☐	Tube basculeur, à droite		○	○	
DKA8110	☐	Tube basculeur, à gauche		○	○	
DKA8120	☐	Tube basculeur des deux côtés		○	○	
Porte-canne						
DKA8200	☐	Porte canne à droite		○	○	
DKA8210	☐	Porte canne à gauche		○	○	
Roues de transit						
DKA8300	☐	Roues de Transit 3"		○	○	
Autres						
DKA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24")		71,09	75,00	
DKA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DKA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



7810 / 7820



8300



8680

