

Mit dem *Invacare Matrx Elite TR* wird der gesamte Rücken des Nutzers unterstützt. Sowohl in aufrechter Sitzposition, als auch bei einer Kanelungsposition bietet dieser Rücken dem Nutzer eine sehr gute Stabilität. Der SuperSoft-Schaumstoff sorgt für eine sehr gute Druckverteilung.

Entscheidungshilfe

- Unterstützung des gesamten Rückens
- Unterstützung des Schulterbereichs
- Speziell für die Verwendung bei manuellen oder motorischen Kanelungspositionen




Eigenschaften *Matrx Elite TR*

- Verfügbar in drei Höhen und fünf Breiten
- Ergonomisch geformte, feste Aluminium-Rückenschale
- Ausschnitte in der Rückenschale für hohe Atmungsaktivität
- Atmungsaktiver Bezug
- Überlappendes Polster als Kantenschutz
- SuperSoft-Schaumstoff für verbessertes Einsinken
- Geringes Gewicht
- Individuell anpassbar dank zahlreicher Optionen



Technische Daten

	Tiefen-einstellung ¹	Winkel-einstellung ¹	Gesamtgewicht	Max. Nutzergewicht
Matrx Elite TR				
	100 mm (50 mm vor und 50 mm hinter den Rückenrohren)	40° +/- 20°	ohne Halterung ab 800 g	136 kg

1. Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die kleinste verfügbare Größe. Bitte beachten Sie die eingeschränkte Tiefen- und Winkeleinstellung bei der Montage eines breiteren Rücken an einen schmaleren Stuhl.